

NEW HOSPIVAC 400

**AMBRO
MEDICA** S.R.L.S



Aspiratore Chirurgico per Liposuzione

NEW HOSPIVAC 400 è stato realizzato per la sala operatoria per l'aspirazione di liquidi corporei e per applicazioni in ginecologia o dermatologia (LIPOSUZIONE). Su richiesta, controllo a pedale e deviatore flusso di raccolta a gestione elettronica.

Indicatore di vuoto
(kpa - Bar)

Regolatore di
Vuoto

Comando Elettronico pedale due
modalità (Solo modelli "FS" - Full)

a: in continuo
b: intermittente

Deviatore
Selezionatore "One - Touch"

a: Vaso Sinistro
b: Vaso Destro

Doppio Bocchettone d'aspirazione
(Solo modello Full)

PISTON/CYLINDER PUMP
5 Years Warranty

THOMAS
A Global Leader in Power

POMPA A PISTONE
5 anni di garanzia



CE 0123

NEW HOSPIVAC 400

SEDE LEGALE: Via L. Giordano, 51 - 80129 - Napoli - SEDE OPERATIVA: Via G. De Ruggiero, 87 - 80128 - Napoli
P.Iva/C.F. = 08767181210 - Cell. 3295446475 - 3382105999

email: info@ambromedica.it/ambromedica@libero.it - web site: www.ambromedica.it