



MON & TEX[®]
...è il monouso

La sicurezza in Sala Operatoria
Security in Operating Room

Catalogo Prodotti

INDICE

CHIRURGIA GENERALE	pag. 3	TELI ED ACCESSORI STERILI	pag. 27
Monotelo per Laparoscopia/Laparotomia	pag. 4	Telo standard	pag. 28
Set per Laparoscopia/Laparotomia		Telo lato adesivo	
.....		Telo con foro	
Set Universale	pag. 5	
Set Universale rinforzato		Telo con foro adesivo	pag. 29
		Telo taglio "U"	
		Telo taglio "U" rinforzato	
		
CHIRURGIA ORTOPEDICA	pag. 7	Guaina copritelecamera	pag. 30
Monotelo chirurgia della Mano	pag. 8	Cuffia copristrumento	
Monotelo chirurgia del Piede		Sacchetto copristrumento	
Set Estremità		
.....		Telo Tavolo Madre	pag. 31
Monotelo chirurgia delle Estremità	pag. 9	Federa di Mayo	
Monotelo Artroscopia		Sacca raccolta liquidi	
Monotelo Artroscopia Spalla		
.....		Gambali rettangolari	pag. 32
Set Anca	pag. 10	Gambale sagomato	
Set Anca rinforzato		Manichette	
Set Artroscopia Ginocchio		
		Telo sottosacrale	pag. 33
CHIRURGIA OCULISTICA	pag. 11	Tasca rifiuti	
Monotelo chirurgia Oftalmica con sacca	pag. 12	Tasca portastrumenti	
Monotelo chirurgia Oftalmica con doppia sacca		
		Strisce adesive	pag. 34
		Stockinette	
		CAMICI CHIRURGICI STERILI	pag. 35
		Camici chirurgici	pag. 36
		Camici chirurgici specialistici	pag. 37-39
		TELI NON STERILI	pag. 41
		Telo standard	pag. 42
		Telo con foro	
		Telo con foro adesivo	
		CAMICI NON STERILI	pag. 43
		Camici monolaccio	pag. 44
		Camici specialistici	
		
		Camici DPI	pag. 45
		Divise manica corta	
		
		Casacca manica lunga	pag. 46
		ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	pag. 47
		Cuffie Charlot DIK Olanda	pag. 48
		
		Scafandro	pag. 49
		Zuccotto	
		Cappellino capigliature lunghe	
		
		Mascherine	pag. 50
		
		Grembiuli	pag. 51
		Calzari	
		Copriscarpe	
CHIRURGIA GENERALE	pag. 3		
Monotelo per Laparoscopia/Laparotomia	pag. 4		
Set per Laparoscopia/Laparotomia			
.....			
Set Universale	pag. 5		
Set Universale rinforzato			
CHIRURGIA ORTOPEDICA	pag. 7		
Monotelo chirurgia della Mano	pag. 8		
Monotelo chirurgia del Piede			
Set Estremità			
.....			
Monotelo chirurgia delle Estremità	pag. 9		
Monotelo Artroscopia			
Monotelo Artroscopia Spalla			
.....			
Set Anca	pag. 10		
Set Anca rinforzato			
Set Artroscopia Ginocchio			
CHIRURGIA OCULISTICA	pag. 11		
Monotelo chirurgia Oftalmica con sacca	pag. 12		
Monotelo chirurgia Oftalmica con doppia sacca			
CHIRURGIA CARDIO-TORACICA VASCOLARE ED ANGIOGRAFICA	pag. 13		
Monotelo Angiografia femorale-Angioplastica	pag. 14		
Monotelo Angiografia con bande PE laterali			
.....			
Monotelo applicazione PaceMaker	pag. 15		
Monotelo Coronarico			
Monotelo chirurgia Valvolare			
Monotelo Angiografia Brachiale	pag. 16		
CHIRURGIA ORL	pag. 17		
Set Orecchio	pag. 18		
Set ORL			
CHIRURGIA GINECOLOGICA E OSTETRICA-UROLOGICA	pag. 19		
Monotelo per Parto Cesareo	pag. 20		
Monotelo per V.L.S.			
.....			
Set Parto Cesareo	pag. 21		
Set Parto Naturale			
Set Cistoscopia			
.....			
Monotelo Urologia	pag. 22		
Monotelo attrezzato per T.U.R.			
Monotelo a T per Urologia			
NEUROCHIRURGIA	pag. 23		
Monotelo Craniotomia	pag. 24		
Monotelo Laminectomia			
Monotelo Laminectomia rinforzato			
.....			
Set Laminectomia	pag. 25		
Set Laminectomia rinforzato			



Nel settore ospedaliero, negli ultimi anni, particolare attenzione è stata posta soprattutto all'applicazione di norme europee, allo studio e all'analisi di materiali e dei modelli per le varie coperture sterili in sala operatoria.

Per ogni intervento è necessario il rispetto di procedure per garantire la massima sicurezza ed evitare rischi di infezione intra-post operatoria: sicurezza per il paziente ma anche sicurezza per l'operatore da qualsiasi rischio di contaminazione.

Le norme attuali considerano i prodotti in cotone, che tanto è stato utilizzato negli anni passati, non idoneo soprattutto perchè non ha i requisiti di effetto barriera al passaggio dei liquidi e batteri. A contribuire allo sviluppo di una maggiore sicurezza sono stati l'avvento e lo sviluppo di prodotti tecnologicamente avanzati in tessuto non tessuto, che hanno trasformato il teatro operatorio garantendo una maggiore duttilità, praticità e garanzia di sterilità.

Il sistema di copertura sterile in TNT di produzione **Mon&Tex** corrisponde pienamente agli standard stabiliti dalla normativa UNI EN 13795-1-2-3 e offre una vasta gamma di prodotti in diversi modelli, misure, anche personalizzati, mirati a soddisfare ogni esigenza chirurgica.

La linea di dispositivi medicali **Mon&Tex** comprende camici chirurgici, copertura strumentario, teleria, set chirurgici e accessori abbigliamento.

Mon&Tex propone anche un valido servizio di consulenza al cliente, con dimostrazioni pratiche sull'utilizzo del prodotto in sala operatoria con personale altamente specializzato.

In sala operatoria per l'allestimento del campo operatorio la **Mon&Tex** propone 3 tecniche:

- **4 TELI:** tecnica che con la sua duttilità facilita la copertura nella maggior parte degli interventi
- **MONOTELO:** soluzione più avanzata con numerosi modelli sterili studiati per ogni tipologia di intervento
- **SET:** la soluzione più completa che raggruppa le varie coperture e i vari accessori con lo scopo di snellire le procedure di preparazione dell'intervento.

I set e i monoteli di TNT di **Mon&Tex** sono piegati e confezionati secondo protocolli chirurgici in modo da facilitarne l'utilizzo e ridurre al minimo il pericolo della contaminazione; inoltre, il confezionamento e la sterilizzazione ad ossido di etilene (E.T.O.) ne garantisce la sicurezza.

LEGENDA E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI USATI:

08 TNT biaccoppiato



18 TNT triaccoppiato

32 TNT idrorepellente, gr.70

40 TNT idrorepellente, SMS, gr.50




UNI EN ISO 9001:2000
UNI EN ISO 13485:2004
Cert. n°180



CHIRURGIA GENERALE



MONOTELO CHIRURGICO PER LAPAROSCOPIA / LAPAROTOMIA






- Misure: cm 260x320x180
- Foro addominale adesivo cm 30x30
- Zona di rinforzo superassorbente cm 90x100
- Guide passacavi

Codice
3.935.32
3.935.40

Conf. da:
10 pz
10 pz

SET CHIRURGICO PER LAPAROSCOPIA / LAPAROTOMIA




- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 1 federa di Mayo cm 80x145
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- Telo cm 260x320x200 con foro addominale adesivo cm 30x30 e zona di rinforzo superassorbente cm 90x100 e guide passacavi

Codice
3.474.32
3.474.40

Conf. da:
10 pz
10 pz

SET CHIRURGICO UNIVERSALE




- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 1 federa di Mayo cm 80x145
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 2 strisce adesive cm 10x50
- n° 2 teli laterali cm 75x100 con lato adesivo
- n° 1 telo testa cm 150x240 con lato adesivo
- n° 1 telo piedi cm 150x180 con lato adesivo

Codice
3.936.18

Conf. da:
8 pz





SET CHIRURGICO UNIVERSALE RINFORZATO



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 1 federa di Mayo cm 80x145
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 2 strisce adesive cm 10x50
- n° 2 teli laterali cm 75x100 con lato adesivo e con rinforzo superassorbente cm 100x45
- n° 1 telo testa cm 150x240 con lato adesivo e con rinforzo superassorbente cm 80x45
- n° 1 telo piedi cm 150x180 con lato adesivo e con rinforzo superassorbente cm 80x45

Codice
3.936.32
3.936.40


Conf. da:
10 pz
10 pz



CHIRURGIA ORTOPEDICA

MON & TEX[®]
...è il monouso


MONOTELO ATTREZZATO PER CHIRURGIA DELLA MANO



- Misure: cm 150x360 con appendice cm 100x75
- Foro elastico in poliuretano diametro cm 3 e rinforzo superassorbente

Codice **Conf. da:**
3.1938.32 10 pz
3.1938.40 10 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER CHIRURGIA DEL PIEDE



- Misure: cm 200x320
- Foro elastico in poliuretano diametro cm 5 e rinforzo superassorbente

Codice **Conf. da:**
3.1898.32 10 pz
3.1898.40 10 pz


SET CHIRURGICO PER ESTREMITÀ



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- n° 1 telo cm 100x150
- n° 1 telo attrezzato per estremità cm 200x320 con foro elastico diametro cm 6, rinforzo superassorbente e guide passacavi

Codice **Conf. da:**
3.941.18 8 pz
3.941.32 8 pz
3.941.40 8 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER CHIRURGIA DELLE ESTREMITÀ



- Misure: cm 200x320
- Foro elastico in poliuretano diametro cm 6, rinforzo superassorbente e guide passacavi

Codice **Conf. da:**
3.938.18 D 10 pz
3.938.32 D 10 pz
3.938.40 D 10 pz


MONOTELO ATTREZZATO CON SACCA PER ARTROSCOPIA



- Misure: cm 200x320
- Doppio foro elastico in poliuretano diametro cm 6, rinforzo superassorbente e guide passacavi
- Sacca raccolta liquidi con valvole di scarico

Codice **Conf. da:**
3.939.32 D 10 pz
3.939.40 D 10 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER ARTROSCOPIA DELLA SPALLA



- Misure: cm 200x320
- Foro elastico in poliuretano diametro cm 6 e rinforzo superassorbente
- Sacca raccolta liquidi ad "U" con valvole di scarico

Codice **Conf. da:**
3.1922.32 10 pz
3.1922.40 10 pz


SET CHIRURGICO PER ANCA



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- n° 1 telo con lato adesivo cm 180x300
- n° 1 telo con lato adesivo cm 180x180
- n° 1 telo cm 200x260 con taglio ad "U" adesivo cm 15x100

Codice 3.1888.18
Conf. da: 8 pz


SET CHIRURGICO RINFORZATO PER ANCA



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- n° 1 telo con lato adesivo cm 180x300
- n° 1 telo con lato adesivo cm 180x180
- n° 1 telo cm 200x260 con taglio ad "U" adesivo cm 15x100 con rinforzo superassorbente


Codice 3.1888.32
3.1888.40
Conf. da: 8 pz
8 pz

SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO




- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- n° 1 telo cm 100x150
- n° 1 stockinette cm 22x75
- n° 1 telo attrezzato per artroscopia cm 200x320 con doppio foro elastico diametro cm 6, sacca raccolta liquidi con valvola di scarico e guide passacavi

Codice 3.1889.32
3.1889.40
Conf. da: 8 pz
8 pz




CHIRURGIA OCULISTICA

MONOTELO ATTEZZATO OFTALMICO CON SACCA RACCOLTA LIQUIDI




- Foro ovale cm 6x9 con incision film
- Tasca di raccolta liquidi in PE 50µ

Codice	Descrizione	Conf. da:
3.294.32	cm 50x75	200 pz
3.294.40	cm 50x75	200 pz
3.744.32	cm 75x100	100 pz
3.744.40	cm 75x100	100 pz
3.505.32	cm 100x100	100 pz
3.505.40	cm 100x100	100 pz




MONOTELO ATTEZZATO OFTALMICO CON DOPPIA SACCA RACCOLTA LIQUIDI




- Misure cm 150x240
- Foro ovale cm 6x9 con incision film
- Doppia tasca di raccolta liquidi in PE 50µ

Codice	Conf. da:
3.777.32	25 pz
3.777.40	25 pz



CHIRURGIA CARDIOTORACICA
VASCOLARE ED ANGIOGRAFICA


MONOTELO CHIRURGICO PER ANGIOGRAFIA FEMORALE/ANGIOPLASTICA



- Misure: cm 200x300
- Fori adesivi ovali cm 6x9
- Zona di rinforzo superassorbente

Codice **Conf. da:**
3.1254.32 10 pz
3.1254.40 10 pz


MONOTELO CHIRURGICO PER ANGIOGRAFIA CON BANDA PE LATERALE



- Misure: cm 205x300
- Banda laterale singola di polietilene trasparente
- Fori adesivi diametro cm 10 con incision film
- Zona di rinforzo superassorbente

Codice **Conf. da:**
3.1255.32 10 pz
3.1255.40 10 pz


MONOTELO CHIRURGICO PER ANGIOGRAFIA CON BANDE PE LATERALI



- Misure: cm 210x300
- Doppia banda laterale singola di polietilene trasparente
- Fori adesivi diametro cm 10 con incision film
- Zona di rinforzo superassorbente

Codice **Conf. da:**
3.1256.32 10 pz
3.1256.40 10 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER APPLICAZIONE PACE MAKER



- Misure: cm 200x290
- Foro cm 15x20 con incision film
- Zona di rinforzo superassorbente

Codice **Conf. da:**
3.1262.32 25 pz
3.1262.40 25 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER CHIRURGIA CORONARICA



- Misure: cm 240x200x350
- Foro toracico cm 35x35 con incision film
- Accessi arti inferiori cm 27x105 con incision film
- Zone di rinforzo superassorbenti
- Guide passacavi

Codice **Conf. da:**
3.1259.32 10 pz
3.1259.40 10 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER CHIRURGIA VALVOLARE



- Misure: cm 240x200x350
- Foro toracico cm 35x35 con incision film
- Accessi femorali cm 13x30 con incision film
- Zone di rinforzo superassorbenti
- Guide passacavi



Codice **Conf. da:**
3.1258.32 10 pz
3.1258.40 10 pz

MONOTELO CHIRURGICO PER ANGIOGRAFIA BRACHIALE




- Misure: cm 120x150
- Foro adesivo cm 6x9 con incision film
- Zona di rinforzo superassorbente

Codice	Conf. da:
3.1260.32	10 pz
3.1260.40	10 pz



CHIRURGIA ORL

SET CHIRURGICO PER ORECCHIO




- n° 1 telo cm 95x160 con foro adesivo diametro cm 10
- n° 1 telo cm 140x150
- n° 2 strisce adesive cm 10x50

Codice
3.680.08

Conf. da:
20 pz






SET CHIRURGICO PER ORL



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente avvolgente
- n° 1 telo cm 100x150
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 federa Mayo cm 80x145
- n° 2 strisce adesive cm 10x50
- n° 1 telo cm 75x90 con lato adesivo
- n° 1 telo cm 200x260 con taglio ad "U" adesivo cm 65


Codice
3.502.18

Conf. da:
6 pz



**CHIRURGIA
OSTETRICA/GINECOLOGICA ED UROLOGICA**


MONOTELO ATTREZZATO PER PARTO CESAREO CON INCISION FILM



- Misure: cm 200x310
- Foro centrale adesivo cm 30x30 con incision film
- Sacca raccolta liquidi circolare spessorata in PE con 2 valvole di scarico

Codice	Conf. da:
3.538.18B	8 pz
3.538.32B	8 pz
3.538.40B	8 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER PARTO CESAREO



- Misure: cm 200x310
- Foro centrale adesivo cm 30x30
- Sacca raccolta liquidi circolare spessorata in PE con 2 valvole di scarico

Codice	Conf. da:
3.538.18A	8 pz
3.538.32A	8 pz
3.538.40A	8 pz


MONOTELO ATTREZZATO PER V.L.S.



- Misure: cm 200x290x240
- Foro addominale adesivo cm 20x25
- Foro vaginale adesivo cm 9x11,5
- Zona di rinforzo superassorbente
- Gambali incorporati

Codice	Conf. da:
3.517.32	10 pz
3.517.40	10 pz


SET CHIRURGICO INVASIVO PER PARTO CESAREO



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 1 telo cm 200x310 con foro adesivo cm 30x30, sacca raccolta liquidi spessorata in PE con 2 valvole di scarico
- n° 1 federa Mayo cm 80x145
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- n° 1 telo cm 90x90
- n° 10 tamponi garza idrofila diametro mm 25 rx
- n° 10 garze in cotone idrofilo cm 10x10, 8 strati rx
- n° 10 pezze laparotomiche in garza idrofila cm 30x30 rx
- n° 2 vaschette di raccolta

Codice	Conf. da:
3.944.18	8 pz
3.944.32	8 pz
3.944.40	8 pz


SET CHIRURGICO BASE PER PARTO NATURALE



- n° 1 federa Mayo cm 80x145
- n° 1 telo sottosacrale in TNT biaccoppiato cm 100x110 con sacca raccolta liquidi
- n° 1 telo cm 80x150 con rinforzo superassorbente e lato adesivo
- n° 2 gambali rettangolari
- n° 2 strisce adesive cm 10x50
- n° 1 telo per neonato cm 70x80

Codice	Conf. da:
3.932.32	8 pz
3.932.40	8 pz


SET CHIRURGICO PER GINECOLOGIA E CISTOSCOPIA



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 1 telo cm 75x180 con foro adesivo cm 12 a losanga
- n° 1 federa Mayo cm 80x145
- n° 2 strisce adesive cm 10x50
- n° 1 telo sottosacrale in TNT biaccoppiato cm 100x110 con sacca raccolta liquidi
- n° 2 gambali rettangolari

Codice	Conf. da:
3.945.32	10 pz
3.945.40	10 pz


MONOTELO ATTEZZATO PER UROLOGIA



- Misure: cm 180x200
- Foro ovale cm 6x9
- Dito in lattice

Codice **Conf. da:**
3.518.32 10 pz
3.518.40 10 pz


MONOTELO ATTEZZATO PER T.U.R. CON GAMBALI INCORPORATI



- Misure: cm 190x195x240
- Foro adesivo ovale cm 8x12
- Dito in lattice
- Sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico
- Gambali incorporati



Codice **Conf. da:**
3.1263.32 10 pz
3.1263.40 10 pz

MONOTELO A "T" ATTEZZATO PER UROLOGIA




- Misure: cm 260x200x320
- Foro addominale adesivo cm 20x25
- Foro perineale cm 6x9 coperto con telino cm 30x30
- Zona di rinforzo superassorbente
- Guide passacavi

Codice **Conf. da:**
3.503.40 10 pz



NEUROCHIRURGIA

MONOTELO ATTREZZATO PER CRANIOTOMIA




- Misure: cm 240x355
- Foro diametro cm 19 con incision film
- Zona di rinforzo superassorbente
- Sacca raccolta liquidi con filtro e valvola di scarico

Codice
3.1261.32
3.1261.40

Conf. da:
10 pz
10 pz

MONOTELO CHIRURGICO PER LAMINECTOMIA




- Misure: cm 200x300
- Foro centrale adesivo cm 7x30

Codice
3.1885.18

Conf. da:
10 pz

MONOTELO CHIRURGICO RINFORZATO PER LAMINECTOMIA




- Misure: cm 200x300
- Foro centrale adesivo cm 7x30
- Zona di rinforzo superassorbente

Codice
3.1885.32
3.1885.40

Conf. da:
10 pz
10 pz

SET CHIRURGICO PER LAMINECTOMIA




- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 1 federa Mayo cm 80x145
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- Telo cm 200x300 con foro centrale adesivo cm 7x30

Codice
3.1886.18

Conf. da:
10 pz


SET CHIRURGICO PER LAMINECTOMIA RINFORZATO



- n° 1 telo tavolo in polietilene cm 160x200 con rinforzo centrale assorbente
- n° 1 federa Mayo cm 80x145
- n° 4 asciugamani Dry Paper cm 30x40
- n° 1 striscia adesiva cm 10x50
- Telo cm 200x300 con foro centrale adesivo cm 7x30 e rinforzo superassorbente

Codice
3.1886.32
3.1886.40


Conf. da:
10 pz
10 pz



TELI ED ACCESSORI STERILI

MON & TEX[®]
...è il monouso

TELO CHIRURGICO



MISURA: cm 35x50
Codice Conf. da:
3.214.08 500 pz
3.214.18 300 pz

MISURA: cm 50x60
Codice Conf. da:
3.219.08 250 pz
3.219.18 250 pz

MISURA: cm 50x75
Codice Conf. da:
3.286.08 500 pz
3.286.18 250 pz

MISURA: cm 75x90
Codice Conf. da:
3.228.08 200 pz
3.228.18 150 pz
3.228.32 150 pz
3.228.40 150 pz

MISURA: cm 120x150
Codice Conf. da:
3.231.08 75 pz
3.231.18 50 pz


MISURA: cm 100x150
Codice Conf. da:
3.281.08 75 pz
3.281.18 50 pz
3.281.32 50 pz
3.281.40 50 pz

MISURA: cm 150x200
Codice Conf. da:
3.233.08 50 pz
3.233.18 50 pz

MISURA: cm 180x200
Codice Conf. da:
3.235.08 40 pz
3.235.18 25 pz

MISURA: cm 150x240
Codice Conf. da:
3.346.08 50 pz
3.346.18 25 pz
3.346.32 25 pz
3.346.40 25 pz

TELO CHIRURGICO CON LATO ADESIVO



MISURA: cm 50x60
Codice Conf. da:
3.250.08 250 pz
3.250.18 250 pz

MISURA: cm 50x75
Codice Conf. da:
3.324.08 300 pz
3.324.18 200 pz


MISURA: cm 75x90
Codice Conf. da:
3.252.08 200 pz
3.252.18 150 pz
3.252.32 150 pz
3.252.40 150 pz

MISURA: cm 150x160
Codice Conf. da:
3.254.08 50 pz
3.254.18 50 pz
3.254.32 25 pz
3.254.40 25 pz

MISURA: cm 150x180
Codice Conf. da:
3.333.18 25 pz
3.333.32 25 pz
3.333.40 25 pz

MISURA: cm 150x240
Codice Conf. da:
3.201.08 50 pz
3.201.18 25 pz
3.201.32 25 pz
3.201.40 25 pz


TELO CHIRURGICO CON FORO DIAMETRO cm 5



MISURA: cm 50x60
Codice Conf. da:
3.260.08 500 pz
3.260.18 300 pz

MISURA: cm 75x90
Codice Conf. da:
3.262.08 200 pz
3.262.18 150 pz

TELO CON FORO ADESIVO DIAMETRO cm 5




MISURA: cm 50x60
Codice Conf. da:
3.270.08 500 pz
3.270.18 300 pz
3.270.32 300 pz
3.270.40 300 pz

MISURA: cm 75x90
Codice Conf. da:
3.272.08 200 pz
3.272.18 150 pz
3.272.32 150 pz
3.272.40 150 pz

TELO CON FORO ADESIVO DIAMETRO cm 10

MISURA: cm 120x150
Codice Conf. da:
3.292.08 75 pz
3.292.18 50 pz
3.292.32 50 pz
3.292.40 50 pz

TELO TAGLIO AD U ADESIVO




Telo cm 120x150 - U cm 10x50
Codice Conf. da:
3.2079.18 25 pz

Telo cm 150x180 - U cm 10x50
Codice Conf. da:
3.2080.18 25 pz

Telo cm 180x230 - U cm 10x50
Codice Conf. da:
3.2081.18 25 pz

Telo cm 200x260 - U cm 15x100
Codice Conf. da:
3.2082.18 25 pz

TELO TAGLIO AD U ADESIVO - RINFORZATO



Telo cm 120x150 - U cm 10x50
Codice Conf. da:
3.2079.32 25 pz
3.2079.40 25 pz


Telo cm 150x180 - U cm 10x50
Codice Conf. da:
3.2080.32 25 pz
3.2080.40 25 pz

Telo cm 180x230 - U cm 10x50
Codice Conf. da:
3.2081.32 25 pz
3.2081.40 25 pz

Telo cm 200x260 - U cm 15x100
Codice Conf. da:
3.2082.32 25 pz
3.2082.40 25 pz

GUAINA COPRITELECAMERA


- In polietilene trasparente impermeabile ed antistatico
- Inserimento della telecamera facilitato dalla guida di svolgimento in cartoncino
- Piegatura a fisarmonica
- Dotata di adesivi per il fissaggio



Codice	Misure	Conf. da:
3.631.70	cm 13x250	50 pz
3.648.70	cm 13x300	50 pz
3.669.70	cm 15x250	50 pz
3.696.70	cm 18x250	50 pz

CUFFIA COPRISTRUMENTO


- In polietilene trasparente impermeabile ed antistatico
- Adatto alla copertura di strumenti elettromedicali della sala operatoria



Codice	Diametro	Conf. da:
3.638.70	cm 60	100 pz
3.639.70	cm 80	100 pz
3.645.70	cm 90	50 pz
3.668.70	cm 100	50 pz
3.646.70	cm 120	50 pz
3.640.70	cm 130	50 pz

SACCHETTO COPRISTRUMENTO


- In polietilene trasparente impermeabile ed antistatico
- Adatto alla copertura di strumenti elettromedicali della sala operatoria



Codice	Misure	Conf. da:
3.643.70	cm 50x100	100 pz
3.644.70	cm 100x150	50 pz

TELO PER COPERTURA TAVOLO MADRE


- In polietilene pesante
- Misure: cm 160x200
- Rinforzo centrale assorbente



Codice	Conf. da:
3.1031.52	50 pz

FEDERA MAYO IMPERMEABILE


- In polietilene pesante con rinforzo centrale assorbente in TNT



Codice	Misure	Conf. da:
3.401.08T	cm 80x120	50 pz
3.404.08T	cm 80x145	50 pz
3.1248.08T	cm 80x90	50 pz


SACCA ADESIVA RACCOLTA LIQUIDI

- In polietilene trasparente impermeabile ed antistatico
- Misure: cm 50x50
- Barra metallica per apertura facilitata
- Valvola di scarico
- Striscia adesiva sulla parte posteriore in alto per applicazione su qualsiasi superficie



Codice	Conf. da:
3.411.70	100 pz


GAMBALI RETTANGOLARI



- Ideale per la copertura degli arti negli interventi di ginecologia ed urologia
- Termosaldato
- Misure: cm 75x110

Codice
3.712.08 **Conf. da:**
50 paia


GAMBALE SAGOMATO



- Ideale per la copertura degli arti negli interventi di ortopedia
- Misure: cm 50x100

Codice
3.028.08 **Conf. da:**
3.028.32 100 pz
100 pz


MANICHETTA PER AVAMBRACCIO



- Polso in maglina ed elastico al gomito
- Misure: lunghezza cm 50, lunghezza polsino cm 8

Codice
3.011.08 **Conf. da:**
100 pz

TELO CHIRURGICO SOTTOSACRALE CON SACCA RACCOLTA FLUIDI




- Sacca in polietilene pesante
- Totalmente impermeabile ed antistatico
- Sedi per inserimento delle mani in fase di posizionamento

Codice
3.836.08 **Misure**
cm 100x110 **Conf. da:**
75 pz

TASCA RIFIUTI ADESIVA


- In polietilene impermeabile ed antistatico
- Misure: cm 50x70
- Dotata di striscia adesiva posteriore per l'applicazione su qualsiasi superficie



Codice
3.406.70 **Conf. da:**
200 pz

TASCA ADESIVA PORTASTRUMENTI


- In polietilene impermeabile ed antistatico
- Misure: cm 35x40; con 2 scomparti
- Striscia adesiva sulla parte posteriore in alto per applicazione su qualsiasi superficie



Codice
3.405.70 **Conf. da:**
300 pz

STRISCIA ADESIVA


- Misure: cm 10x50



Codice	Descrizione	Conf. da:
3.403.35	Striscia assorbente	500 pz
3.402.34	Striscia idrorepellente	500 pz

STOCKINETTE


- Film poliuretano + airlace (50% cellulosa + 50% polipropilene)




Codice	Descrizione	Conf. da:
3.027.107 P	Stockinette cm 22x75 tg. piccola	40 pz
3.027.107 M	Stockinette cm 22x100 tg. media	40 pz
3.027.107 G	Stockinette cm 30x120 tg. grande	40 pz

STOCKINETTE

- Tubolare esterno di poliuretano impermeabile, elastico e resistente e tubolare interno in maglina di cotone




Codice	Descrizione	Conf. da:
3.027.96 P	Stockinette cm 22x75 tg. piccola	40 pz
3.027.96 M	Stockinette cm 22x100 tg. media	40 pz
3.027.96 G	Stockinette cm 30x120 tg. grande	40 pz



CAMICI CHIRURGICI STERILI

CAMICE CHIRURGICO MONOLACCIO



- Disponibile nelle taglie M-L-XL

Codice
3.018.32
3.018.40

Conf. da:
25 pz
25 pz


- Disponibile nelle taglie M-L

Codice
3.018.31

Conf. da:
50 pz

In TNT idrorepellente SMS, gr 40

CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE




- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

Codice
3.020.32
3.020.40

Conf. da:
25 pz
25 pz

CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE CUCITURE TERMOSALDATE




- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

Codice
3.3020.40

Conf. da:
25 pz

CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE CON PROTEZIONI




- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

Codice
3.021.32
3.021.40

Conf. da:
25 pz
25 pz

CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE CON PROTEZIONI CUCITURE TERMOSALDATE




- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

Codice
3.3021.40

Conf. da:
25 pz

CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE ALTA PROTEZIONE




- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL

Codice
3.021.32PT
3.021.40PT

Conf. da:
25 pz
25 pz


CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE ALTA PROTEZIONE CUCITURE TERMOSALDATE



- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL

Codice 3.3021.40 PT
Conf. da: 25 pz


CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE UROLOGICO



- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL

Codice 3.019.32
3.019.40
Conf. da: 25 pz
25 pz


CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE UROLOGICO CUCITURE TERMOSALDATE



- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL


Codice 3.3019.40
Conf. da: 25 pz

CAMICE CHIRURGICO SPECIALISTICO AVVOLGENTE CON PROTEZIONI DPI



- Dispositivo di protezione individuale Cat. III tipo 4
- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Effetto barriera ai liquidi e batteri:
PROTEZIONE DELLA PARTE ANTERIORE DEL CORPO, DEGLI
ARTI SUPERIORI ED INFERIORI.
- Disponibile nelle taglie M-L-XL


Codice 3.021.40DPI TS
Conf. da: 25 pz



TELI NON STERILI

MON & TEX[®]
...è il monouso

TELO



MISURA: cm 50x60
Codice **Conf. da:**
 1.219.08 500 pz
 1.219.18 300 pz

MISURA: cm 150x200
Codice **Conf. da:**
 1.233.08 75 pz
 1.233.18 50 pz


MISURA: cm 50x75
Codice **Conf. da:**
 1.286.08 400 pz
 1.286.18 250 pz

MISURA: cm 150x240
Codice **Conf. da:**
 1.346.08 50 pz
 1.346.18 50 pz
 1.346.40 50 pz

MISURA: cm 75x90
Codice **Conf. da:**
 1.228.08 300 pz
 1.228.18 200 pz
 1.228.32 200 pz
 1.228.40 200 pz


MISURA: cm 100x150
Codice **Conf. da:**
 1.281.08 100 pz
 1.281.18 75 pz
 1.281.32 75 pz
 1.281.40 75 pz

TELO CON FORO DIAMETRO cm 5




MISURA: cm 50x60
Codice **Conf. da:**
 1.260.08 500 pz

TELO CHIRURGICO CON FORO ADESIVO DIAMETRO cm 5




MISURA: cm 50x60
Codice **Conf. da:**
 1.270.18 300 pz

MISURA: cm 75x90
Codice **Conf. da:**
 1.272.08 250 pz
 1.272.18 200 pz
 1.272.40 200 pz



CAMICI E DIVISE NON STERILI

CAMICE MONOLACCIO




- Disponibile nelle taglie M-L-XL
- Codice** **Conf. da:**
1.018.32 50 pz
1.018.40 50 pz

- Disponibile nelle taglie M-L
- Codice** **Conf. da:**
3.018.31* 100 pz
* In TNT idrorepellente SMS, gr 40

- Codice** **Conf. da:**
1.018.08 100 pz
1.018.23* 100 pz
* In TNT polipropilene Spunbond gr 30


CAMICE SPECIALISTICO AVVOLGENTE



- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

- Codice** **Conf. da:**
1.020.32 50 pz
1.020.40 50 pz


CAMICE SPECIALISTICO AVVOLGENTE CON PROTEZIONI



- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Disponibile nelle taglie M-L-XL-XXL

- Codice** **Conf. da:**
1.021.32 40 pz
1.021.40 40 pz


CAMICE SPECIALISTICO AVVOLGENTE CON PROTEZIONI DPI - CUCITURE TERMOSALDATE



- Dispositivo di protezione individuale Cat. III tipo 4
- Corredato di n° 2 salviette asciugamani
- Effetto barriera ai liquidi e batteri: PROTEZIONE DELLA PARTE ANTERIORE DEL CORPO, DEGLI ARTI SUPERIORI ED INFERIORI.
- Disponibile nelle taglie M-L-XL

- Codice** **Conf. da:**
1.021.40DPI TS 40 pz


DIVISA MANICA CORTA



- Scollo a V bordato con fettuccia in TNT
- Pantalone con elastico in vita
- Tasca sulla casacca

Codice	Lungh. Casacca	Lungh. Pantalone	Conf.
1.022.40 M	71	105	50 pz
1.022.40 L	72	112	50 pz
1.022.40 XL	73	120	50 pz
1.022.32 M	71	105	50 pz
1.022.32 L	72	112	50 pz
1.022.32 XL	73	120	50 pz

DIVISA MANICA CORTA



- Scollo a V bordato con fettuccia in TNT
- Pantalone con lacci in vita
- 3 tasche sulla casacca, 2 tasche sul pantalone




Codice	Lungh. Casacca	Lungh. Pantalone	Conf.
1.2022.40 M	73	102	50 pz
1.2022.40 L	75	104	50 pz
1.2022.40 XL	77	107	50 pz
1.2022.32 M	73	102	50 pz
1.2022.32 L	75	104	50 pz
1.2022.32 XL	77	107	50 pz

CASACCA MONOUSO



- Chiusura anteriore con bottoni automatici
- Tasche anteriori
- Manica lunga
- Colletto e polsini in maglina

Codice	Conf. da:
1.2166.40 M	50 pz
1.2166.40 L	50 pz
1.2166.40 XL	50 pz



ACCESSORI ABBIGLIAMENTO

CUFFIA ROTONDA CON ELASTICO MOD. "CHARLOT"



- TNT spunbond (bianco, verde, azzurro) o in TNT traforato
- Modello traspirante di facile adattabilità

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.001.11	Cuffia in TNT traforato azzurro	500 pz
1.001.19	Cuffia in spunbond bianco	1000 pz
1.001.20	Cuffia in spunbond verde	1000 pz
1.001.21	Cuffia in spunbond azzurro	1000 pz

CAPPELLINO CON ELASTICO MOD. "DIK"



- TNT spunbond o in TNT traforato

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.002.11	Cappellino in TNT traforato azzurro	500 pz
1.002.20	Cappellino in spunbond verde	1000 pz

CAPPELLINO FASCIA ALLUNGATA MOD. "OLANDA"



- TNT spunbond
- Modello con fasce larghe

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.005.20	Cappellino in spunbond verde	1000 pz

SCAFANDRO FASCIA SOTTOGOLA



- TNT spunbond o in TNT traforato
- Offre la massima protezione ai capelli ed al volto

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.006.11	Scafandro in TNT traforato azzurro	500 pz
1.006.20	Scafandro in spunbond verde	1000 pz

CAPPELLINO MOD. "ZUCCOTTO"



- Cappello rotondo con lacci fissi o scorrevoli
- in TNT spunbond o TNT traforato

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.007.20	Zuccotto lacci scorrevoli in TNT spunbond verde	1000 pz
1.008.11	Zuccotto lacci fissi in TNT traforato azzurro	500 pz
1.008.20	Zuccotto lacci fissi in TNT spunbond verde	1000 pz

CAPPELLINO PER CAPIGLIATURE LUNGHE



- TNT spunbond o in TNT traforato
- Modello traspirante di facile adattabilità con elastico

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.1037.11	Cappellino in TNT traforato azzurro	500 pz
1.1037.20	Cappellino in spunbond verde	1000 pz

MASCHERINA CHIRURGICA STANDARD A 3 STRATI

Codice	Descrizione	Box da:	Conf.da:
1.013.63	Mascherina con lacci	50 pz	1000 pz
1.014.63	Mascherina con elastici	50 pz	1000 pz



MASCHERINA CHIRURGICA STANDARD AD ALTO POTERE FILTRANTE SALDATA AD ULTRASUONI - VISCOMASK

Codice	Descrizione	Box da:	Conf.da:
1.013.67	Mascherina con lacci	50 pz	600 pz
1.014.67	Mascherina con elastici	50 pz	900 pz

MASCHERINA CHIRURGICA STANDARD IDROREPELENTE AD ALTO POTERE FILTRANTE SALDATA AD ULTRASUONI

Codice	Descrizione	Box da:	Conf.da:
1.013.67B	Mascherina a 4 strati con lacci	50 pz	600 pz

MASCHERINA CHIRURGICA ANTIFOG A 3 STRATI ANTIAPPANNANTE

Codice	Descrizione	Box da:	Conf.da:
1.013.78	Mascherina con lacci	50 pz	600 pz



MASCHERINA CHIRURGICA ANTIFOG A 4 STRATI


Codice	Descrizione	Box da:	Conf.da:
1.013.79	Mascherina con lacci	50 pz	600 pz

MASCHERINA CHIRURGICA IDROREPELENTE CON VISIERA PROTETTIVA (AVVOLGENTE)

Codice	Descrizione	Box da:	Conf.da:
1.013.62	Mascherina con visiera con lacci	50 pz	600 pz
1.013.62 BIS	Mascherina con visiera avvolgente con lacci	50 pz	600 pz
1.014.62	Mascherina con visiera con elastici	50 pz	600 pz
1.014.62 BIS	Mascherina con visiera avvolgente con elastici	50 pz	600 pz



GREMBIULE




- Dimensioni: cm 115x65
- Modello in TNT politenato 40 g/mq
- Colore: verde

Codice
1.030.08

Conf. da:
500 pz

GREMBIULE



- Dimensioni: cm 115x70
- Modello in polietilene gofrato
- Colore: bianco

Codice
1.030.68

Conf. da:
500 pz


CALZARE



- Dimensioni: cm 40x45
- Per la totale protezione delle scarpe e delle gambe fino al ginocchio
- Munito di un tondino elastico che facilita la chiusura
- Taglia unica

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.026.08	Calzare politenato verde	1000 pz
1.026.23	Calzare spunbond verde	1000 pz
1.026.70	Calzare polietilene trasparente	500 pz

COPRISCARPE



- Lunghezza: cm 40
- Per la totale protezione delle scarpe
- Munito di un tondino elastico che facilita la chiusura
- Taglia unica

Codice	Descrizione	Conf. da:
1.025.23	Copriscarpe in spunbond verde	1000 pz
1.025.08	Copriscarpe in TNT politenato verde	1000 pz
1.025.69	Copriscarpe in CPE blu	2500 pz
1.025.36	Copriscarpe in spunbond azzurro con antiscivolo	2500 pz

MON & TEX[®]
...è il monouso

Via Meucci, 35 · 50041 Calenzano (FI)
Tel. 055.8825498 · Fax 055.8825611
www.montex.it · montex@montex.it