

Dispenser DP 30 LipoPlus

vibro-lipo, pompa d'infiltrazione per tumescenza

- Ottimo rapporto prezzo / prestazioni
- Facilità di movimentazione, minima manutenzione
- Infiltrazione regolabile a variazione continua e precisa
- Emissione della soluzione per tumescenza fino a 27 litri per ora
- Disponibile con pedale Vario o On / Off
- Fissaggio molto facile e veloce del set di tubi.
- Facile pulizia del dispositivo per il design con angoli smussati



Cod. 4163 (pedale vario)

Cod. 4161 (pedale on-off)

Il Dispenser DP 30 Lipo Plus è una pompa di infiltrazione per tumescenza specificamente progettata per le procedure di liposuzione, che emette un più elevato volume di liquido per tumescenza con una pressione ottimale.

Il nuovo Dispenser DP 30 Lipo Plus offre il 60% in più di liquido per tumescenza per ora. L'emissione fino a 27 litri per ora velocizza la procedura anesthetica per la liposuzione e riduce significativamente i costi e i tempi di procedura.

Ergonomico

On / Off Spia luminosa

Contenitore di liquido integrato

Facile fissaggio del tubo

Azionamento della pompa a basso rumore

Comandi frontali

Prestazioni della pompa accurata

Il più piccolo e leggero della sua classe. Semplice da pulire.

Un LED verde indica se il dispositivo è acceso.

Flacone standard di soluzione di infiltrazione convenientemente sospeso su un plug-in di fissaggio.

Ampio vano di apertura per un facile fissaggio del tubo.

Il tubo di infiltrazione facile da integrare; silenziosa

Accesso frontale ai comandi, modificabili con una sola mano.

Performance di infiltrazione riproducibile grazie alla scala di regolazione.

Dati tecnici

Input Voltage	110/115/230 Volt at 50-60 Hz
Max output power	40 VA
Pump flow rate	1 27 l/h
Pressure	2,0 bar
Dimension, control unit	260 x 250 x 110 mm (W x H x D)
Weight, control unit	2,5 kg