

AQUAFIT

Splint nasale termo-modellante

Ideale nella fase iniziale di guarigione post-operatoria.

In materiale termoplastico di medio spessore mantiene intatta la medicazione.

Questo materiale può essere sagomato e fissato su misura per una precisa posizione.

E' una vera e propria medicazione non occlusiva.

La sua struttura in microfori permette la traspirazione del tessuto consentendo una pressione uniforme e favorendone la guarigione.

FOGLIO ACQUAFIT

Misure: 45x60 cm 2mm di spessore

Cod. 8233.2 colore neutro (avorio)

Cod 8333B.2/NS colore ocean blu

Cod 8333PB.2/NS colore soft blu

Cod 8333R.2/NS colore rosso

Cod 8333FP.2/NS colore rosa





Cod 420-250-160

AUFRICHT

Retratore nasale con lama
da 45 mm



Cod 420-255-160

AUFRICHT :

con fibra ottica
120° lama da 45 mm



cod. 420-236-110

Converse :

retrattore nasale con fibra ottica lama,
da 11 x 44 mm

