

Durchbohrte Schrauben
Cannulated screws

Minifragmentinstrumentarium
Minifragment-armamentarium

7

1

Implantate zur Kreuzbandversorgung
Implants for surgery of cruciate ligaments

Kleinfragmentinstrumentarium
Small fragment-armamentarium

8

2

Nägel und Drähte
Nails and wires

Großfragmentinstrumentarium
Big fragment-armamentarium

9

3

Winkelplatten
Angled plates

Winkelstabile Systeme
Angle-stable systems

10

4

Spezielle Implantate
Special implants

Königsee-Femur-Nagel (KFN)
Königsee-Femur-Nail (KFN)

11

5

Lagerungskassetten, Zubehör, Allgemeine Instrumente
Storage containers, accessories, ordinary instruments

Dynamische Hüft- und Kondylenschraube
Dynamic hip- and condylar screw

12


6

Minifragmentinstrumentarium Minifragment-armamentarium

Instrumente
Instruments



Implantate
Implants

Instrumente
Instruments



Bezeichnung	Name	Best.-Nr - Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Stahl	Complete set of instruments / implants in Stainless steel	19.140.00
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instruments / implants in Titanium	19.141.00
Lagerungskassette	Storage container	19.142.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.11

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Stahl	Complete set of instruments / implants in stainless steel	19.140.00
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instruments / implants in Titanium	19.141.00
Lagerungskassette	Storage container	19.142.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente

Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbohrer D 1,1 mm / L 65 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 1,1 mm / L 65 mm, for quick coupling	2.904.01	1
Spiralbohrer D 1,5 mm / L 88 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 1,5 mm / L 88 mm, for quick coupling	2.904.02	1
Spiralbohrer D 2,0 mm / L 105 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 2,0 mm / L 105 mm, for quick coupling	2.904.03	1
Spiralbohrer D 2,7 mm / L 105 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 2,7 mm / L 105 mm, for quick coupling	2.904.07	1
Kopfraumfräser für Schrauben D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, für Schnellkupplung	Countersink for screws D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, for quick coupling	10.505.40	1
Kopfraumfräser für Schrauben D 1,5 / 2,0 mm, für Dentalkupplung	Countersink for screws D 1,5 / 2,0 mm, for dental coupling	10.505.15	1
Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 1,5 mm, für Dentalkupplung	Tap for cortical screws D 1,5 mm, for dental coupling	2.924.15	1
Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 2,0 mm, für Dentalkupplung	Tap for cortical screws D 2,0 mm, for dental coupling	2.924.20	1
Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 2,7 mm, für Schnellkupplung	Tap for cortical screws D 2,7 mm, for quick coupling	2.924.27	1
Handstück mit Dentalkupplung	Handle with dental coupling	10.205.05	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung	T-shaped handle with quick coupling	10.305.05	1
Doppelbohrbüchse D 1,5 / 1,1 mm	Double drill-guide D 1,5 / 1,1 mm	10.500.07	1
Doppelbohrbüchse D 2,7 / 2,0 mm	Double drill-guide D 2,7 / 2,0 mm	10.500.09	1
Dreifach-Zielbohrbüchse D 2,0 mm	Triple drill-guide D 2,0 mm	10.520.20	1
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 1,5 / 2,0 mm, mit Haltehülse	Hexagonal screw driver for screws D 1,5 / 2,0 mm, with holding sleeve	2.946.15	1
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, mit Griff	Hexagonal screw driver for screws D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, with handle	2.940.25	1
Schraubenmessgerät für Schrauben D 1,5 / 2,0 mm	Gauge for screws D 1,5 / 2,0 mm	2.953.15	1
Schraubenmessgerät für Schrauben D 2,7 mm	Gauge for screws D 2,7 mm	2.953.27	1
Scharfer Haken	Sharp hook	10.508.00	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Biegeeisen für Platten D 1,5 / 2,0 mm	Plate-bender D 1,5 / 2,0 mm	2.911.04	2
Biegeeisen für Platten D 2,7 / 3,5 mm	Plate-bender D 2,7 / 3,5 mm	2.911.03	2
Biegezange für Mini-Platten	Bending forceps for mini-plates	10.428.01	2
Haltezange für Mini-Platten	Fixing forceps for mini-plates	10.429.00	1
Repositionszange mit Spitzen, 135 mm	Repositioning forceps with teeth, 135 mm	10.425.135	1
Extraktionszange für Bohrdrähte	Extraction forceps for wires	10.421.01	1
Knochenhebel, schmal, 6 mm	Bone lever, narrow, 6 mm	10.507.06	2
Knochenhebel, schmal, 8 mm	Bone lever, narrow, 8 mm	10.507.08	2
Knochenhebel, breit, 15 mm	Bone lever, broad, 15 mm	10.507.15	1
Elevatorium, extra schmal, gebogen	Elevatorium, extra narrow, arched	10.506.01	1
Kraftschneider für Drähte bis max. D 2,0 mm	Powerful wire cutter, until max. D 2,0 mm	6.906.01	1

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung
Drill-bit, double spiral, for quick coupling




Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.01	1,1	65	40
2.904.02	1,5	88	60
2.904.03	2,0	105	75
2.904.07	2,7	105	75

Kopfraumfräser für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, für Schnellkupplung
Countersink for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.505.40	6,0	72

Kopfraumfräser für Schrauben D 1,5 mm / D 2,0 mm, für Dentalkupplung
Countersink for screws D 1,5 mm / D 2,0 mm, for dental coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.505.15	4,0	57

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 1,5 mm, für Dentalkupplung
Tap for cortical screws D 1,5 mm, for dental coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.924.15	50	20

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 2,0 mm, für Dentalkupplung
Tap for cortical screws D 2,0 mm, for dental coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.924.20	53	24

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 2,7 mm, für Schnellkupplung
Tap for cortical screws D 2,7 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.924.27	100	33

Handstück mit Dentalkupplung - Handle with dental coupling



Best.-Nr Code N°	
10.205.05	

T-Griffstück mit Schnellkupplung - T-shaped handle with quick coupling



Best.-Nr
Code N°
10.305.05

Doppelbohrbüchse D 1,5 mm / D 1,1 mm - Double drill-guide D 1,5 mm / D 1,1 mm



Best.-Nr
Code N°
10.500.07

Doppelbohrbüchse D 2,7 mm / D 2,0 mm - Double drill-guide D 2,7 mm / D 2,0 mm



Best.-Nr
Code N°
10.500.09

Dreifach-Zielbohrbüchse D 2,0 mm - Triple drill-guide D 2,0 mm



Best.-Nr
Code N°
10.520.20

Sechskantschraubendreher für Schrauben D 1,5 mm / D 2,0 mm, mit Haltehülse
Hexagonal screw driver for screws D 1,5 mm / D 2,0 mm, with holding sleeve



Best.-Nr
Code N°
2.946.15

Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, mit Griff
Hexagonal screw driver for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, with handle



Best.-Nr
Code N°
2.940.25

Schraubenmessgerät für Schrauben D 1,5 mm / D 2,0 mm
Gauge for screws D 1,5 mm / D 2,0 mm



Best.-Nr
Code N°
2.953.15

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII

Schraubenmessgerät für Schrauben D 2,7 mm
Gauge for screws D 2,7 mm



Best.-Nr
Code N°

2.953.27

Scharfer Haken - Sharp hook



Best.-Nr
Code N°

10.508.00

Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps



Best.-Nr
Code N°

2.954.01

Biegeeisen für Platten D 1,5 mm / D 2,0 mm
Plate-bender D 1,5 mm / D 2,0 mm



Best.-Nr
Code N°

2.911.04

Biegeeisen für Platten D 2,7 mm / D 3,5 mm
Plate-bender for plates D 2,7 mm / D 3,5 mm



Best.-Nr
Code N°

2.911.03

Biegezange für Mini-Platten - Bending forceps for mini-plates



Best.-Nr
Code N°

10.428.01

Haltezange für Mini-Platten - Fixing forceps for mini-plates



Best.-Nr
Code N°

10.429.00



Repositionszange mit Spitzen, 135 mm
Repositioning forceps with teeth, 135 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.425.135



Extraktionszange für Bohrdrähte - Extraction forceps for wires

Best.-Nr
 Code N°

10.421.01



Knochenhebel, schmal - Bone lever, narrow

Best.-Nr
 Code N°

10.507.06

10.507.08

Breite
 Width
 mm

6

8



Knochenhebel, breit - Bone lever, broad

Best.-Nr
 Code N°

10.507.15

Breite
 Width
 mm

15



Elevatorium, extra schmal, gebogen - Elevatorium, extra narrow, arched

Best.-Nr
 Code N°

10.506.01




Kraftschneider für Drähte bis max. D 2,0 mm
Powerful wire cutter, until max. D 2,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

6.906.01

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Stahl	Complete set of instruments / implants in stainless steel	19.140.00
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instruments / implants in Titanium	19.141.00
Lagerungskassette	Storage container	19.142.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate

Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 6 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 6 mm	2.100.06	3.100.06	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 7 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 7 mm	2.100.07	3.100.07	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 8 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 8 mm	2.100.08	3.100.08	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 9 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 9 mm	2.100.09	3.100.09	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 10 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 10 mm	2.100.10	3.100.10	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 11 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 11 mm	2.100.11	3.100.11	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 12 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 12 mm	2.100.12	3.100.12	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 14 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 14 mm	2.100.14	3.100.14	5
Kortikalisschraube D 1,5 mm / L 16 mm	Cortical screw D 1,5 mm / L 16 mm	2.100.16	3.100.16	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 6 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 6 mm	2.110.06	3.110.06	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 8 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 8 mm	2.110.08	3.110.08	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 10 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 10 mm	2.110.10	3.110.10	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 12 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 12 mm	2.110.12	3.110.12	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 14 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 14 mm	2.110.14	3.110.14	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 16 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 16 mm	2.110.16	3.110.16	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 18 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 18 mm	2.110.18	3.110.18	5
Kortikalisschraube D 2,0 mm / L 20 mm	Cortical screw D 2,0 mm / L 20 mm	2.110.20	3.110.20	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 6 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 6 mm	2.120.06	3.120.06	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 8 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 8 mm	2.120.08	3.120.08	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 10 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 10 mm	2.120.10	3.120.10	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 12 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 12 mm	2.120.12	3.120.12	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 14 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 14 mm	2.120.14	3.120.14	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 16 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 16 mm	2.120.16	3.120.16	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 18 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 18 mm	2.120.18	3.120.18	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 20 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 20 mm	2.120.20	3.120.20	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 22 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 22 mm	2.120.22	3.120.22	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 24 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 24 mm	2.120.24	3.120.24	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 26 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 26 mm	2.120.26	3.120.26	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 28 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 28 mm	2.120.28	3.120.28	5
Kortikalisschraube D 2,7 mm / L 30 mm	Cortical screw D 2,7 mm / L 30 mm	2.120.30	3.120.30	5
Unterlegscheibe für Schrauben D 1,5 / 2,0 mm	Washer for screws D 1,5 / 2,0 mm	2.200.05	3.200.05	5
Unterlegscheibe für Schrauben D 2,7 mm	Washer for screws D 2,7 mm	2.200.10	3.200.10	5
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund, D 1,0 mm, L 70 mm	Kirschner wire with trocar point / round end, D 1,0 mm, L 70 mm	6.011.10	7.011.10	5
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund, D 1,2 mm, L 70 mm	Kirschner wire with trocar point / round end, D 1,2 mm, L 70 mm	6.011.12	7.011.12	5
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund, D 1,4 mm, L 150 mm	Kirschner wire with trocar point / round end, D 1,4 mm, L 150 mm	6.031.14	7.031.14	5
Viertelrohrplatte, 3 Loch	One quarter tubular plate, 3 holes	4.412.03	5.412.03	1
Viertelrohrplatte, 4 Loch	One quarter tubular plate, 4 holes	4.412.04	5.412.04	1
Viertelrohrplatte, 5 Loch	One quarter tubular plate, 5 holes	4.412.05	5.412.05	1
Viertelrohrplatte, 6 Loch	One quarter tubular plate, 6 holes	4.412.06	5.412.06	1
Viertelrohrplatte, 7 Loch	One quarter tubular plate, 7 holes	4.412.07	5.412.07	1
Viertelrohrplatte, 8 Loch	One quarter tubular plate, 8 holes	4.412.08	5.412.08	1

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Mini-Platte, gerade, 3 Loch	Mini-plate, straight, 3 holes	4.900.03	5.900.03	1
Mini-Platte, gerade, 4 Loch	Mini-plate, straight, 4 holes	4.900.04	5.900.04	1
Mini-Platte, gerade, 5 Loch	Mini-plate, straight, 5 holes	4.900.05	5.900.05	1
Mini-L-Platte, schräg, rechts, 2 Loch Kopf / 2 Loch Schaft	Mini L-plate, oblique, right, 2 holes head / 2 holes shank	4.920.02	5.920.02	1
Mini-L-Platte, schräg, rechts, 2 Loch Kopf / 3 Loch Schaft	Mini L-plate, oblique, right, 2 holes head / 3 holes shank	4.920.03	5.920.03	1
Mini-L-Platte, schräg, links, 2 Loch Kopf / 2 Loch Schaft	Mini L-plate, oblique, left, 2 holes head / 2 holes shank	4.921.02	5.921.02	1
Mini-L-Platte, schräg, links, 2 Loch Kopf / 3 Loch Schaft	Mini L-plate, oblique, left, 2 holes head / 3 holes shank	4.921.03	5.921.03	1
Mini-T-Platte, 2 Loch Kopf / 3 Loch Schaft	Mini T-plate, 2 holes head / 3 holes shank	4.930.03	5.930.03	1
Mini-T-Platte, 2 Loch Kopf / 4 Loch Schaft	Mini T-plate, 2 holes head / 4 holes shank	4.930.04	5.930.04	1
Mini-T-Platte, 2 Loch Kopf / 5 Loch Schaft	Mini T-plate, 2 holes head / 5 holes shank	4.930.05	5.930.05	1
Mini-Adaptionsplatte, 20 Loch	Mini adapting-plate, 20 holes	4.307.20	5.307.20	1
Mini-Platte, gerade, 20 Loch	Mini-plate, straight, 20 holes	4.404.15	5.404.15	1
Mini-Kondylenplatte, Stift rechts, für Schrauben D 1,5 mm	Mini-condylar plate, pin right, for screws D 1,5 mm	4.405.15	5.405.15	1
Mini-Kondylenplatte, Stift links, für Schrauben D 1,5 mm	Mini-condylar plate, pin left, for screws D 1,5 mm	4.405.16	5.405.16	1
Mini-Kondylenplatte, Stift rechts, für Schrauben D 2,0 mm	Mini-condylar plate, pin right, for screws D 2,0 mm	4.405.20	5.405.20	1
Mini-Kondylenplatte, Stift links, für Schrauben D 2,0 mm	Mini-condylar plate, pin left, for screws D 2,0 mm	4.405.21	5.405.21	1

Schrauben D 1,5 mm / D 2,0 mm / D 2,7 mm Screws D 1,5 mm / D 2,0 mm / D 2,7 mm

Kortikalisschraube D 1,5 mm - Cortical screw D 1,5 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	1,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	1,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	3,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	1,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.924.15
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	1,1 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	1,5 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.100.06	3.100.06	6
2.100.07	3.100.07	7
2.100.08	3.100.08	8
2.100.09	3.100.09	9
2.100.10	3.100.10	10
2.100.11	3.100.11	11
2.100.12	3.100.12	12
2.100.14	3.100.14	14
2.100.16	3.100.16	16
2.100.18	3.100.18	18
2.100.20	3.100.20	20

Kortikalisschraube D 2,0 mm - Cortical screw D 2,0 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	2,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	1,3 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	4,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	1,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.924.20
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	1,5 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	2,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.110.06	3.110.06	6
2.110.08	3.110.08	8
2.110.10	3.110.10	10
2.110.12	3.110.12	12
2.110.14	3.110.14	14
2.110.16	3.110.16	16
2.110.18	3.110.18	18
2.110.20	3.110.20	20
2.110.22	3.110.22	22
2.110.24	3.110.24	24
2.110.26	3.110.26	26
2.110.28	3.110.28	28
2.110.30	3.110.30	30
2.110.32	3.110.32	32
2.110.34	3.110.34	34
2.110.36	3.110.36	36
2.110.38	3.110.38	38
2.110.40	3.110.40	40

Schrauben D 1,5 mm / D 2,0 mm / D 2,7 mm Screws D 1,5 mm / D 2,0 mm / D 2,7 mm

Kortikalisschraube D 2,7 mm - Cortical screw D 2,7 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.120.06	3.120.06	6
2.120.08	3.120.08	8
2.120.10	3.120.10	10
2.120.12	3.120.12	12
2.120.14	3.120.14	14
2.120.16	3.120.16	16
2.120.18	3.120.18	18
2.120.20	3.120.20	20
2.120.22	3.120.22	22
2.120.24	3.120.24	24
2.120.26	3.120.26	26
2.120.28	3.120.28	28
2.120.30	3.120.30	30
2.120.32	3.120.32	32
2.120.34	3.120.34	34
2.120.36	3.120.36	36
2.120.38	3.120.38	38
2.120.40	3.120.40	40
2.120.42	3.120.42	42
2.120.44	3.120.44	44
2.120.46	3.120.46	46
2.120.48	3.120.48	48
2.120.50	3.120.50	50

Schraubendurchmesser	Screw diameter	2,7 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	1,9 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	5,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.924.27
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,0 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	2,7 mm

Unterlegscheibe für Schrauben D 1,5 mm / D 2,0 mm Washer for screws D 1,5 mm / D 2,0 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.200.05	3.200.05	4,5/2,2

Unterlegscheibe für Schrauben D 2,7 mm - Washer for screws D 2,7 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.200.10	3.200.10	6,0/3,0

Kirschnerdrähte - Kirschner wires

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund Kirschner wire with trocar point / round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.011.10	7.011.10	1,0	70
6.011.12	7.011.12	1,2	70
6.011.14	7.011.14	1,4	70
6.011.16	7.011.16	1,6	70
6.011.18	7.011.18	1,8	70
6.011.20	7.011.20	2,0	70

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund Kirschner wire with trocar point / round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.031.10	7.031.10	1,0	150
6.031.12	7.031.12	1,2	150
6.031.14	7.031.14	1,4	150
6.031.16	7.031.16	1,6	150
6.031.18	7.031.18	1,8	150
6.031.20	7.031.20	2,0	150

* weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - More Kirschner wires in chapter IX

Platten für Schrauben D 1,5 mm - Plates for screws D 1,5 mm

Mini-Platte, gerade - Mini-plate, straight



Plattenstärke	Plate thickness	1,0 mm
Plattenbreite	Plate width	4,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.404.15	5.404.15	20	100

Mini-H-Platte - Mini H-shaped plate



Plattenstärke	Plate thickness	0,9 mm
Plattenbreite	Plate width	9,0 x 8,2 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,0 x 4,2 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm
4.402.15	5.402.15	4

Mini-Kondylenplatte - Mini condylar-plate



Plattenstärke	Plate thickness	1,0 mm
Plattenbreite	Plate width	3,5 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Stiftlänge Pin length mm
Stift rechts - Pin right			
4.405.15	5.405.15	6	19
Stift links - Pin left			
4.405.16	5.405.16	6	19

Platten für Schrauben D 2,0 mm - Plates for screws D 2,0 mm

Mini-Adaptionsplatte - Mini adapting-plate



Plattenstärke	Plate thickness	1,0 mm
Plattenbreite	Plate width	5,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.307.20	5.307.20	20	100

Mini-Platte, gerade, mit Rundlöchern - Mini-plate, straight, with round holes



Plattenstärke	Plate thickness	1,0 mm
Plattenbreite	Plate width	5,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	6,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.900.03	5.900.03	3	17
4.900.04	5.900.04	4	23
4.900.05	5.900.05	5	29
4.900.06	5.900.06	6	35

Mini-L-Platte - Mini-L-plate



Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	5,0 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	13,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank mm	Plattenlänge Plate length mm
Rechts - Right			
4.910.02	5.910.02	2/2	19,5
4.910.03	5.910.03	2/3	25,5
4.910.04	5.910.04	2/4	31,5
4.910.05	5.910.05	2/5	37,5
4.910.06	5.910.06	2/6	43,5
4.910.07	5.910.07	2/7	49,5
4.910.08	5.910.08	2/8	55,5
Links - Left			
4.911.02	5.911.02	2/2	19,5
4.911.03	5.911.03	2/3	25,5
4.911.04	5.911.04	2/4	31,5
4.911.05	5.911.05	2/5	37,5
4.911.06	5.911.06	2/6	43,5
4.911.07	5.911.07	2/7	49,5
4.911.08	5.911.08	2/8	55,5

Mini-L-Platte, schräg - Mini L-plate, oblique



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank mm	Plattenlänge Plate length mm
Rechts - Right			
4.920.02	5.920.02	2/2	21
4.920.03	5.920.03	2/3	24
4.920.04	5.920.04	2/4	33
4.920.05	5.920.05	2/5	39
4.920.06	5.920.06	2/6	45
4.920.07	5.920.07	2/7	51
4.920.08	5.920.08	2/8	57
Links - Left			
4.921.02	5.921.02	2/2	21
4.921.03	5.921.03	2/3	24
4.921.04	5.921.04	2/4	33
4.921.05	5.921.05	2/5	39
4.921.06	5.921.06	2/6	45
4.921.07	5.921.07	2/7	51
4.921.08	5.921.08	2/8	57

Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	5,0 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	13,0 mm

Mini-T-Platte - Mini T-plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank mm	Plattenlänge Plate length mm
4.930.02	5.930.02	2/2	22
4.930.03	5.930.03	2/3	29
4.930.04	5.930.04	2/4	36
4.930.05	5.930.05	2/5	43
4.930.06	5.930.06	2/6	50
4.930.07	5.930.07	2/7	57
4.930.08	5.930.08	2/8	64

Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite	Plate width	5,5 mm
Lochabstand	Distance of holes	7,0 mm

Mini-T-Platte, Schaft mit 9 Löchern - Mini T-shaped plate, shank with 9 holes



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl/Kopf N° of holes/head mm	Plattenlänge Plate length mm
4.416.39	5.416.39	3	50
4.416.49	5.416.49	4	50

Plattenstärke	Plate thickness	1,5 mm
Plattenbreite	Plate width	5,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,0 mm

Mini-Platte, gerade, mit DC-Löchern Mini-plate, straight, with DC-holes



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.406.02	5.406.02	2	12
4.406.04	5.406.04	4	22
4.406.05	5.406.05	5	27
4.406.06	5.406.06	6	32
4.406.07	5.406.07	7	37
4.406.08	5.406.08	8	42
4.406.10	5.406.10	10	52

Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite	Plate width	5,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,0 mm

Platten für Schrauben D 2,0 mm - Plates for screws D 2,0 mm

Mini-H-Platte - Mini H-shaped plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm
4.402.20	5.402.20	4

Plattenstärke	Plate thickness	1,0 mm
Plattenbreite	Plate width	12,0 x 11,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	7,0 x 6,0 mm

Mehrfragmentplatte - Multiple fragment-plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.860.01	5.860.01	7	45

Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite	Plate width	15,0 mm

Mini-Kondylenplatte - Mini-condylar plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Stiftlänge Pin length mm
--	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Stift rechts - Pin right

4.405.20	5.405.20	6	19
----------	----------	---	----

Stift links - Pin left

4.405.21	5.405.21	6	19
----------	----------	---	----

Plattenstärke	Plate thickness	1,5 mm
Plattenbreite	Plate width	5,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,0 mm

Platten für Schrauben D 2,7 mm - Plates for screws D 2,7 mm

Mini-Platte, mit DC-Löchern Mini-plate, with DC-holes



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.825.02	5.825.02	2	20
4.825.04	5.825.04	4	36
4.825.05	5.825.05	5	44
4.825.06	5.825.06	6	52
4.825.07	5.825.07	7	60
4.825.08	5.825.08	8	68
4.825.09	5.825.09	9	76
4.825.10	5.825.10	10	84
4.825.12	5.825.12	12	100

Plattenstärke	Plate thickness	2,5 mm
Plattenbreite	Plate width	8,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	8,0 mm
Steg	Distance	12,0 mm

Mini-T-Platte - Mini-T-shaped plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank mm	Plattenlänge Plate length mm
4.850.03	5.850.03	2/3	32
4.850.04	5.850.04	2/4	40
4.850.05	5.850.05	2/5	48
4.850.06	5.850.06	2/6	56
4.850.07	5.850.07	2/7	64
4.850.08	5.850.08	2/8	72

Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite	Plate width	7,0 mm
Lochabstand/Kopf	Hole-distance/head	7,0 mm
Lochabstand/Schaft	Hole-distance/shank	8,0 mm

Mini-L-Platte - Mini L-plate



Plattenstärke Plate thickness 1,0 mm
Plattenbreite Plate width 7,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank mm	Plattenlänge Plate length mm
Rechts - Right			
4.830.03	5.830.03	2/3	32
4.830.04	5.830.04	2/4	40
4.830.05	5.830.05	2/5	48
4.830.06	5.830.06	2/6	56
4.830.07	5.830.07	2/7	64
4.830.08	5.830.08	2/8	72
Links - Left			
4.831.03	5.831.03	2/3	32
4.831.04	5.831.04	2/4	40
4.831.05	5.831.05	2/5	48
4.831.06	5.831.06	2/6	56
4.831.07	5.831.07	2/7	64
4.831.08	5.831.08	2/8	72

Mini-L-Platte, schräg - Mini L-plate, oblique



Plattenstärke Plate thickness 1,0 mm
Plattenbreite Plate width 7,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank mm	Plattenlänge Plate length mm
Rechts - Right			
4.840.03	5.840.03	2/3	35
4.840.04	5.840.04	2/4	43
4.840.05	5.840.05	2/5	51
4.840.06	5.840.06	2/6	59
4.840.07	5.840.07	2/7	67
4.840.08	5.840.08	2/8	75
Links - Left			
4.841.03	5.841.03	2/3	35
4.841.04	5.841.04	2/4	43
4.841.05	5.841.05	2/5	51
4.841.06	5.841.06	2/6	59
4.841.07	5.841.07	2/7	67
4.841.08	5.841.08	2/8	75

Viertelrohrplatte, mit Rundlöchern One quarter tubular plate, with round holes



Plattenstärke Plate thickness 1,0 mm
Plattenbreite Plate width 7,0 mm
Lochabstand Distance of holes 6,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.412.03	5.412.03	3	21
4.412.04	5.412.04	4	27
4.412.05	5.412.05	5	33
4.412.06	5.412.06	6	39
4.412.07	5.412.07	7	45
4.412.08	5.412.08	8	51

Platten für Schrauben D 2,7 mm - Plates for screws D 2,7 mm

Mini-Kondylenplatte - Mini-condylar plate



Plattenstärke	Plate thickness	1,5 mm
Plattenbreite	Plate width	7,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	8,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Stiftlänge Length of pin mm
--	---------------------------------------	-------------------------------	-----------------------------------

Stift rechts - Pin right

4.405.27	5.405.27	6	26
----------	----------	---	----

Stift links - Pin left

4.405.28	5.405.28	6	26
----------	----------	---	----

Mini-Rekonstruktionsplatte, gerade - Mini-reconstruction plate, straight



Plattenstärke	Plate thickness	2,2 mm
Plattenbreite	Plate width	8,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	8,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.302.04	5.302.04	4	32
4.302.05	5.302.05	5	40
4.302.06	5.302.06	6	48
4.302.08	5.302.08	8	64
4.302.10	5.302.10	10	80
4.302.12	5.302.12	12	96
4.302.14	5.302.14	14	112
4.302.16	5.302.16	16	128
4.302.18	5.302.18	18	144
4.302.20	5.302.20	20	160
4.302.22	5.302.22	22	176
4.302.24	5.302.24	24	192

Mini-Rekonstruktionsplatte, gerade, unterschritten Mini-reconstruction plate, straight, with incisions below



Plattenstärke	Plate thickness	3,0 mm
Plattenbreite	Plate width	8,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	8,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.303.04	5.303.04	4	32
4.303.05	5.303.05	5	40
4.303.06	5.303.06	6	48
4.303.08	5.303.08	8	64
4.303.10	5.303.10	10	80
4.303.12	5.303.12	12	96
4.303.14	5.303.14	14	112
4.303.16	5.303.16	16	128
4.303.18	5.303.18	18	144
4.303.20	5.303.20	20	160
4.303.22	5.303.22	22	176
4.303.24	5.303.24	24	192

Arthrodesenplatte, gebogen, mit Standardbiegung Plate for arthrodesis, arched, with standard bending



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm
4.804.08	5.804.08	8


Arthrodesenplatte, gebogen, mit kurzer Biegung Plate for arthrodesis, arched, with short bending



Plattenstärke	Plate thickness	3,8 mm
Plattenbreite	Plate width	8,2 x 11,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	9,0 x 13,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm
4.805.08	5.805.08	8


Winkelplatten - Set
Angled plates - Set



Instrumente
Instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente	Complete set of instruments	19.230.00
Lagerungskassette	Storage container	19.231.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.01

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente	Complete set of instruments	19.230.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente	Perforated autoclavable container with insert-tray for instruments	19.231.00
Stericontainer	Sterilizing container	19.000.01



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Dreieckzielplatte 80° / 70° / 30°	Triangular positioning plate 80° / 70° / 30°	10.230.01	1
Dreieckzielplatte 90° / 50° / 40°	Triangular positioning plate 90° / 50° / 40°	10.230.02	1
Dreieckzielplatte 100° / 60° / 20°	Triangular positioning plate 100° / 60° / 20°	10.230.03	1
Dreieckzielplatte für Kinder 80° / 70° / 30°	Triangular positioning plate for children 80° / 70° / 30°	10.230.04	1
Dreieckzielplatte für Kinder 90° / 50° / 40°	Triangular positioning plate for children 90° / 50° / 40°	10.230.05	1
Dreieckzielplatte für Kinder 110° / 60° / 10°	Triangular positioning plate for children 110° / 60° / 10°	10.230.06	1
Zielgerät für Varisationsosteotomie 110° / 90° / 90° / 70°	Quadrangular positioning plate for varisation-osteotomy 110° / 90° / 90° / 70°	10.230.07	1
Zielgerät für Varisationsosteotomie bei Kindern 110° / 90° / 90° / 70°	Quadrangular positioning plate for varisation-osteotomy in children 110° / 90° / 90° / 70°	10.230.08	1
Kondylenzielgerät	Condylar plate guide	10.230.09	1
Ein- und Ausschlaginstrument	Impactor and extractor	10.230.10	1
Ein- und Ausschlaginstrument für Kinderwinkelplatten	Impactor and extractor for angled plates for children	10.230.11	1
Schlitzhammer	Slit-hammer	10.230.12	1
Nachschlagbolzen	Correcting bolt	10.230.13	1
Plattensitzinstrument für Erwachsene	Plate-fitting instrument, for adults	10.230.14	1
Plattensitzinstrument für Jugendliche	Plate-fitting instrument, for adolescents	10.230.15	1
Plattensitzinstrument für Kinder	Plate-fitting instrument, for children	10.230.16	1
Führungsplatte, winkelverstellbar	Guide-plate, with settable angles	10.230.17	1
Zapfenfräser, für Dreibackenfutter	Pin-countersink, for three-jaw chuck	10.230.18	1
Zielgerät mit Aufsatz, 130°	Triple drill-guide with fixed angle 130°	10.230.19	1
Bohrbüchse D 3,2 mm, für Winkelplatten	Drill-guide D 3,2 mm, for angled plates	10.500.11	1
Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 3,2 mm	Drill-guide for neutral and compression holes D 3,2 mm	10.500.20	1
Sechskantschlüssel, SW 5 mm	Hexagonal screw driver, wrench-width 5 mm	10.400.50	1
Spiralbohrer D 3,2 mm / L 145 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 3,2 mm / L 145 mm, for quick coupling	2.904.08	1
Spiralbohrer D 4,5 mm / L 145 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 4,5 mm / L 145 mm, for quick coupling	2.904.12	1
Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 4,5 mm, für Schnellkupplung	Tap for cortical screws D 4,5 mm, for quick coupling	2.925.45	1
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, mit Griff	Hexagonal screw-driver for screws D 4,5 / 6,5 mm, with handle	2.940.35	1
Schraubenmessgerät für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm	Gauge for screws D 4,5 / 6,5 mm	2.953.45	1



Dreieckzielplatte 80°/70°/30° - Triangular positioning plate 80°/70°/30°

Best.-Nr
Code N°

10.230.01



Dreieckzielplatte 90°/50°/40° - Triangular positioning plate 90°/50°/40°

Best.-Nr
Code N°

10.230.02



Dreieckzielplatte 100°/60°/20° - Triangular positioning plate 100°/60°/20°

Best.-Nr
Code N°

10.230.03



**Dreieckzielplatte für Kinder 80°/70°/30°
Triangular positioning plate for children 80°/70°/30°**

Best.-Nr
Code N°

10.230.04



**Dreieckzielplatte für Kinder 90°/50°/40°
Triangular positioning plate for children 90°/50°/40°**

Best.-Nr
Code N°

10.230.05



**Dreieckzielplatte für Kinder 110°/60°/10°
Triangular positioning plate for children 110°/60°/10°**

Best.-Nr
Code N°

10.230.06



**Zielgerät für Varisationsosteotomie 110°/90°/90°/70°
Quadrangular positioning plate for varisation-osteotomy 110°/90°/90°/70°**

Best.-Nr
Code N°

10.230.07



**Zielgerät für Varisationsosteotomie bei Kindern 110°/90°/90°/70°
Quadrangular positioning plate for varisation-osteotomy in children 110°/90°/90°/70°**

Best.-Nr
Code N°

10.230.08

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII



Kondylenzielgerät - Condylar plate guide

Best.-Nr
Code N°

10.230.09



Ein- und Ausschlaginstrument - Impactor and extractor

Best.-Nr
Code N°

10.230.10



**Ein- und Ausschlaginstrument für Kinderwinkelplatten
Impactor and extractor for angled plates for children**

Best.-Nr
Code N°

10.230.11



Schlitzhammer - Slit-hammer

Best.-Nr
Code N°

10.230.12



Nachschlagbolzen - Correcting bolt

Best.-Nr
Code N°

10.230.13



Plattensitzinstrument für Erwachsene - Plate-fitting instrument for adults

Best.-Nr
Code N°

10.230.14



**Plattensitzinstrument für Jugendliche
Plate-fitting instrument for adolescents**

Best.-Nr
Code N°

10.230.15



**Plattensitzinstrument für Kinder
Plate-fitting instrument for children**

Best.-Nr
Code N°

10.230.16

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII



Führungsplatte, winkelverstellbar - Guide-plate, with settable angles

Best.-Nr
Code N°

10.230.17



Zapfenfräser, für Dreibackenfutter - Pin-countersink, for three-jaw chuck

Best.-Nr
Code N°

10.230.18



Zielgerät mit Aufsatz, 130° - Triple drill-guide with fixed angle, 130°

Best.-Nr
Code N°

10.230.19



Bohrbüchse D 3,2 mm - Drill-guide D 3,2 mm

Best.-Nr
Code N°

10.500.11



Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 3,2 mm,
Einsatz 45 mm lang
Drill-guide for neutral and compression holes D 3,2 mm,
insertion 45 mm long

Best.-Nr
Code N°

10.500.20



Sechskantschlüssel, Schlüsselweite 5 mm
Hexagonal screw driver, wrench-width 5 mm

Best.-Nr
Code N°

10.400.50

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung Drill-bit, double spiral, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.08	3,2	145	120
2.904.09	3,2	195	170
2.904.12	4,5	145	120
2.904.13	4,5	195	170

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 4,5 mm, für Schnellkupplung Tap for cortical screws D 4,5 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Gewindelänge Spiral length mm
2.925.45	130	105
2.927.45	195	170

Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, mit Griff Hexagonal screw driver for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, with handle



Best.-Nr Code N°	
2.940.35	

Schraubenmessgerät für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm Gauge for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm



Best.-Nr Code N°	
2.953.45	

Schrauben D 4,5 mm - Screws D 4,5 mm

Kortikalisschraube D 4,5 mm - Cortical screw D 4,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.150.12	3.150.12	12
2.150.14	3.150.14	14
2.150.16	3.150.16	16
2.150.18	3.150.18	18
2.150.20	3.150.20	20
2.150.22	3.150.22	22
2.150.24	3.150.24	24
2.150.26	3.150.26	26
2.150.28	3.150.28	28
2.150.30	3.150.30	30
2.150.32	3.150.32	32
2.150.34	3.150.34	34
2.150.36	3.150.36	36
2.150.38	3.150.38	38
2.150.40	3.150.40	40
2.150.42	3.150.42	42
2.150.44	3.150.44	44
2.150.46	3.150.46	46
2.150.48	3.150.48	48
2.150.50	3.150.50	50
2.150.52	3.150.52	52
2.150.54	3.150.54	54
2.150.56	3.150.56	56
2.150.58	3.150.58	58
2.150.60	3.150.60	60
2.150.62	3.150.62	62
2.150.64	3.150.64	64
2.150.66	3.150.66	66
2.150.68	3.150.68	68
2.150.70	3.150.70	70
2.150.72	3.150.72	72
2.150.74	3.150.74	74
2.150.76	3.150.76	76
2.150.78	3.150.78	78
2.150.80	3.150.80	80
2.150.85	3.150.85	85
2.150.90	3.150.90	90
2.150.95	3.150.95	95
2.150.100	3.150.100	100
2.150.105	3.150.105	105
2.150.110	3.150.110	110
2.150.115	3.150.115	115
2.150.120	3.150.120	120
2.150.125	3.150.125	125
2.150.130	3.150.130	130
2.150.135	3.150.135	135
2.150.140	3.150.140	140

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.925.45
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	4,5 mm

Schrauben D 4,5 mm - Screws D 4,5 mm

Kortikalisschraube D 4,5 mm, selbstschneidend Cortical screw D 4,5 mm, self-tapping



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.152.12	3.152.12	12
2.152.14	3.152.14	14
2.152.16	3.152.16	16
2.152.18	3.152.18	18
2.152.20	3.152.20	20
2.152.22	3.152.22	22
2.152.24	3.152.24	24
2.152.26	3.152.26	26
2.152.28	3.152.28	28
2.152.30	3.152.30	30
2.152.32	3.152.32	32
2.152.34	3.152.34	34
2.152.36	3.152.36	36
2.152.38	3.152.38	38
2.152.40	3.152.40	40
2.152.42	3.152.42	42
2.152.44	3.152.44	44
2.152.46	3.152.46	46
2.152.48	3.152.48	48
2.152.50	3.152.50	50
2.152.52	3.152.52	52
2.152.54	3.152.54	54
2.152.56	3.152.56	56
2.152.58	3.152.58	58
2.152.60	3.152.60	60
2.152.62	3.152.62	62
2.152.64	3.152.64	64
2.152.66	3.152.66	66
2.152.68	3.152.68	68
2.152.70	3.152.70	70
2.152.72	3.152.72	72
2.152.74	3.152.74	74
2.152.76	3.152.76	76
2.152.78	3.152.78	78
2.152.80	3.152.80	80
2.152.85	3.152.85	85
2.152.90	3.152.90	90
2.152.95	3.152.95	95
2.152.100	3.152.100	100
2.152.105	3.152.105	105
2.152.110	3.152.110	110
2.152.115	3.152.115	115
2.152.120	3.152.120	120
2.152.125	3.152.125	125
2.152.130	3.152.130	130
2.152.135	3.152.135	135
2.152.140	3.152.140	140

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	4,5 mm

Kondylenplatten - Condylar plates



Kondylenplatte 95° - Condylar plate 95°

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Klingenlänge Blade-length mm	Schaftlänge Shank-length mm
7 Loch - 7 holes			
4.606.10	5.606.10	60	124
4.606.11	5.606.11	70	124
4.606.12	5.606.12	80	124
9 Loch - 9 holes			
4.606.16	5.606.16	60	156
4.606.17	5.606.17	70	156
4.606.18	5.606.18	80	156
12 Loch - 12 holes			
4.606.22	5.606.22	60	204
4.606.23	5.606.23	70	204
4.606.24	5.606.24	80	204
14 Loch - 14 holes			
4.606.27	5.606.27	60	236
4.606.28	5.606.28	70	236
4.606.29	5.606.29	80	236

Plattenstärke	Plate thickness	6,2 mm
Plattenbreite	Plate width	16,0 mm
Klingenprofil	Blade-profile	6,2x16,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm

*weitere Grössen auf Anfrage - Other sizes on request

Pertrochantäre Platten - Pertrochanteric blade-plates



Pertrochantäre Platte 130° - Pertrochanteric blade-plate 130°

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Klingenlänge Blade-length mm	Schaftlänge Shank-length mm
4 Loch - 4 holes			
4.616.10	5.616.10	50	73
4.616.11	5.616.11	60	73
4.616.12	5.616.12	70	73
4.616.13	5.616.13	75	73
4.616.14	5.616.14	80	73
4.616.15	5.616.15	85	73
4.616.16	5.616.16	90	73
4.616.17	5.616.17	95	73
4.616.18	5.616.18	100	73
6 Loch - 6 holes			
4.616.21	5.616.21	50	105
4.616.22	5.616.22	60	105
4.616.23	5.616.23	70	105
4.616.24	5.616.24	75	105
4.616.25	5.616.25	80	105

Plattenstärke	Plate thickness	6,2 mm
Plattenbreite	Plate width	16,0 mm
Klingenprofil	Blade-profile	6,2x16,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm

*weitere Grössen auf Anfrage - Other sizes on request

Winkelplatten für intertrochantäre Femurosteotomie Angled plates for intertrochanteric femur-osteotomy



Plattenstärke	Plate thickness	6,2 mm
Plattenbreite	Plate width	16,0 mm
Klingenprofil	Blade-profile	6,2x16,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm
Schaftlänge	Shank-length	100 mm

Winkelplatte für intertrochantäre Femurosteotomie 90°/100° bei Erwachsenen Angled plate for intertrochanteric femur-osteotomy 90°/100° in adults

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Winkel Angle mm	Bogentiefe Arch mm	Klingenlänge Blade-length mm
4.636.01	5.636.01	90°	10	40
4.636.02	5.636.02	90°	10	50
4.636.03	5.636.03	90°	10	60
4.636.04	5.636.04	90°	15	40
4.636.05	5.636.05	90°	15	50
4.636.06	5.636.06	90°	15	60
4.636.09	5.636.09	90°	20	40
4.636.10	5.636.10	90°	20	50
4.636.11	5.636.11	90°	20	60
4.636.13	5.636.13	100°	15	60
4.636.14	5.636.14	100°	20	60

*weitere Grössen auf Anfrage - Other sizes on request



Plattenstärke	Plate thickness	6,2 mm
Plattenbreite	Plate width	16,0 mm
Klingenprofil	Blade-profile	6,2x16,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm
Schaftlänge	Shank-length	86,0 mm

Winkelplatten für intertrochantäre Femurosteotomie 110°/120°/130° bei Erwachsenen Angled plates for intertrochanteric femur-osteotomy 110°/120°/130° in adults

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Winkel Angle mm	Bogentiefe Arch mm	Klingenlänge Blade-length mm
4.656.00	5.656.00	110°	10	60
4.656.01	5.656.01	110°	10	75
4.656.04	5.656.04	120°	10	65
4.656.05	5.656.05	120°	10	75
4.656.08	5.656.08	130°	10	70
4.656.09	5.656.09	130°	10	75

*weitere Grössen auf Anfrage - Other sizes on request



Plattenstärke	Plate thickness	4,0 mm
Plattenbreite	Plate width	14,0 mm
Klingenprofil	Blade-profile	5,0x11,3 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm
Schaftlänge	Shank-length	75,0 mm

Winkelplatten für intertrochantäre Femurosteotomie 90° bei Adoleszenten Angled plates for intertrochanteric femur-osteotomy 90° in adolescents

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Winkel Angle mm	Bogentiefe Arch mm	Klingenlänge Blade-length mm
4.676.01	5.676.01	90°	10	40
4.676.02	5.676.02	90°	10	50
4.676.03	5.676.03	90°	15	40
4.676.04	5.676.04	90°	15	50
4.676.05	5.676.05	90°	15	60

*weitere Grössen auf Anfrage - Other sizes on request



Winkelplatten für intertrochantäre Femurosteotomie 80°/90°/100° bei Kindern Angled plates for intertrochanteric femur-osteotomy 80°/90°/100° in children


Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Winkel Angle mm	Bogentiefe Arch mm	Klingenlänge Blade-length mm
4.626.01	5.626.01	80°	8	35
4.626.02	5.626.02	80°	8	45
4.626.03	5.626.03	90°	8	35
4.626.04	5.626.04	90°	8	45
4.626.05	5.626.05	100°	8	35
4.626.06	5.626.06	100°	8	45

Plattenstärke	Plate thickness	3,5 mm
Plattenbreite	Plate width	11,3 mm
Klingenprofil	Blade-profile	4,5x11,3 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm
Schaftlänge	Shank-length	75,0 mm

***weitere Größen auf Anfrage - Other sizes on request**



Instrumente
Instruments




Platten
Plates



Schrauben
Screws

Bezeichnung	Name	Best.-Nr - Code N°
Set komplett - Instrumente	Complete instrument set	19.150.00
Set komplett - Platten Stahl	Complete set of plates, stainless steel	19.151.00
Set komplett - Platten Titan	Complete set of plates, Titanium	19.152.00
Set komplett - Schrauben Stahl	Complete set of screws, stainless steel	19.153.00
Set komplett - Schrauben Titan	Complete set of screws, Titanium	19.154.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for instruments	19.155.00
Siebkorb mit Einsatz für Platten	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for plates	19.156.00
Schraubenbank für Schrauben	Screw-container	19.157.00
Stericontainer	Sterilizing container	19.000.01

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente	Complete set of instruments	19.150.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for instruments	19.155.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.01



Im Set enthaltene Instrumente

Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbohrer D 2,5 mm / L 105 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 2,5 mm / L 105 mm, for quick coupling	2.904.05	1
Spiralbohrer D 3,5 mm / L 110 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 3,5 mm / L 110 mm, for quick coupling	2.904.10	1
Kopfraumfräser für Schrauben D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, für Schnellkupplung	Countersink for screws D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, for quick coupling	10.505.40	1
Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 3,5 mm, für Schnellkupplung	Tap for cortical screws D 3,5 mm, for quick coupling	2.924.35	1
Gewindeschneider für Spongiaschrauben D 4,0 mm, für Schnellkupplung	Tap for cancellous screws D 4,0 mm, for quick coupling	2.927.40	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung	T-shaped handle with quick coupling	10.305.05	1
Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 2,5 mm	Drill-guide for neutral and compression holes D 2,5 mm	10.500.04	1
Dreifach-Zielbohrbüchse D 2,0 mm	Triple drill-guide D 2,0 mm	10.520.20	1
Steckbohrbüchse D 3,5 / 2,5 mm	Inserting drill-guide D 3,5 / 2,5 mm	10.510.35	1
Doppelbohrbüchse D 3,5 / 2,5 mm	Double drill-guide D 3,5 / 2,5 mm	10.520.35	1
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, mit Griff	Hexagonal screw driver for screws D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, with handle	2.940.25	1
Sechskantschraubendrehereinsatz für Schrauben D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, für Schnellkupplung	Hexagonal screw driver-insert for screws D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, for quick coupling	2.941.25	1
Haltehülse für Sechskantschraubendreher für Schrauben D 3,5 / 4,0 mm	Holding sleeve for hexagonal screw driver for screws D 3,5 / 4,0 mm	2.954.35	1
Schraubenmessgerät für Schrauben D 3,5 / 4,0 mm	Gauge for screws D 3,5 / 4,0 mm	2.953.35	1
Scharfer Haken	Sharp hook	10.508.00	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Biegeisen für Platten D 2,7 / 3,5 mm	Plate-bender D 2,7 / 3,5 mm	2.911.03	2
Biegeschablone, 7 Loch	Bending model, 7 holes	10.450.07	1
Biegeschablone, 9 Loch	Bending model, 9 holes	10.450.09	1
Extraktionszange für Bohrdrähte	Extraction forceps for wires	10.421.02	1
Repositionszange mit Sperre, gezahnt, 145 mm	Repositioning forceps with block and rack, 145 mm	10.425.145	1
Repositionszange mit Spitzen, 135 mm	Repositioning forceps with teeth, 135 mm	10.425.135	1
Knochenhaltezange, selbstzentrierend, 150 mm	Bone holding forceps, self-balancing, 150 mm	10.427.00	1
Knochenhebel, schmal, 6 mm	Bone lever, narrow, 6 mm	10.507.06	2
Knochenhebel, schmal, 8 mm	Bone lever, narrow, 8 mm	10.507.08	2
Knochenhebel, breit, 15 mm	Bone lever, broad, 15 mm	10.507.15	1
Elevatorium, schmal, gebogen	Elevatorium, narrow, arched	10.506.00	1

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung
Drill-bit, double spiral, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.05	2,5	105	80
2.904.06	2,5	125	100
2.904.10	3,5	110	85
2.904.11	3,5	195	170

Spiralbohrer, zweilippig, mit Dreikantschaft
Drill-bit, double spiral, with triangular shank



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.908.01	2,5	175	150
2.908.04	3,5	210	185

Spiralbohrer, dreilippig, mit Dreikantschaft
Drill-bit, triple spiral, with triangular shank



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.909.01	2,5	175	150
2.909.04	3,5	210	185

Kopfraumfräser für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, für Schnellkupplung
Countersink for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.505.40	6,0	72

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 3,5 mm, für Schnellkupplung
Tap for cortical screws D 3,5 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.924.35	110	50

Gewindeschneider für Spongiosaschrauben D 3,5 mm, für Schnellkupplung
Tap for cancellous screws D 3,5 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.925.35	110	50

Gewindeschneider für Spongiosaschrauben D 4,0, für Schnellkupplung
Tap for cancellous screws D 4,0 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.927.40	130	90

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII



T-Griffstück mit Schnellkupplung - T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr
Code N°

10.305.05



Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 2,5 mm
Drill-guide for neutral and compression holes D 2,5 mm

Best.-Nr
Code N°

10.500.04



Dreifach-Zielbohrbüchse D 2,0 mm
Triple drill-guide D 2,0 mm

Best.-Nr
Code N°

10.520.20



Steckbohrbüchse D 3,5 mm / D 2,5 mm
Inserting drill-guide D 3,5 mm / D 2,5 mm

Best.-Nr
Code N°

10.510.35



Doppelbohrbüchse D 3,5 mm / D 2,5 mm
Double drill-guide D 3,5 mm / D 2,5 mm

Best.-Nr
Code N°

10.520.35



Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, mit Griff
Hexagonal screw driver for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, with handle

Best.-Nr
Code N°

2.940.25



Sechskantschraubendrehereinsatz für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, für Schnellkupplung
Hexagonal screw driver-insert for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, for quick coupling

Best.-Nr
Code N°

2.941.25

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII

Haltehülse zum Sechskantschraubendreher, für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm
Holding sleeve for hexagonal screw driver, for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm



Best.-Nr
Code N°

2.954.35

Schraubenmessgerät für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm
Gauge for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm



Best.-Nr
Code N°

2.953.35

Scharfer Haken - Sharp hook



Best.-Nr
Code N°

10.508.00

Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps



Best.-Nr
Code N°

2.954.01

Biegeeisen für Platten D 2,7 mm / D 3,5 mm
Plate-bender D 2,7 mm / D 3,5 mm



Best.-Nr
Code N°

2.911.03

Biegeschablone, 7 Loch - Bending model, 7 holes



Best.-Nr
Code N°

10.450.07

Biegeschablone, 9 Loch - Bending model, 9 holes



Best.-Nr
Code N°

10.450.09

Extraktionszange für Bohrdrähte - Extraction forceps for wires



Best.-Nr
Code N°

10.421.02

***weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII**



Repositionszange mit Sperre, gezahnt, 145 mm
Repositioning forceps with block and rack, 145 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.425.145



Repositionszange mit Spitzen, 135 mm
Repositioning forceps with teeth, 135 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.425.135



Knochenhaltezange, selbstzentrierend, 150 mm
Bone holding forceps, self-balancing, 150 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.427.00



Knochenhebel, schmal - Bone lever, narrow

Best.-Nr
 Code N°

10.507.06

10.507.08

Breite
 Width
 mm

6

8



Knochenhebel, breit - Bone lever, broad

Best.-Nr
 Code N°

10.507.15

Breite
 Width
 mm

15




Elevatorium, schmal, gebogen - Elevatorium, narrow, arched

Best.-Nr
 Code N°

10.506.00

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Schrauben Stahl	Complete set of screws, stainless steel	19.153.00
Set komplett - Schrauben Titan	Complete set of screws, Titanium	19.154.00
Schraubenbank für Schrauben	Screw-container	19.157.00
Stericontainer für Schraubenbank	Sterilizing container for screw-container	19.000.10
Stericontainer für Set	Sterilizing container for set	19.000.01




Im Set enthaltene Schrauben

Set contents of screws

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 10 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 10 mm	2.130.10	3.130.10	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 12 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 12 mm	2.130.12	3.130.12	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 14 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 14 mm	2.130.14	3.130.14	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 16 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 16 mm	2.130.16	3.130.16	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 18 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 18 mm	2.130.18	3.130.18	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 20 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 20 mm	2.130.20	3.130.20	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 22 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 22 mm	2.130.22	3.130.22	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 24 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 24 mm	2.130.24	3.130.24	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 26 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 26 mm	2.130.26	3.130.26	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 28 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 28 mm	2.130.28	3.130.28	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 30 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 30 mm	2.130.30	3.130.30	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 32 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 32 mm	2.130.32	3.130.32	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 34 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 34 mm	2.130.34	3.130.34	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 36 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 36 mm	2.130.36	3.130.36	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 38 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 38 mm	2.130.38	3.130.38	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 40 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 40 mm	2.130.40	3.130.40	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 45 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 45 mm	2.130.45	3.130.45	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 50 mm	Cortical screw D 3,5 mm / L 50 mm	2.130.50	3.130.50	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 10 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 10 mm, fully threaded	2.145.10	3.145.10	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 12 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 12 mm, fully threaded	2.145.12	3.145.12	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 14 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 14 mm, fully threaded	2.145.14	3.145.14	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 16 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 16 mm, fully threaded	2.145.16	3.145.16	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 18 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 18 mm, fully threaded	2.145.18	3.145.18	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 20 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 20 mm, fully threaded	2.145.20	3.145.20	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 22 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 22 mm, fully threaded	2.145.22	3.145.22	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 24 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 24 mm, fully threaded	2.145.24	3.145.24	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 26 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 26 mm, fully threaded	2.145.26	3.145.26	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 28 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 28 mm, fully threaded	2.145.28	3.145.28	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 30 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 30 mm, fully threaded	2.145.30	3.145.30	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 32 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 32 mm, fully threaded	2.145.32	3.145.32	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 34 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 34 mm, fully threaded	2.145.34	3.145.34	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 35 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 35 mm, fully threaded	2.145.35	3.145.35	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 36 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 36 mm, fully threaded	2.145.36	3.145.36	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 38 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 38 mm, fully threaded	2.145.38	3.145.38	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 40 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 40 mm, fully threaded	2.145.40	3.145.40	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 45 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 45 mm, fully threaded	2.145.45	3.145.45	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 50 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 50 mm, fully threaded	2.145.50	3.145.50	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 55 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 55 mm, fully threaded	2.145.55	3.145.55	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 60 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 60 mm, fully threaded	2.145.60	3.145.60	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 10 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 10 mm, short thread	2.140.10	3.140.10	5

Spongiaschraube D 4,0 mm / L 12 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 12 mm, short thread	2.140.12	3.140.12	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 14 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 14 mm, short thread	2.140.14	3.140.14	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 16 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 16 mm, short thread	2.140.16	3.140.16	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 18 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 18 mm, short thread	2.140.18	3.140.18	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 20 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 20 mm, short thread	2.140.20	3.140.20	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 22 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 22 mm, short thread	2.140.22	3.140.22	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 24 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 24 mm, short thread	2.140.24	3.140.24	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 26 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 26 mm, short thread	2.140.26	3.140.26	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 28 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 28 mm, short thread	2.140.28	3.140.28	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 30 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 30 mm, short thread	2.140.30	3.140.30	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 32 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 32 mm, short thread	2.140.32	3.140.32	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 34 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 34 mm, short thread	2.140.34	3.140.34	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 35 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 35 mm, short thread	2.140.35	3.140.35	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 36 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 36 mm, short thread	2.140.36	3.140.36	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 38 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 38 mm, short thread	2.140.38	3.140.38	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 40 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 40 mm, short thread	2.140.40	3.140.40	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 45 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 45 mm, short thread	2.140.45	3.140.45	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 50 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 50 mm, short thread	2.140.50	3.140.50	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 55 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 55 mm, short thread	2.140.55	3.140.55	5
Spongiaschraube D 4,0 mm / L 60 mm, kurzes Gewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 60 mm, short thread	2.140.60	3.140.60	5
Unterlegscheibe für Schrauben D 3,5 / 4,0 mm	Washer for screws D 3,5 / 4,0 mm	2.200.02	3.200.02	5

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Platten Stahl	Complete set of plates, Stainless steel	19.151.00
Set komplett - Platten Titan	Complete set of plates, Titanium	19.152.00
Siebkorb mit Einsatz für Platten	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for plates	19.156.00
Stericontainer	Sterilizing container	19.000.01



Im Set enthaltene Platten

Set contents of plates

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
T-Platte, rechtwinklig, 3 / 3 Löcher	T-shaped plate, rectangular, 3 / 3 holes	4.817.33	5.817.33	1
T-Platte, rechtwinklig, 4 / 4 Löcher	T-shaped plate, rectangular, 4 / 4 holes	4.817.44	5.817.44	1
T-Platte, schräg, 3 / 3 Löcher	T-shaped plate, oblique, 4 / 4 holes	4.812.33	5.812.33	1
T-Platte, schräg, 3 / 5 Löcher	T-shaped plate, oblique, 3 / 5 holes	4.812.35	5.812.35	1
Drittelrohrplatte mit Wulst, 4 Loch	One-third tubular plate with collar, 4 holes	4.808.04	5.808.04	2
Drittelrohrplatte mit Wulst, 5 Loch	One-third tubular plate with collar, 5 holes	4.808.05	5.808.05	2
Drittelrohrplatte mit Wulst, 6 Loch	One-third tubular plate with collar, 6 holes	4.808.06	5.808.06	2
Drittelrohrplatte mit Wulst, 7 Loch	One-third tubular plate with collar, 7 holes	4.808.07	5.808.07	2
Drittelrohrplatte mit Wulst, 8 Loch	One-third tubular plate with collar, 8 holes	4.808.08	5.808.08	2
Kleeblattplatte, 3 Loch	Cloverleaf-plate, 3 holes	4.730.03	5.730.03	1
Kleeblattplatte, 4 Loch	Cloverleaf-plate, 4 holes	4.730.04	5.730.04	1
Platte mit DC-Löchern, 6 Loch	Plate with DC-holes, 6 holes	4.820.06	5.820.06	1
Platte mit DC-Löchern, 7 Loch	Plate with DC-holes, 7 holes	4.820.07	5.820.07	1
Platte mit DC-Löchern, 8 Loch	Plate with DC-holes, 8 holes	4.820.08	5.820.08	1
Platte mit DC-Löchern, 9 Loch	Plate with DC-holes, 9 holes	4.820.09	5.820.09	1
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund D 1,0 mm, L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end, D 1,0 mm, L 150 mm	6.031.10	7.031.10	10
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund D 1,2 mm, L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end, D 1,2 mm, L 150 mm	6.031.12	7.031.12	10
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund D 1,4 mm, L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end, D 1,4 mm, L 150 mm	6.031.14	7.031.14	10
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund D 1,6 mm, L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end, D 1,6 mm, L 150 mm	6.031.16	7.031.16	10
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund D 1,8 mm, L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end, D 1,8 mm, L 150 mm	6.031.18	7.031.18	10
Kirschnerdraht Trokarspitze / Ende rund D 2,0 mm, L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end, D 2,0 mm, L 150 mm	6.031.20	7.031.20	10

Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm - Screws D 3,5 mm / D 4,0 mm

Kortikalisschraube D 3,5 mm - Cortical screw D 3,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.130.08	3.130.08	8
2.130.10	3.130.10	10
2.130.12	3.130.12	12
2.130.14	3.130.14	14
2.130.16	3.130.16	16
2.130.18	3.130.18	18
2.130.20	3.130.20	20
2.130.22	3.130.22	22
2.130.24	3.130.24	24
2.130.26	3.130.26	26
2.130.28	3.130.28	28
2.130.30	3.130.30	30
2.130.32	3.130.32	32
2.130.34	3.130.34	34
2.130.36	3.130.36	36
2.130.38	3.130.38	38
2.130.40	3.130.40	40
2.130.45	3.130.45	45
2.130.50	3.130.50	50
2.130.55	3.130.55	55
2.130.60	3.130.60	60
2.130.65	3.130.65	65
2.130.70	3.130.70	70
2.130.75	3.130.75	75
2.130.80	3.130.80	80
2.130.85	3.130.85	85
2.130.90	3.130.90	90
2.130.95	3.130.95	95
2.130.100	3.130.100	100
2.130.105	3.130.105	105
2.130.110	3.130.110	110
2.130.115	3.130.115	115
2.130.120	3.130.120	120
2.130.125	3.130.125	125
2.130.130	3.130.130	130
2.130.135	3.130.135	135
2.130.140	3.130.140	140

Schraubendurchmesser	Screw diameter	3,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,4 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.924.35
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	3,5 mm

Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm - Screws D 3,5 mm / D 4,0 mm



Kortikalisschraube D 3,5 mm, selbstschneidend Cortical screw D 3,5 mm, self-tapping

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.132.08	3.132.08	8
2.132.10	3.132.10	10
2.132.12	3.132.12	12
2.132.14	3.132.14	14
2.132.16	3.132.16	16
2.132.18	3.132.18	18
2.132.20	3.132.20	20
2.132.22	3.132.22	22
2.132.24	3.132.24	24
2.132.26	3.132.26	26
2.132.28	3.132.28	28
2.132.30	3.132.30	30
2.132.32	3.132.32	32
2.132.34	3.132.34	34
2.132.36	3.132.36	36
2.132.38	3.132.38	38
2.132.40	3.132.40	40
2.132.45	3.132.45	45
2.132.50	3.132.50	50
2.132.55	3.132.55	55
2.132.60	3.132.60	60
2.132.65	3.132.65	65
2.132.70	3.132.70	70
2.132.75	3.132.75	75
2.132.80	3.132.80	80
2.132.85	3.132.85	85
2.132.90	3.132.90	90
2.132.95	3.132.95	95
2.132.100	3.132.100	100
2.132.105	3.132.105	105
2.132.110	3.132.110	110
2.132.115	3.132.115	115
2.132.120	3.132.120	120
2.132.125	3.132.125	125
2.132.130	3.132.130	130
2.132.135	3.132.135	135
2.132.140	3.132.140	140

Schraubendurchmesser	Screw diameter	3,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,4 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	3,5 mm

Spongiaschraube D 3,5 mm - Cancellous screw D 3,5 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	3,5 mm
Gewindesteigung	Pitch	1,75 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.925.35
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.230.10	3.230.10	10
2.230.12	3.230.12	12
2.230.14	3.230.14	14
2.230.16	3.230.16	16
2.230.18	3.230.18	18
2.230.20	3.230.20	20
2.230.22	3.230.22	22
2.230.24	3.230.24	24
2.230.26	3.230.26	26
2.230.28	3.230.28	28
2.230.30	3.230.30	30
2.230.32	3.230.32	32
2.230.34	3.230.34	34
2.230.35	3.230.35	35
2.230.36	3.230.36	36
2.230.38	3.230.38	38
2.230.40	3.230.40	40
2.230.45	3.230.45	45
2.230.50	3.230.50	50
2.230.55	3.230.55	55
2.230.60	3.230.60	60

Selbstschneidend auf Anfrage - Self-tapping on request



Spongiaschraube D 4,0 mm, mit kurzem Gewinde, rückschneidend Cancellous screw D 4,0 mm, with short thread, self-tapping backwards

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	1,8 mm
Schaftdurchmesser	Shank diameter	2,4 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.927.40
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.140.10	3.140.10	10
2.140.12	3.140.12	12
2.140.14	3.140.14	14
2.140.16	3.140.16	16
2.140.18	3.140.18	18
2.140.20	3.140.20	20
2.140.22	3.140.22	22
2.140.24	3.140.24	24
2.140.26	3.140.26	26
2.140.28	3.140.28	28
2.140.30	3.140.30	30
2.140.32	3.140.32	32
2.140.34	3.140.34	34
2.140.35	3.140.35	35
2.140.36	3.140.36	36
2.140.38	3.140.38	38
2.140.40	3.140.40	40
2.140.42	3.140.42	42
2.140.44	3.140.44	44
2.140.45	3.140.45	45
2.140.46	3.140.46	46
2.140.48	3.140.48	48
2.140.50	3.140.50	50
2.140.55	3.140.55	55
2.140.60	3.140.60	60
2.140.65	3.140.65	65
2.140.70	3.140.70	70

Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm - Screws D 3,5 mm / D 4,0 mm

Spongiaschraube D 4,0 mm, mit Vollgewinde Cancellous screw D 4,0 mm, with fully threaded



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.145.10	3.145.10	10
2.145.12	3.145.12	12
2.145.14	3.145.14	14
2.145.16	3.145.16	16
2.145.18	3.145.18	18
2.145.20	3.145.20	20
2.145.22	3.145.22	22
2.145.24	3.145.24	24
2.145.26	3.145.26	26
2.145.28	3.145.28	28
2.145.30	3.145.30	30
2.145.32	3.145.32	32
2.145.34	3.145.34	34
2.145.35	3.145.35	35
2.145.36	3.145.36	36
2.145.38	3.145.38	38
2.145.40	3.145.40	40
2.145.42	3.145.42	42
2.145.44	3.145.44	44
2.145.45	3.145.45	45
2.145.46	3.145.46	46
2.145.48	3.145.48	48
2.145.50	3.145.50	50
2.145.55	3.145.55	55
2.145.60	3.145.60	60
2.145.65	3.145.65	65
2.145.70	3.145.70	70
2.145.75	3.145.75	75
2.145.80	3.145.80	80

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	1,8 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.927.40
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm

Unterlegscheibe für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm Washer for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.200.02	3.200.02	7,0/3,8
2.200.12	3.200.12	7,0/4,5

Unterlegscheibe mit 4 Krallen für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm Washer with 4 spikes for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.202.35	3.202.35	10,0/4,1

Unterlegscheibe mit 10 Krallen für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm Washer with 10 spikes for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.203.35	3.203.35	10,0/4,1

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund Kirschner wire with trocar point / round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.031.10	7.031.10	1,0	150
6.031.12	7.031.12	1,2	150
6.031.14	7.031.14	1,4	150
6.031.16	7.031.16	1,6	150
6.031.18	7.031.18	1,8	150
6.031.20	7.031.20	2,0	150

*weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - More Kirschner- wires in chapter IX

Platten für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm Plates for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm

Platte mit DC-Löchern - Plate with DC-holes



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.820.02	5.820.02	2	26
4.820.03	5.820.03	3	38
4.820.04	5.820.04	4	50
4.820.05	5.820.05	5	62
4.820.06	5.820.06	6	74
4.820.07	5.820.07	7	86
4.820.08	5.820.08	8	98
4.820.09	5.820.09	9	110
4.820.10	5.820.10	10	122
4.820.11	5.820.11	11	134
4.820.12	5.820.12	12	146
4.820.13	5.820.13	13	158
4.820.14	5.820.14	14	170
4.820.15	5.820.15	15	182
4.820.16	5.820.16	16	194
4.820.17	5.820.17	17	206
4.820.18	5.820.18	18	218

Plattenstärke	Plate thickness	3,0 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	12,0 mm

Low-contact-Platte - Low-contact-plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.220.02	5.220.02	2	25
4.220.03	5.220.03	3	38
4.220.04	5.220.04	4	51
4.220.05	5.220.05	5	64
4.220.06	5.220.06	6	77
4.220.07	5.220.07	7	90
4.220.08	5.220.08	8	103
4.220.09	5.220.09	9	116
4.220.10	5.220.10	10	129
4.220.11	5.220.11	11	142
4.220.12	5.220.12	12	155
4.220.13	5.220.13	13	168
4.220.14	5.220.14	14	181
4.220.15	5.220.15	15	194
4.220.16	5.220.16	16	207
4.220.17	5.220.17	17	220
4.220.18	5.220.18	18	233

Plattenstärke	Plate thickness	3,4 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	13,0 mm

Platten für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm Plates for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm

Rekonstruktionsplatte, gerade - Reconstruction-plate, straight



Plattenstärke	Plate thickness	2,2 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	12,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.312.04	5.312.04	4	46
4.312.05	5.312.05	5	58
4.312.06	5.312.06	6	70
4.312.07	5.312.07	7	82
4.312.08	5.312.08	8	94
4.312.09	5.312.09	9	106
4.312.10	5.312.10	10	118
4.312.12	5.312.12	12	142
4.312.14	5.312.14	14	166
4.312.16	5.312.16	16	190
4.312.18	5.312.18	18	214
4.312.20	5.312.20	20	238
4.312.22	5.312.22	22	262

Rekonstruktionsplatte, gerade, stark Reconstruction-plate, straight, strong



Plattenstärke	Plate thickness	3,2 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	12,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.313.05	5.313.05	5	58
4.313.06	5.313.06	6	70
4.313.07	5.313.07	7	82
4.313.08	5.313.08	8	94
4.313.09	5.313.09	9	106
4.313.10	5.313.10	10	118
4.313.12	5.313.12	12	142
4.313.14	5.313.14	14	166
4.313.16	5.313.16	16	190
4.313.18	5.313.18	18	214
4.313.20	5.313.20	20	238
4.313.22	5.313.22	22	262

Rekonstruktionsplatte, gebogen - Reconstruction-plate, arched



Plattenstärke	Plate thickness	2,2 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	12,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.328.04	5.328.04	4	46
4.328.06	5.328.06	6	69
4.328.08	5.328.08	8	92
4.328.10	5.328.10	10	114
4.328.12	5.328.12	12	134
4.328.14	5.328.14	14	153



Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	12,0 mm

Y-Rekonstruktionsplatte (für distalen Humerus) Y-shaped reconstruction-plate (for distal humerus)

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl/Schaft N° of holes/shank	Plattenlänge Plate length mm
4.861.03	5.861.03	3	36
4.861.04	5.861.04	4	48
4.861.05	5.861.05	5	60
4.861.06	5.861.06	6	72
4.861.07	5.861.07	7	84
4.861.08	5.861.08	8	96



Plattenstärke	Plate thickness	1,5 mm
---------------	-----------------	--------

Fersenbeinplatte (links und rechts einsetzbar) Calcaneus-plate (suitable for the right and for the left)

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Plattenlänge Plate length mm	Bezeichnung Name
4.862.01	5.862.01	73	gross / big
4.863.01	5.863.01	55	klein / small



Plattenstärke	Plate thickness	2,5 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	12,0 mm

Clavicula-Platte, gerade (links und rechts einsetzbar) Clavicula-plate, straight (suitable for the right and for the left)

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.334.04	5.334.04	4	85
4.334.06	5.334.06	6	109



Plattenstärke	Plate thickness	2,5 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	11,5 mm

Clavicula-Platte, anatomisch vorgeformt - Anatomic clavicle-plate

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
Links - Left			
4.331.04	5.331.04	4	85
4.331.05	5.331.05	5	97
4.331.06	5.331.06	6	106
4.331.08	5.331.08	8	128
Rechts - Right			
4.332.04	5.332.04	4	85
4.332.05	5.332.05	5	97
4.332.06	5.332.06	6	106
4.332.08	5.332.08	8	128

Platten für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm

Plates for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm



Plattenstärke Plate thickness 3,5 mm

Balzerplatte - Balzer-plate

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
Links - Left			
4.333.03	5.333.03	3	78
4.333.04	5.333.04	4	87
Rechts - Right			
4.330.03	5.330.03	3	78
4.330.04	5.330.04	4	87

Drittelrohrplatte mit Wulst - One-third tubular plate with collar



Plattenstärke Plate thickness 1,0 mm
Plattenbreite Plate width 9,0 mm
Lochabstand Distance of holes 12,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.808.02	5.808.02	2	25
4.808.03	5.808.03	3	37
4.808.04	5.808.04	4	49
4.808.05	5.808.05	5	61
4.808.06	5.808.06	6	73
4.808.07	5.808.07	7	85
4.808.08	5.808.08	8	97
4.808.09	5.808.09	9	109
4.808.10	5.808.10	10	121
4.808.12	5.808.12	12	145
4.808.14	5.808.14	14	169

Drittelrohrplatte mit DC-Löchern

One-third tubular plate with DC-holes



Plattenstärke Plate thickness 1,0 mm
Plattenbreite Plate width 9,0 mm
Lochabstand Distance of holes 12,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.806.02	5.806.02	2	25
4.806.03	5.806.03	3	37
4.806.04	5.806.04	4	49
4.806.05	5.806.05	5	61
4.806.06	5.806.06	6	73
4.806.07	5.806.07	7	85
4.806.08	5.806.08	8	97
4.806.09	5.806.09	9	109
4.806.10	5.806.10	10	121
4.806.12	5.806.12	12	145
4.806.14	5.806.14	14	169

Drittelrohrplatte mit Rundlöchern - One-third tubular plate with round holes



Plattenstärke	Plate thickness	1,0 mm
Plattenbreite	Plate width	9,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	12,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.800.02	5.800.02	2	25
4.800.03	5.800.03	3	37
4.800.04	5.800.04	4	49
4.800.05	5.800.05	5	61
4.800.06	5.800.06	6	73
4.800.07	5.800.07	7	85
4.800.08	5.800.08	8	97
4.800.09	5.800.09	9	109
4.800.10	5.800.10	10	121
4.800.12	5.800.12	12	145
4.800.14	5.800.14	14	169



Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite	Plate width	9,5 mm
Radius	Radius	3,5 mm

Fibula-Konturenplatte, mit kleinem Radius, langen Krallen Fibula-contouring-plate, with small radius, long spikes

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.872.06	5.872.06	6	88
4.872.07	5.872.07	7	100
4.872.08	5.872.08	8	112



Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite	Plate width	9,5 mm
Radius	Radius	4,5 mm

Fibula-Konturenplatte, mit grossem Radius, kurzen Krallen und Loch für Zugschraube Fibula-contouring-plate, with large radius, short spikes and hole for traction-screw

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.873.06	5.873.06	6	90
4.873.07	5.873.07	7	102
4.873.08	5.873.08	8	114



Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite	Plate width	10,0 mm
Radius	Radius	6,0 mm

Olecranon-Krallenplatte - Olecranon-plate with spikes

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.874.04	5.874.04	4	68
4.874.05	5.874.05	5	80
4.874.06	5.874.06	6	92
4.874.07	5.874.07	7	104
4.874.08	5.874.08	8	116
4.874.09	5.874.09	9	128
4.874.14	5.874.14	14	188

Platten für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm Plates for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm

T-Platte, rechtwinklig - T-shaped plate, rectangular



Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite im Schaft	Plate width at shank	10,0 mm
Plattenbreite im Kopf 3 Loch	Plate width at head 3 hole	24,0 mm
Plattenbreite im Kopf 4 Loch	Plate width at head 4 hole	30,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank	Plattenlänge Plate length mm
4.817.33	5.817.33	3/3	50
4.817.34	5.817.34	3/4	56
4.817.35	5.817.35	3/5	67
4.817.36	5.817.36	3/6	78
4.817.43	5.817.43	4/3	50
4.817.44	5.817.44	4/4	56
4.817.45	5.817.45	4/5	67
4.817.46	5.817.46	4/6	78

2

T-Platte, schräg - T-shaped plate, oblique



Plattenstärke	Plate thickness	1,5 mm
Plattenbreite im Schaft	Plate width at shank	10,0 mm
Plattenbreite im Kopf	Plate width at head	24,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl Kopf/Schaft N° of holes head/shank	Plattenlänge Plate length mm
4.812.33	5.812.33	3/3	52
4.812.34	5.812.34	3/4	63
4.812.35	5.812.35	3/5	74
4.812.36	5.812.36	3/6	85

Kleeblattplatte - Cloverleaf-plate



Plattenstärke	Plate thickness	1,2 mm
Plattenbreite im Schaft	Plate width at shank	15,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.730.03	5.730.03	3	88
4.730.04	5.730.04	4	104
4.730.05	5.730.05	5	120
4.730.06	5.730.06	6	136
4.730.07	5.730.07	7	152
4.730.08	5.730.08	8	168
4.730.09	5.730.09	9	184
4.730.10	5.730.10	10	200


Cerclagedraht im Ring - Cerclage-wire, coil




Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length m
6.410.04		0,4	10
6.410.06		0,6	10
6.410.08	7.410.08	0,8	10
6.410.09		0,9	10
6.410.10	7.410.10	1,0	10
6.410.12	7.410.12	1,2	10
6.410.15		1,5	5

*Cerclagedrähte mit Öse im Kapitel IX - Cerclage - wires with ear in chapter IX


Grossfragmentinstrumentarium Big fragment-armamentarium



Instrumente
Instruments




Platten
Plates



Schrauben
Screws

Bezeichnung	Name	Best.-Nr - Code N°
Set komplett - Instrumente	Complete instrument set	19.160.00
Set komplett - Platten Stahl	Complete set of plates, stainless steel	19.161.00
Set komplett - Platten Titan	Complete set of plates, Titanium	19.162.00
Set komplett - Schrauben Stahl	Complete set of screws, stainless steel	19.163.00
Set komplett - Schrauben Titan	Complete set of screws, Titanium	19.164.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for instruments	19.165.00
Siebkorb mit Einsatz für Platten	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for plates	19.166.00
Schraubenbank für Schrauben	Screw-container	19.167.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.01

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente	Complete set of instruments	19.160.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for instruments	19.165.00
Stericontainer	Sterilizing container	19.000.01



Im Set enthaltene Instrumente

Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbohrer D 3,2 mm / L 145 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 3,2 mm / L 145 mm, for quick coupling	2.904.08	1
Spiralbohrer D 4,5 mm / L 145 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 4,5 mm / L 145 mm, for quick coupling	2.904.12	1
Kopfraumfräser für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, mit T-Griff	Countersink for screws D 4,5 / 6,5 mm, with T-shaped handle	10.505.80	1
Kopfraumfräser für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, für Schnellkupplung	Countersink for screws D 4,5 / 6,5 mm, for quick coupling	10.505.81	1
Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 4,5 mm, für Schnellkupplung	Tap for cortical screws D 4,5 mm, for quick coupling	2.925.45	1
Gewindeschneider für Spongiaschrauben D 6,5 mm, für Schnellkupplung	Tap for cancellous screws D 6,5 mm, for quick coupling	2.927.65	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung	T-shaped handle with quick coupling	10.305.05	1
Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 3,2 mm	Drill-guide for neutral and compression holes D 3,2 mm	10.500.21	1
Doppelbohrbüchse D 4,5 / 3,2 mm	Double drill-guide D 4,5 / 3,2 mm	10.500.02	1
Doppelbohrbüchse D 6,5 / 3,2 mm	Double drill-guide D 6,5 / 3,2 mm	10.500.05	1
Steckbohrbüchse D 4,5 / 3,2 mm	Inserting drill-guide D 4,5 / 3,2 mm	10.510.45	1
Universalbohrbüchse D 4,5 mm	Universal drill-guide D 4,5 mm	10.502.45	1
Universalbohrbüchse D 3,2 mm	Universal drill-guide D 3,2 mm	10.502.32	1
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, mit Griff	Hexagonal screw driver for screws D 4,5 / 6,5 mm, with handle	2.940.35	1
Sechskantschraubendrehereinsatz für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, für Schnellkupplung	Hexagonal screw driver-insert for screws D 4,5 / 6,5 mm, for quick coupling	2.941.35	1
Schraubenmessgerät für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm	Gauge for screws D 4,5 / 6,5 mm	2.953.45	1
Scharfer Haken	Sharp hook	10.508.00	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Zielgerät mit Spitze	Pointed wire-guide	10.160.00	1
Ring-Maul-Schlüssel, SW 11 mm	Box and engineer's wrench, wrench-width 11 mm	2.966.11	1



Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung Drill-bit, double spiral, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.08	3,2	145	120
2.904.09	3,2	195	170
2.904.12	4,5	145	120
2.904.13	4,5	195	170



Kopfraumfräser für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, mit T-Griff Countersink for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, with T-shaped handle

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.505.80	8,0	180



Kopfraumfräser für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, für Schnellkupplung Countersink for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.505.81	8,0	110



Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 4,5 mm, für Schnellkupplung Tap for cortical screws D 4,5 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.925.45	130	105
2.927.45	195	170



Gewindeschneider für Spongiosaschrauben D 6,5 mm, für Schnellkupplung Tap for cancellous screws D 6,5 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.927.65	170	145



T-Griffstück mit Schnellkupplung - T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr Code N°	
10.305.05	



Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 3,2 mm Drill-guide for neutral and compression holes D 3,2 mm

Best.-Nr Code N°	
10.500.21	



Doppelbohrbüchse D 4,5 mm / D 3,2 mm
Double drill-guide D 4,5 mm / D 3,2 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.500.02



Doppelbohrbüchse D 6,5 mm / D 3,2 mm
Double drill-guide D 6,5 mm / D 3,2 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.500.05



Steckbohrbüchse D 4,5 mm / D 3,2 mm
Inserting drill-guide D 4,5 mm / D 3,2 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.510.45



Universalbohrbüchse D 4,5 mm - Universal drill-guide D 4,5 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.502.45



Universalbohrbüchse D 3,2 mm - Universal drill-guide D 3,2 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.502.32



Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, mit Griff
Hexagonal screw-driver for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, with handle

Best.-Nr
 Code N°

2.940.35



Sechskantschraubendrehereinsatz für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, für Schnellkupplung
Hexagonal screw driver-insert for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, for quick coupling

Best.-Nr
 Code N°

2.941.35



Schraubenmessgerät für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm
Gauge for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.953.45



Scharfer Haken - Sharp hook

Best.-Nr
 Code N°

10.508.00



Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps

Best.-Nr
 Code N°

2.954.01



Zielgerät mit Spitze - Pointes wire-guide

Best.-Nr
 Code N°

10.160.00




Ring-Maul-Schlüssel, SW 11 mm
Box and engineer's wrench, wrench-width 11 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.966.11

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Schrauben Stahl	Complete set of screws, stainless steel	19.163.00
Set komplett - Schrauben Titan	Complete set of screws, Titanium	19.164.00
Schraubenbank	Screw-container	19.167.00
Stericontainer für Schraubenbank	Sterilizing container for screw-container	19.000.12
Stericontainer für Set	Sterilizing container for set	19.000.01




Im Set enthaltene Schrauben

Set contents of screws

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 14 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 14 mm	2.150.14	3.150.14	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 16 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 16 mm	2.150.16	3.150.16	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 18 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 18 mm	2.150.18	3.150.18	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 20 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 20 mm	2.150.20	3.150.20	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 22 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 22 mm	2.150.22	3.150.22	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 24 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 24 mm	2.150.24	3.150.24	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 26 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 26 mm	2.150.26	3.150.26	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 28 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 28 mm	2.150.28	3.150.28	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 30 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 30 mm	2.150.30	3.150.30	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 32 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 32 mm	2.150.32	3.150.32	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 34 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 34 mm	2.150.34	3.150.34	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 36 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 36 mm	2.150.36	3.150.36	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 38 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 38 mm	2.150.38	3.150.38	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 40 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 40 mm	2.150.40	3.150.40	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 42 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 42 mm	2.150.42	3.150.42	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 44 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 44 mm	2.150.44	3.150.44	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 46 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 46 mm	2.150.46	3.150.46	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 48 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 48 mm	2.150.48	3.150.48	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 50 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 50 mm	2.150.50	3.150.50	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 52 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 52 mm	2.150.52	3.150.52	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 54 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 54 mm	2.150.54	3.150.54	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 56 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 56 mm	2.150.56	3.150.56	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 58 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 58 mm	2.150.58	3.150.58	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 60 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 60 mm	2.150.60	3.150.60	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 64 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 64 mm	2.150.64	3.150.64	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 68 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 68 mm	2.150.68	3.150.68	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 70 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 70 mm	2.150.70	3.150.70	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 72 mm	Cortical screw D 4,5 mm / L 72 mm	2.150.72	3.150.72	5
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 30 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 30 mm, thread 16 mm	2.170.30	3.170.30	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 35 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 35 mm, thread 16 mm	2.170.35	3.170.35	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 40 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 40 mm, thread 16 mm	2.170.40	3.170.40	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 45 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 45 mm, thread 16 mm	2.170.45	3.170.45	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 50 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 50 mm, thread 16 mm	2.170.50	3.170.50	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 55 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 55 mm, thread 16 mm	2.170.55	3.170.55	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 60 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 60 mm, thread 16 mm	2.170.60	3.170.60	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 65 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 65 mm, thread 16 mm	2.170.65	3.170.65	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 70 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 70 mm, thread 16 mm	2.170.70	3.170.70	3

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 75 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 75 mm, thread 16 mm	2.170.75	3.170.75	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 80 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 80 mm, thread 16 mm	2.170.80	3.170.80	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 85 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 85 mm, thread 16 mm	2.170.85	3.170.85	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 90 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 90 mm, thread 16 mm	2.170.90	3.170.90	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 95 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 95 mm, thread 16 mm	2.170.95	3.170.95	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 100 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 100 mm, thread 16 mm	2.170.100	3.170.100	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 105 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 105 mm, thread 16 mm	2.170.105	3.170.105	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 110 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 110 mm, thread 16 mm	2.170.110	3.170.110	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 45 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 45 mm, thread 32 mm	2.180.45	3.180.45	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 50 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 50 mm, thread 32 mm	2.180.50	3.180.50	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 55 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 55 mm, thread 32 mm	2.180.55	3.180.55	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 60 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 60 mm, thread 32 mm	2.180.60	3.180.60	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 65 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 65 mm, thread 32 mm	2.180.65	3.180.65	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 70 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 70 mm, thread 32 mm	2.180.70	3.180.70	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 75 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 75 mm, thread 32 mm	2.180.75	3.180.75	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 80 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 80 mm, thread 32 mm	2.180.80	3.180.80	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 85 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 85 mm, thread 32 mm	2.180.85	3.180.85	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 90 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 90 mm, thread 32 mm	2.180.90	3.180.90	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 95 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 95 mm, thread 32 mm	2.180.95	3.180.95	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 100 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 100 mm, thread 32 mm	2.180.100	3.180.100	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 105 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 105 mm, thread 32 mm	2.180.105	3.180.105	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 110 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 110 mm, thread 32 mm	2.180.110	3.180.110	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 25 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 25 mm, fully threaded	2.190.25	3.190.25	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 30 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 30 mm, fully threaded	2.190.30	3.190.30	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 35 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 35 mm, fully threaded	2.190.35	3.190.35	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 40 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 40 mm, fully threaded	2.190.40	3.190.40	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 45 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 45 mm, fully threaded	2.190.45	3.190.45	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 50 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 50 mm, fully threaded	2.190.50	3.190.50	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 55 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 55 mm, fully threaded	2.190.55	3.190.55	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 60 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 60 mm, fully threaded	2.190.60	3.190.60	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 65 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 65 mm, fully threaded	2.190.65	3.190.65	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 70 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 70 mm, fully threaded	2.190.70	3.190.70	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 75 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 75 mm, fully threaded	2.190.75	3.190.75	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 80 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 80 mm, fully threaded	2.190.80	3.190.80	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 85 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 85 mm, fully threaded	2.190.85	3.190.85	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 90 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 90 mm, fully threaded	2.190.90	3.190.90	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 95 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 95 mm, fully threaded	2.190.95	3.190.95	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 100 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 100 mm, fully threaded	2.190.100	3.190.100	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 105 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 105 mm, fully threaded	2.190.105	3.190.105	2
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 110 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 6,5 mm / L 110 mm, fully threaded	2.190.110	3.190.110	2
Unterlegscheibe für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm	Washer for screws D 4,5 / 6,5 mm	2.200.03	3.200.03	5

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Platten Stahl	Complete set of plates, stainless steel	19.161.00
Set komplett - Platten Titan	Complete set of plates, Titanium	19.162.00
Siebkorb mit Einsatz für Platten	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for plates	19.166.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.01



Im Set enthaltene Platten Set contents of plates

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Halbrohrplatte, 4 Loch	Semitubular plate, 4 holes	4.500.04	5.500.04	1
Halbrohrplatte, 5 Loch	Semitubular plate, 5 holes	4.500.05	5.500.05	1
Halbrohrplatte, 6 Loch	Semitubular plate, 6 holes	4.500.06	5.500.06	1
Halbrohrplatte, 7 Loch	Semitubular plate, 7 holes	4.500.07	5.500.07	1
Schmale Platte mit DC-Löchern, 6 Loch	Narrow plate with DC-holes, 6 holes	4.530.06	5.530.06	2
Schmale Platte mit DC-Löchern, 7 Loch	Narrow plate with DC-holes, 7 holes	4.530.07	5.530.07	2
Schmale Platte mit DC-Löchern, 8 Loch	Narrow plate with DC-holes, 8 holes	4.530.08	5.530.08	2
Schmale Platte mit DC-Löchern, 9 Loch	Narrow plate with DC-holes, 9 holes	4.530.09	5.530.09	2
Schmale Platte mit DC-Löchern, 10 Loch	Narrow plate with DC-holes, 10 holes	4.530.10	5.530.10	2
Schmale Platte mit DC-Löchern, 11 Loch	Narrow plate with DC-holes, 11 holes	4.530.11	5.530.11	1
Schmale Platte mit DC-Löchern, 12 Loch	Narrow plate with DC-holes, 12 holes	4.530.12	5.530.12	1
Schmale Platte mit DC-Löchern, 14 Loch	Narrow plate with DC-holes, 14 holes	4.530.14	5.530.14	1
Breite Platte mit DC-Löchern, 8 Loch	Broad plate with DC-holes, 8 holes	4.540.08	5.540.08	1
Breite Platte mit DC-Löchern, 9 Loch	Broad plate with DC-holes, 9 holes	4.540.09	5.540.09	1
Breite Platte mit DC-Löchern, 10 Loch	Broad plate with DC-holes, 10 holes	4.540.10	5.540.10	1
Breite Platte mit DC-Löchern, 11 Loch	Broad plate with DC-holes, 11 holes	4.540.11	5.540.11	1
Breite Platte mit DC-Löchern, 12 Loch	Broad plate with DC-holes, 12 holes	4.540.12	5.540.12	1
Breite Platte mit DC-Löchern, 14 Loch	Broad plate with DC-holes, 14 holes	4.540.14	5.540.14	1
Breite Platte mit DC-Löchern, 16 Loch	Broad plate with DC-holes, 16 holes	4.540.16	5.540.16	1
T-Platte, 4 Loch	T-shaped plate, 4 holes	4.720.04	5.720.04	1
T-Platte, 6 Loch	T-shaped plate, 6 holes	4.720.06	5.720.06	1
T-Platte, 8 Loch	T-shaped plate, 8 holes	4.720.08	5.720.08	1
T-Abstützplatte, 4 Loch	T-shaped supporting plate, 4 holes	4.770.04	5.770.04	1
L-Abstützplatte, 4 Loch, für rechtes Bein	L-shaped supporting plate, 4 holes, for right leg	4.762.04	5.762.04	1
L-Abstützplatte, 4 Loch, für linkes Bein	L-shaped supporting plate, 4 holes, for left leg	4.760.04	5.760.04	1

Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm - Screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

Kortikalisschraube D 4,5 mm - Cortical screw D 4,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.150.12	3.150.12	12
2.150.14	3.150.14	14
2.150.16	3.150.16	16
2.150.18	3.150.18	18
2.150.20	3.150.20	20
2.150.22	3.150.22	22
2.150.24	3.150.24	24
2.150.26	3.150.26	26
2.150.28	3.150.28	28
2.150.30	3.150.30	30
2.150.32	3.150.32	32
2.150.34	3.150.34	34
2.150.36	3.150.36	36
2.150.38	3.150.38	38
2.150.40	3.150.40	40
2.150.42	3.150.42	42
2.150.44	3.150.44	44
2.150.46	3.150.46	46
2.150.48	3.150.48	48
2.150.50	3.150.50	50
2.150.52	3.150.52	52
2.150.54	3.150.54	54
2.150.56	3.150.56	56
2.150.58	3.150.58	58
2.150.60	3.150.60	60
2.150.62	3.150.62	62
2.150.64	3.150.64	64
2.150.66	3.150.66	66
2.150.68	3.150.68	68
2.150.70	3.150.70	70
2.150.72	3.150.72	72
2.150.74	3.150.74	74
2.150.76	3.150.76	76
2.150.78	3.150.78	78
2.150.80	3.150.80	80
2.150.85	3.150.85	85
2.150.90	3.150.90	90
2.150.95	3.150.95	95
2.150.100	3.150.100	100
2.150.105	3.150.105	105
2.150.110	3.150.110	110
2.150.115	3.150.115	115
2.150.120	3.150.120	120
2.150.125	3.150.125	125
2.150.130	3.150.130	130
2.150.135	3.150.135	135
2.150.140	3.150.140	140

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.925.45
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	4,5 mm

Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm - Screws D 4,5 mm / D 6,5 mm



Kortikalisschraube D 4,5 mm, selbstschneidend Cortical screw D 4,5 mm, self-tapping

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.152.12	3.152.12	12
2.152.14	3.152.14	14
2.152.16	3.152.16	16
2.152.18	3.152.18	18
2.152.20	3.152.20	20
2.152.22	3.152.22	22
2.152.24	3.152.24	24
2.152.26	3.152.26	26
2.152.28	3.152.28	28
2.152.30	3.152.30	30
2.152.32	3.152.32	32
2.152.34	3.152.34	34
2.152.36	3.152.36	36
2.152.38	3.152.38	38
2.152.40	3.152.40	40
2.152.42	3.152.42	42
2.152.44	3.152.44	44
2.152.46	3.152.46	46
2.152.48	3.152.48	48
2.152.50	3.152.50	50
2.152.52	3.152.52	52
2.152.54	3.152.54	54
2.152.56	3.152.56	56
2.152.58	3.152.58	58
2.152.60	3.152.60	60
2.152.62	3.152.62	62
2.152.64	3.152.64	64
2.152.66	3.152.66	66
2.152.68	3.152.68	68
2.152.70	3.152.70	70
2.152.72	3.152.72	72
2.152.74	3.152.74	74
2.152.76	3.152.76	76
2.152.78	3.152.78	78
2.152.80	3.152.80	80
2.152.85	3.152.85	85
2.152.90	3.152.90	90
2.152.95	3.152.95	95
2.152.100	3.152.100	100
2.152.105	3.152.105	105
2.152.110	3.152.110	110
2.152.115	3.152.115	115
2.152.120	3.152.120	120
2.152.125	3.152.125	125
2.152.130	3.152.130	130
2.152.135	3.152.135	135
2.152.140	3.152.140	140

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	4,5 mm



Spongiaschraube D 6,5 mm, mit 16 mm Gewinde Cancellous screw D 6,5 mm, with 16 mm thread

Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Schaftdurchmesser	Shank diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.927.65
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.170.25	3.170.25	25
2.170.30	3.170.30	30
2.170.35	3.170.35	35
2.170.40	3.170.40	40
2.170.45	3.170.45	45
2.170.50	3.170.50	50
2.170.55	3.170.55	55
2.170.60	3.170.60	60
2.170.65	3.170.65	65
2.170.70	3.170.70	70
2.170.75	3.170.75	75
2.170.80	3.170.80	80
2.170.85	3.170.85	85
2.170.90	3.170.90	90
2.170.95	3.170.95	95
2.170.100	3.170.100	100
2.170.105	3.170.105	105
2.170.110	3.170.110	110
2.170.115	3.170.115	115
2.170.120	3.170.120	120



Spongiaschraube D 6,5 mm, mit 32 mm Gewinde Cancellous screw D 6,5 mm, with 32 mm thread

Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Schaftdurchmesser	Shank diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.927.65
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.180.45	3.180.45	45
2.180.50	3.180.50	50
2.180.55	3.180.55	55
2.180.60	3.180.60	60
2.180.65	3.180.65	65
2.180.70	3.180.70	70
2.180.75	3.180.75	75
2.180.80	3.180.80	80
2.180.85	3.180.85	85
2.180.90	3.180.90	90
2.180.95	3.180.95	95
2.180.100	3.180.100	100
2.180.105	3.180.105	105
2.180.110	3.180.110	110
2.180.115	3.180.115	115
2.180.120	3.180.120	120
2.180.125	3.180.125	125
2.180.130	3.180.130	130
2.180.135	3.180.135	135
2.180.140	3.180.140	140
2.180.145	3.180.145	145
2.180.150	3.180.150	150

Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm - Screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

Spongiosaschraube D 6,5 mm, mit Vollgewinde Cancellous screw D 6,5 mm, fully threaded



Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Schaftdurchmesser	Shank diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2 927.65
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.190.20	3.190.20	20
2.190.25	3.190.25	25
2.190.30	3.190.30	30
2.190.35	3.190.35	35
2.190.40	3.190.40	40
2.190.45	3.190.45	45
2.190.50	3.190.50	50
2.190.55	3.190.55	55
2.190.60	3.190.60	60
2.190.65	3.190.65	65
2.190.70	3.190.70	70
2.190.75	3.190.75	75
2.190.80	3.190.80	80
2.190.85	3.190.85	85
2.190.90	3.190.90	90
2.190.95	3.190.95	95
2.190.100	3.190.100	100
2.190.105	3.190.105	105
2.190.110	3.190.110	110
2.190.115	3.190.115	115

3

Malleolarschraube D 4,5 mm - Malleolar screw D 4,5 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Schaftdurchmesser	Shank diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Schraubenlänge Screw length mm	Gewindelänge Thread length mm
2.160.25	25	12
2.160.30	30	15
2.160.35	35	17
2.160.40	40	20
2.160.45	45	22
2.160.50	50	24
2.160.55	55	26
2.160.60	60	28
2.160.65	65	30
2.160.70	70	32
2.160.75	75	34
2.160.80	80	36

*Malleolarschrauben D 4,5 mm in Titan auf Anfrage
Malleolar screws D 4,5 mm in Titanium on request

Unterlegscheibe für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm Washer for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.200.03	3.200.03	13,0/6,7
2.200.04	3.200.04	16,0/6,7

Unterlegscheibe mit 4 Krallen für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm Washer with 4 spikes for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.202.45	3.202.45	13,0/6,7
2.202.65	3.202.65	16,0/6,7

Unterlegscheibe mit 10 Krallen für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm Washer with 10 spikes for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.203.45	3.203.45	13,0/6,7
2.203.65	3.203.65	16,0/6,7

Platten für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm Plates for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

Halbrohrplatte - Semitubular plate



Plattenstärke	Plate thickness	1,0 mm
Plattenbreite	Plate width	12,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.500.02	5.500.02	2	39
4.500.03	5.500.03	3	55
4.500.04	5.500.04	4	71
4.500.05	5.500.05	5	87
4.500.06	5.500.06	6	103
4.500.07	5.500.07	7	119
4.500.08	5.500.08	8	135
4.500.09	5.500.09	9	151
4.500.10	5.500.10	10	167
4.500.11	5.500.11	11	183
4.500.12	5.500.12	12	199

Schmale Platte mit DC-Löchern Narrow plate with DC-holes



Plattenstärke	Plate thickness	3,8 mm
Plattenbreite	Plate width	12,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.530.02	5.530.02	2	39
4.530.03	5.530.03	3	55
4.530.04	5.530.04	4	71
4.530.05	5.530.05	5	87
4.530.06	5.530.06	6	103
4.530.07	5.530.07	7	119
4.530.08	5.530.08	8	135
4.530.09	5.530.09	9	151
4.530.10	5.530.10	10	167
4.530.11	5.530.11	11	183
4.530.12	5.530.12	12	199
4.530.13	5.530.13	13	215
4.530.14	5.530.14	14	231
4.530.15	5.530.15	15	247
4.530.16	5.530.16	16	263
4.530.17	5.530.17	17	279
4.530.18	5.530.18	18	295

Platten für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm Plates for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

Low-contact-Platte, schmal - Low-contact-plate, narrow



Plattenstärke	Plate thickness	3,6 mm
Plattenbreite	Plate width	12,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	18,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.230.02	5.230.02	2	34
4.230.03	5.230.03	3	52
4.230.04	5.230.04	4	70
4.230.05	5.230.05	5	88
4.230.06	5.230.06	6	106
4.230.07	5.230.07	7	124
4.230.08	5.230.08	8	142
4.230.09	5.230.09	9	160
4.230.10	5.230.10	10	178
4.230.11	5.230.11	11	196
4.230.12	5.230.12	12	214
4.230.14	5.230.14	14	250
4.230.16	5.230.16	16	286

Breite Platte mit DC-Löchern Broad plate with DC-holes



Plattenstärke	Plate thickness	4,8 mm
Plattenbreite	Plate width	16,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.540.05	5.540.05	5	87
4.540.06	5.540.06	6	103
4.540.07	5.540.07	7	119
4.540.08	5.540.08	8	135
4.540.09	5.540.09	9	151
4.540.10	5.540.10	10	167
4.540.11	5.540.11	11	183
4.540.12	5.540.12	12	199
4.540.13	5.540.13	13	215
4.540.14	5.540.14	14	231
4.540.15	5.540.15	15	247
4.540.16	5.540.16	16	263
4.540.18	5.540.18	18	295
4.540.20	5.540.20	20	327
4.540.21	5.540.21	21	343
4.540.22	5.540.22	22	359

Low-contact-Platte, breit - Low-contact-plate, broad



Plattenstärke	Plate thickness	4,8 mm
Plattenbreite	Plate width	16,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	18,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.240.06	5.240.06	6	106
4.240.07	5.240.07	7	124
4.240.08	5.240.08	8	142
4.240.09	5.240.09	9	160
4.240.10	5.240.10	10	178
4.240.11	5.240.11	11	196
4.240.12	5.240.12	12	214
4.240.13	5.240.13	13	232
4.240.14	5.240.14	14	250
4.240.15	5.240.15	15	268
4.240.16	5.240.16	16	286
4.240.17	5.240.17	17	304
4.240.18	5.240.18	18	322

Kondylenabstützplatte - Reinforcing condylar-plate



Plattenstärke/Kopf	Plate thickness/head	2,5 mm
Plattenstärke/Schaft	Plate thickness/shank	4,5 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	55,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	16,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
Rechts - Right			
4.780.07	5.780.07	7	158
4.780.09	5.780.09	9	190
4.780.11	5.780.11	11	222
4.780.13	5.780.13	13	254
4.780.15	5.780.15	15	286
4.780.16	5.780.16	16	302
4.780.18	5.780.18	18	334
Links - Left			
4.781.07	5.781.07	7	158
4.781.09	5.781.09	9	190
4.781.11	5.781.11	11	222
4.781.13	5.781.13	13	254
4.781.15	5.781.15	15	286
4.781.16	5.781.16	16	302
4.781.18	5.781.18	18	334

Löffelplatte - Spoon-shaped plate



Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	34,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	21,0/24,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.710.05	5.710.05	5	102
4.710.06	5.710.06	6	118

T-Platte - T-shaped plate



Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	33,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	16,8 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.720.03	5.720.03	3	68
4.720.04	5.720.04	4	84
4.720.05	5.720.05	5	100
4.720.06	5.720.06	6	116
4.720.07	5.720.07	7	132
4.720.08	5.720.08	8	148
4.720.09	5.720.09	9	164
4.720.10	5.720.10	10	180
4.720.11	5.720.11	11	196
4.720.12	5.720.12	12	212

T-Abstützplatte - T-shaped supporting plate



Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite	Plate width	17,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate length mm
4.770.04	5.770.04	4	81
4.770.05	5.770.05	5	96
4.770.06	5.770.06	6	112
4.770.07	5.770.07	7	128
4.770.08	5.770.08	8	144
4.770.10	5.770.10	10	176

Platten für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm Plates for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

L-Platte - L-shaped plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
--	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Rechts (für linkes Bein bei der Versorgung für Tibiakopfbrüche) Right (for the left leg, in case of fractures of tibia-head)

4.740.04	5.740.04	4	84
4.740.06	5.740.06	6	116
4.740.08	5.740.08	8	148
4.740.10	5.740.10	10	180

Links (für rechtes Bein bei der Versorgung für Tibiakopfbrüche) Left (for the right leg, in case of fractures of tibia-head)

4.750.04	5.750.04	4	84
4.750.06	5.750.06	6	116
4.750.08	5.750.08	8	148
4.750.10	5.750.10	10	180

Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width, head	26,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width, shank	16,0 mm

L-Abstützplatte - L-shaped supporting plate



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
--	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Rechts (für linkes Bein) - Right (for left leg)

4.760.03	5.760.03	3	71
4.760.04	5.760.04	4	87
4.760.05	5.760.05	5	103
4.760.06	5.760.06	6	119
4.760.08	5.760.08	8	151
4.760.10	5.760.10	10	183

Links (für rechtes Bein) - Left (for right leg)

4.762.03	5.762.03	3	71
4.762.04	5.762.04	4	87
4.762.05	5.762.05	5	103
4.762.06	5.762.06	6	119
4.762.08	5.762.08	8	151
4.762.10	5.762.10	10	183

Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	34,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	16,0 mm

Tibia-Abstützplatte, lateral - Tibia-butress-plate, lateral



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
--	---------------------------------------	-------------------------	------------------------------------

Rechts (für rechtes Bein) - Right (for right leg)

4.940.05	5.940.05	5	123
4.940.07	5.940.07	7	155
4.940.09	5.940.09	9	187
4.940.11	5.940.11	11	219
4.940.13	5.940.13	13	251

Links (für linkes Bein) - Left (for left leg)

4.942.05	5.942.05	5	123
4.942.07	5.942.07	7	155
4.942.09	5.942.09	9	187
4.942.11	5.942.11	11	219
4.942.13	5.942.13	13	251

Plattenstärke/Schaft	Plate thickness/shank	4,5 mm
Plattenbreite	Plate width	14,0 mm



Plattenstärke	Plate thickness	2,8 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	24,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	16,0 mm

Distale Tibia-Platte - Distal tibia-plate

Best.-Nr-Code N°	Lochzahl	Plattenlänge
Stahl	N° of holes	Plate length
Stainless steel		mm

Rechts (für rechtes Bein) - Right (for right leg)

4.550.09	9	158
4.550.11	11	194
4.550.13	13	230

Links (für linkes Bein) - Left (for left leg)

4.551.09	9	158
4.551.11	11	194
4.551.13	13	230



Plattenstärke	Plate thickness	2,8 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	23,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	16,0 mm

Proximale Tibia-Platte - Proximal tibia-plate

Best.-Nr-Code N°	Lochzahl	Plattenlänge
Stahl	N° of holes	Plate length
Stainless steel		mm


Rechts (für rechtes Bein) - Right (for right leg)

4.552.09	9	158
4.552.11	11	194
4.552.13	13	230


Links (für linkes Bein) - Left (for left leg)

4.553.09	9	158
4.553.11	11	194
4.553.13	13	230


Winkelstabile Systeme Angle-stable systems



Humerus Set
Humerus set




Radius Set
Radius set



Fersenbein Set
Calcaneus set

Humerus-Set - Humerus-Set

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Stahl	Complete set of instruments / implants in stainless steel	19.100.00
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instruments / implants in Titanium	19.101.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente / Implantate	Perforated autoclavable container with insert-tray for instruments / implants	19.102.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.00



Im Set enthaltene Instrumente und Implantate Set contents of instruments and implants

Instrumente Bezeichnung	Instruments Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set	
Spiralbohrer D 3,2 mm / L 195 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 3,2 mm / L 195 mm, for quick coupling	2.904.09	1	
Bohrbüchse, L 70 mm	Drill-guide, L 70 mm	2.977.02	2	
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, mit Griff	Hexagonal screw driver for screws D 4,5 / 6,5 mm, with handle	2.940.35	1	
Schraubenmessgerät für Schrauben mit konischem Kopfgewinde D 4,5 / 6,0 mm	Gauge for screws with cone-shaped thread in head D 4,5 / 6,0 mm	2.953.70	1	
		Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	
Implantate Bezeichnung	Implants Name	Stahl Stainless steel	Titan Titanium	Anzahl im Set Quantity in set
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 22 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 22 mm, conic thread in head	2.545.22	3.545.22	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 24 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 24 mm, conic thread in head	2.545.24	3.545.24	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 26 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 26 mm, conic thread in head	2.545.26	3.545.26	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 28 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 28 mm, conic thread in head	2.545.28	3.545.28	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 30 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 30 mm, conic thread in head	2.545.30	3.545.30	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 32 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 32 mm, conic thread in head	2.545.32	3.545.32	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 34 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 34 mm, conic thread in head	2.545.34	3.545.34	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 36 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 36 mm, conic thread in head	2.545.36	3.545.36	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 38 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 38 mm, conic thread in head	2.545.38	3.545.38	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 40 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 40 mm, conic thread in head	2.545.40	3.545.40	5
Kortikalschraube D 4,5 mm / L 42 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 4,5 mm / L 42 mm, conic thread in head	2.545.42	3.545.42	5
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 40 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 40 mm, conic thread in head	2.163.40	3.163.40	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 42 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 42 mm, conic thread in head	2.163.42	3.163.42	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 44 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 44 mm, conic thread in head	2.163.44	3.163.44	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 46 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 46 mm, conic thread in head	2.163.46	3.163.46	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 48 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 48 mm, conic thread in head	2.163.48	3.163.48	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 50 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 50 mm, conic thread in head	2.163.50	3.163.50	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 52 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 52 mm, conic thread in head	2.163.52	3.163.52	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 54 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 54 mm, conic thread in head	2.163.54	3.163.54	3
Spongiaschraube D 6,0 mm / L 56 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 6,0 mm / L 56 mm, conic thread in head	2.163.56	3.163.56	3
Winkelstabile Humeruskopfplatte, 5 Loch	Angle-stable plate for head of humerus, 5 holes	4.795.05	5.795.05	2
Winkelstabile Humeruskopfplatte, 6 Loch	Angle-stable plate for head of humerus, 6 holes	4.795.06	5.795.06	2
Winkelstabile Humeruskopfplatte, 7 Loch	Angle-stable plate for head of humerus, 7 holes	4.795.07	5.795.07	2
Winkelstabile Humeruskopfplatte, 8 Loch	Angle-stable plate for head of humerus, 8 holes	4.795.08	5.795.08	2
Kirschnerdraht Trokarspitze/Ende rund, D 1,8 mm / L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end, D 1,8 mm / L 150 mm	6.031.18		5

Humerus-Set - *Humerus-Set*

Humerus-Instrumente - *Humerus-Instruments*

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung *Drill-bit, double spiral, for quick coupling*



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.09	3,2	195	170

Bohrbüchse, Länge 70 mm - *Drill-guide, lenght 70 mm*



Best.-Nr Code N°	
2.977.02	

Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, mit Griff *Hexagonal screw driver for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, with handle*



Best.-Nr Code N°	
2.940.35	

Schraubenmessgerät für Schrauben mit konischem Kopfgewinde D 4,5 mm / D 6,0 mm *Gauge for screws with cone-shaped thread in head D 4,5 mm / D 6,0 mm*



Best.-Nr Code N°	
2.953.70	

In Verbindung mit Bohrbüchse 2.977.02
In combination with drill-guide 2.977.02

Humerus-Implantate - Humerus-Implants

**Kortikalschraube für Schaftverschraubung D 4,5 mm,
selbstschneidend, konisches Gewinde im Kopf**
Cortical screw for shank-fixation D 4,5 mm, self-tapping, conic thread in head



Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.545.22	3.545.22	22
2.545.24	3.545.24	24
2.545.26	3.545.26	26
2.545.28	3.545.28	28
2.545.30	3.545.30	30
2.545.32	3.545.32	32
2.545.34	3.545.34	34
2.545.36	3.545.36	36
2.545.38	3.545.38	38
2.545.40	3.545.40	40
2.545.42	3.545.42	42

**Spongiaschraube für Humerkopfverschraubung D 6,0 mm,
selbstschneidend, konisches Gewinde im Kopf**
Cancellous screw for humerus head-fixation D 6,0 mm, self-tapping, conic thread in head



Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.163.30	3.163.30	30
2.163.32	3.163.32	32
2.163.34	3.163.34	34
2.163.36	3.163.36	36
2.163.38	3.163.38	38
2.163.40	3.163.40	40
2.163.42	3.163.42	42
2.163.44	3.163.44	44
2.163.46	3.163.46	46
2.163.48	3.163.48	48
2.163.50	3.163.50	50
2.163.52	3.163.52	52
2.163.54	3.163.54	54
2.163.56	3.163.56	56
2.163.60	3.163.60	60
2.163.65	3.163.65	65
2.163.70	3.163.70	70

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund
Kirschner wire with trocar point / round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.031.18	7.031.18	1,8	150

*weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - *More Kirschner wires in chapter IX*



Humeruskopfplatte für Schrauben D 4,5 mm / D 6,0 mm
Plate for humerus-head for screws D 4,5 mm / D 6,0 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes mm	Plattenlänge Plate lenght mm
4.795.05	5.795.05	5	73,5
4.795.06	5.795.06	6	89,5
4.795.07	5.795.07	7	105,5
4.795.08	5.795.08	8	121,5

Plattenstärke	Plate thickness	4,5 mm
Plattenbreite	Plate width	16,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	16,0 mm

*weitere Grössen auf Anfrage - other sizes on request

Radius-Set - Radius-Set

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instrument / implants in Titanium	19.110.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente / Implantate	Perforated autoclavable container with insert-tray for instruments / implants	19.111.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente und Implantate Set contents of instruments and implants

Instrumente Bezeichnung	Instruments Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbohrer D 2,5 mm / L 105 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 2,5 mm / L 105 mm, for quick coupling	2.904.05	1
Bohrbüchse	Drill-guide	2.977.01	2
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, mit Griff	Hexagonal screw driver for screws D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, with handle	2.940.25	1
Schraubenmessgerät für Schrauben mit konischem Kopfgewinde D 3,5 / 4,0 mm	Gauge for screws with cone-shaped thread in head D 3,5 / 4,0 mm	2.953.60	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1

Implantate Bezeichnung	Implants Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titanium	
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 16 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 16 mm, conic thread in head	3.133.16	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 18 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 18 mm, conic thread in head	3.133.18	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 20 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 20 mm, conic thread in head	3.133.20	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 22 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 22 mm, conic thread in head	3.133.22	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 24 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 24 mm, conic thread in head	3.133.24	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 26 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 26 mm, conic thread in head	3.133.26	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 28 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 28 mm, conic thread in head	3.133.28	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 30 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 30 mm, conic thread in head	3.133.30	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 14 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 14 mm, self-tapping	3.132.14	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 16 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 16 mm, self-tapping	3.132.16	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 18 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 18 mm, self-tapping	3.132.18	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 20 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 20 mm, self-tapping	3.132.20	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 22 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 22 mm, self-tapping	3.132.22	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 24 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 24 mm, self-tapping	3.132.24	5
Winkelstabile Radiusplatte 3 Loch, rechts	Angle-stable radius-plate 3 holes, right	5.876.33	1
Winkelstabile Radiusplatte 3 Loch, links	Angle-stable radius-plate 3 holes, left	5.877.33	1
Winkelstabile Radiusplatte 4 Loch, rechts	Angle-stable radius-plate 4 holes, right	5.876.34	1
Winkelstabile Radiusplatte 4 Loch, links	Angle-stable radius-plate 4 holes, left	5.877.34	1

Stahl
Stainless steel

Kirschnerdraht Trokarspitze/Ende rund D 1,8 mm / L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end D 1,8 mm / L 150 mm	6.031.18	5
---	--	----------	---

Radius-Set - *Radius-Set*

Radius-Instrumente - Radius-Instruments

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung Drill-bit, double spiral, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.05	2,5	105	80

Bohrbüchse - Drill-guide



Best.-Nr Code N°	
2.977.01	

Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, mit Griff Hexagonal screw driver for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, with handle



Best.-Nr Code N°	
2.940.25	

Schraubenmessgerät für Schrauben mit konischem Kopfgewinde D 3,5 mm / D 4,0 mm Gauge for screws with cone-shaped thread in head D 3,5 mm / D 4,0 mm



Best.-Nr Code N°	
2.953.60	

In Verbindung mit Bohrbüchse 2.977.01
In combination with drill-guide 2.977.01

Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps



Best.-Nr Code N°	
2.954.01	

Radius-Implantate - Radius-Implants



Kortikalisschraube D 3,5 mm, selbstschneidend, konisches Gewinde im Kopf Cortical screw D 3,5 mm, self-tapping, conic thread in head

Schraubendurchmesser	Screw diameter	3,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.133.10	10
3.133.12	12
3.133.14	14
3.133.16	16
3.133.18	18
3.133.20	20
3.133.22	22
3.133.24	24
3.133.26	26
3.133.28	28
3.133.30	30



Kortikalisschraube D 3,5 mm, selbstschneidend Cortical screw D 3,5 mm, self-tapping

Schraubendurchmesser	Screw diameter	3,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	3,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.132.14	14
3.132.16	16
3.132.18	18
3.132.20	20
3.132.22	22
3.132.24	24
3.132.26	26
3.132.28	28
3.132.30	30
3.132.32	32
3.132.34	34
3.132.36	36
3.132.38	38
3.132.40	40
3.132.45	45

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund Kirschner wire with trocar point / round end



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.031.18	7.031.18	1,8	150

*weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - More Kirschner wires in chapter IX

Winkelstabile Systeme Angle-stable systems



Winkelstabile Radiusplatte, für Schrauben D 3,5 mm Angle-stable radius-plate, for screws D 3,5 mm

Best.-Nr-Code N°
Titan
Titanium

Lochzahl Kopf/Schaft
N° holes head/shank

Plattenlänge
Plate-length
mm

Rechts - Right

5.876.33	3/3	49,5
5.876.34	3/4	58,0
5.876.35	3/5	66,5

Links - Left


5.877.33	3/3	49,5
5.877.34	3/4	58,0
5.877.35	3/5	66,5

Plattenstärke/Kopf	Plate thickness/head	3,0 mm
Plattenstärke/Schaft	Plate thickness/shank	1,5 mm
Plattenbreite/Kopf	Plate width/head	27,0 mm
Plattenbreite/Schaft	Plate width/shank	10,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	8,5 mm

*weitere Größen auf Anfrage - other sizes on request

Fersenbein-Set - Calcaneus-Set

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instrument / implants in Titanium	19.320.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente / Implantate	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for instruments / implants	19.321.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente und Implantate Set contents of instruments and implants

Instrumente Bezeichnung	Instruments Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbohrer D 2,5 mm / L 125 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 2,5 mm / L 125 mm, for quick coupling	2.904.06	1
Gewindeschneider für Spongiosaschrauben D 4,0 mm, für Schnellkupplung	Tap for cancellous screws D 4,0 mm, for quick coupling	2.927.40	1
Bohrbüchse	Drill-guide	2.977.01	2
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, mit Griff	Hexagonal screw driver for screws D 2,7 / 3,5 / 4,0 mm, with handle	2.940.25	1
Schraubenmessgerät für Schrauben mit konischem Kopfgewinde D 3,5 / 4,0 mm	Gauge for screws with conic head thread D 3,5 / 4,0 mm	2.953.60	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1

Implantate Bezeichnung	Implants Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 16 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 16 mm, conic head thread	3.133.16	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 18 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 18 mm, conic head thread	3.133.18	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 20 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 20 mm, conic head thread	3.133.20	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 22 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 22 mm, conic head thread	3.133.22	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 24 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 24 mm, conic head thread	3.133.24	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 26 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 26 mm, conic head thread	3.133.26	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 28 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 28 mm, conic head thread	3.133.28	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 30 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 30 mm, conic head thread	3.133.30	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 35 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 35 mm, conic head thread	3.133.35	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 40 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 40 mm, conic head thread	3.133.40	3
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 45 mm, konisches Kopfgewinde	Cortical screw D 3,5 mm / L 45 mm, conic head thread	3.133.45	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 16 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 16 mm, conic head thread	3.147.16	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 18 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 18 mm, conic head thread	3.147.18	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 20 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 20 mm, conic head thread	3.147.20	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 22 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 22 mm, conic head thread	3.147.22	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 24 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 24 mm, conic head thread	3.147.24	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 26 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 26 mm, conic head thread	3.147.26	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 28 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 28 mm, conic head thread	3.147.28	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 30 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 30 mm, conic head thread	3.147.30	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 35 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 35 mm, conic head thread	3.147.35	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 40 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 40 mm, conic head thread	3.147.40	3
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 45 mm, konisches Kopfgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 45 mm, conic head thread	3.147.45	3

Fersenbein-Set - Calcaneus-Set

Implantate Bezeichnung	Implants Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titan Titanium	
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 14 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 14 mm, self-tapping	3.132.14	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 16 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 16 mm, self-tapping	3.132.16	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 18 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 18 mm, self-tapping	3.132.18	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 20 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 20 mm, self-tapping	3.132.20	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 22 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 22 mm, self-tapping	3.132.22	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 24 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 24 mm, self-tapping	3.132.24	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 26 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 26 mm, self-tapping	3.132.26	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 28 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 28 mm, self-tapping	3.132.28	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 30 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 30 mm, self-tapping	3.132.30	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 35 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 35 mm, self-tapping	3.132.35	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 40 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 40 mm, self-tapping	3.132.40	5
Kortikalisschraube D 3,5 mm / L 45 mm, selbstschneidend	Cortical screw D 3,5 mm / L 45 mm, self-tapping	3.132.45	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 16 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 16 mm, fully threaded	3.145.16	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 18 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 18 mm, fully threaded	3.145.18	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 20 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 20 mm, fully threaded	3.145.20	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 22 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 22 mm, fully threaded	3.145.22	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 24 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 24 mm, fully threaded	3.145.24	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 26 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 26 mm, fully threaded	3.145.26	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 28 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 28 mm, fully threaded	3.145.28	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 30 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 30 mm, fully threaded	3.145.30	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 35 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 35 mm, fully threaded	3.145.35	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 40 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 40 mm, fully threaded	3.145.40	5
Spongiosaschraube D 4,0 mm / L 45 mm, Vollgewinde	Cancellous screw D 4,0 mm / L 45 mm, fully threaded	3.145.45	5
Winkelstabile Fersenbeinplatte rechts, gross	Angle-stable calcaneus-plate, right, big size	5.878.01	1
Winkelstabile Fersenbeinplatte rechts, klein	Angle-stable calcaneus-plate, right, small size	5.880.01	1
Winkelstabile Fersenbeinplatte links, gross	Angle-stable calcaneus-plate, left, big size	5.879.01	1
Winkelstabile Fersenbeinplatte links, klein	Angle-stable calcaneus-plate, left, small size	5.881.01	1
		Stahl Stainless steel	
Kirschnerdraht Trokarspitze/Ende rund D 1,8 mm / L 150 mm	Kirschner wire with trocar point/round end D 1,8 mm / L 150 mm	6.031.18	5

Fersenbein-Instrumente - Calcaneus-Instruments

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung Drill-bit, double spiral, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.06	2,5	125	100

Gewindeschneider für Spongiosaschrauben D 4,0, für Schnellkupplung Tap for cancellous screws D 4,0 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.927.40	130	90

Bohrbüchse - Drill-guide



Best.-Nr Code N°	
2.977.01	

Sechskantschraubendreher für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, mit Griff Hexagonal screw driver for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm, with handle



Best.-Nr Code N°	
2.940.25	

Schraubenmessgerät für Schrauben mit konischem Kopfgewinde D 3,5 mm / D 4,0 mm Gauge for screws with cone-shaped thread in head D 3,5 mm / D 4,0 mm



Best.-Nr Code N°	
2.953.60	

In Verbindung mit Bohrbüchse 2.977.01
In combination with drill-guide 2.977.01

Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps



Best.-Nr Code N°	
2.954.01	

Fersenbein-Implantate - *Calcaneus-Implants*

Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm - *Screws D 3,5 mm / D 4,0 mm*

Kortikalisschraube D 3,5 mm, selbstschneidend, konisches Gewinde im Kopf
Cortical screw D 3,5 mm, self-tapping, conic head thread



Schraubendurchmesser	<i>Screw diameter</i>	3,5 mm
Kerndurchmesser	<i>Core diameter</i>	2,5 mm
Kopfdurchmesser	<i>Head diameter</i>	6,0 mm
Innensechskant	<i>Hexagon socket</i>	2,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	<i>Drill-bit for thread hole</i>	2,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan <i>Titanium</i>	Schraubenlänge <i>Screw length</i> mm
--	---

3.133.10	10
3.133.12	12
3.133.14	14
3.133.16	16
3.133.18	18
3.133.20	20
3.133.22	22
3.133.24	24
3.133.26	26
3.133.28	28
3.133.30	30
3.133.35	35
3.133.40	40
3.133.45	45
3.133.50	50

Kortikalisschraube D 3,5 mm, selbstschneidend
Cortical screw D 3,5 mm, self-tapping



Schraubendurchmesser	<i>Screw diameter</i>	3,5 mm
Kerndurchmesser	<i>Core diameter</i>	2,5 mm
Kopfdurchmesser	<i>Head diameter</i>	6,0 mm
Innensechskant	<i>Hexagon socket</i>	2,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	<i>Drill-bit for thread hole</i>	2,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan <i>Titanium</i>	Schraubenlänge <i>Screw length</i> mm
--	---

3.132.10	10
3.132.12	12
3.132.14	14
3.132.16	16
3.132.18	18
3.132.20	20
3.132.22	22
3.132.24	24
3.132.26	26
3.132.28	28
3.132.30	30
3.132.32	32
3.132.34	34
3.132.36	36
3.132.38	38
3.132.40	40
3.132.45	45
3.132.50	50



Spongiaschraube D 4,0 mm, Vollgewinde, selbstschneidend, konisches Gewinde im Kopf
Cancellous screw D 4,0 mm, fully threaded, self-tapping, conic head thread

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	1,8 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.147.10	10
3.147.12	12
3.147.14	14
3.147.16	16
3.147.18	18
3.147.20	20
3.147.22	22
3.147.24	24
3.147.26	26
3.147.28	28
3.147.30	30
3.147.35	35
3.147.40	40
3.147.45	45
3.147.50	50



Spongiaschraube D 4,0 mm, Vollgewinde
Cancellous screw D 4,0 mm, fully threaded

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	1,8 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.927.40
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	2,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.145.10	10
3.145.12	12
3.145.14	14
3.145.16	16
3.145.18	18
3.145.20	20
3.145.22	22
3.145.24	24
3.145.26	26
3.145.28	28
3.145.30	30
3.145.35	35
3.145.40	40
3.145.45	45
3.145.50	50

Fersenbein-Implantate - *Calcaneus-Implants* Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm - *Screws D 3,5 mm / D 4,0 mm*

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund *Kirschner wire with trocar point / round end*

Best.-Nr-Code N° Stahl <i>Stainless steel</i>	Best.-Nr-Code N° Titan <i>Titanium</i>	Durchmesser <i>Diameter</i> mm	Länge <i>Length</i> mm
6.031.18	7.031.18	1,8	150

*weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - *More Kirschner wires in chapter IX*

Winkelstabile Fersenbeinplatte *Angle-stable calcaneus-plate*



Best.-Nr-Code N° Titan <i>Titanium</i>	Grösse <i>Size</i>	Länge <i>Length</i> mm
--	-----------------------	------------------------------

Rechts (für rechtes Bein) - *Right (for right leg)*


5.878.01	gross / <i>big</i>	73,0
5.880.01	klein / <i>small</i>	55,0

Links (für linkes Bein) - *Left (for left leg)*


5.879.01	gross / <i>big</i>	73,0
5.881.01	klein / <i>small</i>	55,0

Plattenstärke	<i>Plate thickness</i>	1,5 mm
Plattenstärke/ winkelstabile Löcher	<i>Plate width/ angle-stable holes</i>	3,0 mm


Femur-Nagel (KFN)
Femur-Nail (KFN)



Instrumente
Instruments





Instrumente
Instruments



Implantate
Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett	Complete set	19.340.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente 1	Sterilizing container with instruments for implants 1	19.342.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente 2	Sterilizing container with instruments for implants 2	19.343.00
Stericontainer	Sterilizing container	19.000.02



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbohrer für Verriegelungsschraube D 4,8 mm / L 305 mm	Drill-bit for interlocking-screw D 4,8 mm / L 305 mm	10.261.15	1
Spiralbohrer für Rotationssicherungsschrauben durchbohrt, D 6,0 mm / L 400 mm	Drill-bit for cannulated anti-rotation-screws, D 6,0 mm / L 400 mm	10.264.16	1
Hülse für Rotationssicherungsschrauben D 8,8 / 6,7 mm	Sleeve for anti-rotation-screw D 8,8 / 6,7 mm	10.264.12	1
Hülse für Rotationssicherungsschrauben D 6,5 / 4,1 mm	Sleeve for anti-rotation-screw D 6,5 / 4,1 mm	10.264.13	1
Hülse für Rotationssicherungsschrauben D 6,5 / 2,2 mm	Sleeve for anti-rotation-screw D 6,5 / 2,2 mm	10.264.14	1
Trokar D 2,0 mm, für Hülsen für Rotationssicherungsschrauben	Trocar D 2,0 mm, for sleeves for anti-rotation-screw	10.264.15	1
Stufenbohrer D 10,5 / 6,0 mm, für Trageschrauben	Variable drill-bit D 10,5 / 6,0 mm, for supporting-screw	10.264.08	1
Hülse D 16,0 / 14,0 mm, für Trageschrauben	Sleeve D 16,0 / 14,0 mm, for supporting-screws	10.264.05	1
Hülse D 13,8 / 2,7 mm, für Trageschrauben	Sleeve D 13,8 / 2,7 mm, for supporting-screws	10.264.06	1
Trokar D 2,5 mm, für Hülsen für Trageschrauben	Trocar D 2,5 mm, for sleeves for supporting-screws	10.264.07	1
Markraumborher durchbohrt, D 17,0 mm	Cannulated intramedullary reamer D 17,0 mm	10.264.19	1
Hülse für Markraumborher D 17,0 / 2,7 mm	Sleeve for intramedullary reamer D 17,0 / 2,7 mm	10.264.21	1
Trokar D 2,5 mm, für Hülsen für Markraumborher	Trocar D 2,5 mm for sleeves for intramedullary reamer	10.264.22	1
Gewebeschutzhülse D 20,0 / 17,0 mm	Tissue-protecting sleeve D 20,0 / 17,0 mm	10.264.20	1
Hülse (distal) D 10,0 / 8,0 mm, grün	Sleeve (distal) D 10,0 / 8,0 mm, green	10.261.01	1
Hülse (distal) D 8,0 / 4,8 mm, blau	Sleeve (distal) D 8,0 / 4,8 mm, blue	10.261.03	1
Sechskantschraubendreher für Verriegelungsschrauben D 4,5 mm, mit T-Griff	Hexagonal screw driver for D 4,5 mm interlocking-screws, with T-shaped handle	2.930.35	1
Sechskantschraubendreher für Kompressionsschrauben, mit Griff	Hexagonal screw driver for compression-screws, with handle	10.264.03	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Rotationssicherungsschrauben, mit Griff	Cannulated hexagonal screw driver, for anti-rotation-screws, with handle	10.264.17	1
Schraubenmessgerät	Gauge for screws	10.261.16	1
Messgerät für Trageschraube	Gauge for supporting-screw	10.264.04	1
Ein- und Ausschläger für KFN	Impactor and extractor for KFN	10.263.01	1
Eindrehinstrument	Screw-driver for insertion	10.264.01	1
Fixierstab für Eindrehinstrument	Fixation-rod for screw-driver for insertion	10.264.02	1
Einschlagadapter	Adapter for impactor	10.264.11	1
Ausdreheinstrument	Screw-driver for extraction	10.264.09	1
Fixierstab für Ausdreheinstrument	Fixation-rod for screw-driver for extraction	10.264.10	1
Ausdrehhülse	Unscrewable sleeve	10.264.18	1
Kunststoffhammer	Plastic hammer	10.264.24	1
Hautschutz	Tissue-protector	10.264.23	1
Zielbügel	Guide-frame	10.264.30	1
Aufsatz distal, für Zielbügel	Distal cap for guide-frame	10.264.31	1
Aufsatz 130°, für Zielbügel	Cap 130°, for guide-frame	10.264.32	1
Gelenkschlüssel, SW 17 mm	Joint wrench, wrench-width 17 mm	10.263.02	1
Maulschlüssel, SW 17 mm	Engineer's wrench, wrench-width 17 mm	10.263.05	1

Spiralbohrer für Verriegelungsschrauben - Drill-bit for interlocking-screws



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.261.15	4,8	305

Spiralbohrer für Rotationssicherungsschraube durchbohrt Drill-bit for cannulated anti-rotation-screws



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Gesamtlänge Total length mm
10.264.16	6,0/2,2	400

Hülse für Rotationssicherungsschrauben - Sleeve for anti-rotation-screws



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Länge Length mm
10.264.12	8,8/6,7	198
10.264.13	6,5/4,1	204
10.264.14	6,5/2,2	205

Trokar für Hülsen für Rotationssicherungsschrauben Trocar for sleeves for anti-rotation-screws



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
10.264.15	2,0	215

Stufenbohrer durchbohrt für Trageschraube Variable drill-bit for supporting-screw



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Gesamtlänge Total length mm
10.264.08	10,5/6,0	374

Hülse für Trageschraube - Sleeve for supporting-screw



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Länge Length mm
10.264.05	16,0/14,0	200
10.264.06	13,8/2,7	211

Trokar für Hülsen für Trageschraube Trocar for sleeves for supporting-screw



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
10.264.07	2,5	223

Markraumborher durchbohrt - Cannulated intramedullary reamer



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Länge Length mm
10.264.19	17,0/2,7	269

Hülse für Markraumbohrer - Sleeve for intramedullary reamer



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Länge Length mm
10.264.21	17,0/2,7	121

Trokar für Hülse für Markraumbohrer Trocar for sleeves for intramedullary reamer



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
10.264.22	2,5	132

Gewebschutzhülse für Markraumbohrer Tissue protecting sleeve for intramedullary reamer



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Länge Length mm
10.264.20	20,0/17,0	115

Hülse (distal) - Sleeve (distal)



Best.-Nr Code N°	AD/ID ED/ID mm	Länge Length mm	Farbe Colour
10.261.01	10,0/8,0	150	grün/green
10.261.03	8,0/4,8	160	blau/blue

Sechskantschraubendreher für Verriegelungsschrauben D 4,5 mm, mit T-Griff Hexagonal screw-driver for interlocking-screws D 4,5 mm, with T-shaped handle



Best.-Nr Code N°
2.930.35

Sechskantschraubendreher für Kompressionsschrauben, mit Griff Hexagonal screw-driver for compression-screws, with handle



Best.-Nr Code N°
10.264.03

Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Rotationssicherungsschrauben mit 2,2 mm Kanülierung, mit Griff Cannulated hexagonal screw-driver, for anti-rotation screws with 2,2 mm cannulation, with handle



Best.-Nr Code N°
10.264.17

Schraubenmessgerät - Gauge for screws



Best.-Nr
Code N°

10.261.16

Messgerät für Trageschraube - Gauge for supporting-screw



Best.-Nr
Code N°

10.264.04

Ein- und Ausschläger für KFN - Impactor and extractor for KFN



Best.-Nr
Code N°

10.263.01

Eindrehinstrument - Screw-driver for insertion



Best.-Nr
Code N°

10.264.01

Fixierstab für Eindrehinstrument - Fixation-rod for screw-driver for insertion



Best.-Nr
Code N°

10.264.02

Einschlagadapter - Adapter for impactor



Best.-Nr
Code N°

10.264.11

Ausdreheinstrument - Screw-driver for extraction



Best.-Nr
Code N°

10.264.09

Fixierstab für Ausdreheinstrument - Fixation-rod for screw-driver for extraction



Best.-Nr
Code N°

10.264.10

Ausdrehhülse - Unscrewable sleeve



Best.-Nr
Code N°

10.264.18

Kunststoffhammer - Plastic hammer



Best.-Nr
Code N°

10.264.24

Hautschutz - Tissue-protector



Best.-Nr
Code N°

10.264.23

Zielbügel - Guide-frame



Best.-Nr
Code N°

10.264.30

Aufsatz distal, für Zielbügel - Distal cap for guide-frame



Best.-Nr
Code N°

10.264.31

Aufsatz 130°, für Zielbügel - Cap 130°, for guide-frame



Best.-Nr
Code N°

10.264.32

Gelenkschlüssel, SW 17 mm - Joint wrench, wrench-width 17 mm



Best.-Nr
Code N°

10.263.02

Maulschlüssel, SW 17 mm - Engineer's wrench, wrench-width 17 mm




Best.-Nr
Code N°

10.263.05

Königsee-Femur-Nagel - Implantate Königsee-Femur-Nail - Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett	Complete set	19.340.00
Siebkorb mit Einsatz für Implantaten	Perforated autoclavable container with implants	19.341.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.02



Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titan Titanium	
Trageschraube D 10,0 mm / L 85 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 85 mm	7.313.85	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 90 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 90 mm	7.313.90	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 95 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 95 mm	7.313.95	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 100 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 100 mm	7.313.100	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 105 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 105 mm	7.313.105	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 110 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 110 mm	7.313.110	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 115 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 115 mm	7.313.115	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 120 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 120 mm	7.313.120	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 125 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 125 mm	7.313.125	2
Trageschraube D 10,0 mm / L 130 mm	Supporting-screw D 10,0 mm / L 130 mm	7.313.130	2
Hülse für Trageschraube D 12,0 mm / L 52 mm	Sleeve for supporting-screw D 12,0 mm / L 52 mm	3.310.52	3
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 75 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 75 mm	3.428.75	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 80 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 80 mm	3.428.80	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 85 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 85 mm	3.428.85	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 90 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 90 mm	3.428.90	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 95 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 95 mm	3.428.95	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 100 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 100 mm	3.428.100	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 105 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 105 mm	3.428.105	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 110 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 110 mm	3.428.110	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 115 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 115 mm	3.428.115	2
Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm / L 120 mm	Anti-rotation-screw D 6,0 mm / L 120 mm	3.428.120	2
Verriegelungsschraube D 5,5 mm / L 25 mm	Interlocking-screw D 5,5 mm / L 25 mm	3.157.25	4
Verriegelungsschraube D 5,5 mm / L 30 mm	Interlocking-screw D 5,5 mm / L 30 mm	3.157.30	4
Verriegelungsschraube D 5,5 mm / L 35 mm	Interlocking-screw D 5,5 mm / L 35 mm	3.157.35	4
Verriegelungsschraube D 5,5 mm / L 40 mm	Interlocking-screw D 5,5 mm / L 40 mm	3.157.40	4
Verriegelungsschraube D 5,5 mm / L 45 mm	Interlocking-screw D 5,5 mm / L 45 mm	3.157.45	4
Verschlusschraube mit Feststellbolzen	Locking screw with arresting bolt	7.311.30	2
Verschlusschraube ohne Feststellbolzen	Locking screw without arresting bolt	7.311.12	2
Kompressionsschraube	Compression-screw	7.311.01	3
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde D 2,0 mm, L 400 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 2,0 mm, L 400 mm	2.984.20/400	5
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde D 2,5 mm, L 400 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 2,5 mm, L 400 mm	2.984.25/400	5
KFN - Königsee-Femur-Nagel, D 10,0 mm / L 210 mm, pink	KFN - Königsee-Femur-Nail, D 10,0 mm / L 210 mm, pink	7.KFN10/210	2
KFN - Königsee-Femur-Nagel, D 11,0 mm / L 210 mm, grün	KFN - Königsee-Femur-Nail, D 10,0 mm / L 210 mm, green	7.KFN11/210	2
KFN - Königsee-Femur-Nagel, D 12,0 mm / L 210 mm, blau	KFN - Königsee-Femur-Nail, D 12,0 mm / L 210 mm, blue	7.KFN12/210	2

KFN-Schrauben - KFN-screws

Trageschraube D 10,0 mm - Supporting-screw D 10,0 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	10,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	6,0 mm
Stufenbohrer	Variable drill-bit	10.264.08

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw-length mm
7.313.85	85
7.313.90	90
7.313.95	95
7.313.100	100
7.313.105	105
7.313.110	110
7.313.115	115
7.313.120	120
7.313.125	125
7.313.130	130

Hülse für Trageschraube - Sleeve for supporting screw



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm
3.310.52	12

Rotationssicherungsschraube D 6,0 mm - Anti-rotation-screw D 6,0 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,6 mm
Stufenbohrer	Variable drill-bit	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	10.264.16

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw-length mm
3.428.75	75
3.428.80	80
3.428.85	85
3.428.90	90
3.428.95	95
3.428.100	100
3.428.105	105
3.428.110	110
3.428.115	115
3.428.120	120

Verriegelungsschraube D 5,5 mm - Interlocking-screw D 5,5 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	5,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,7 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	10.261.15

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw-length mm
3.157.25	25
3.157.30	30
3.157.35	35
3.157.40	40
3.157.45	45

Verschlusschrauben D 14,4 mm - Locking screws D 14,4 mm



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	
7.311.30	mit Feststellbolzen / with arresting bolt
7.311.12	ohne Feststellbolzen / without arresting bolt

KFN-Schrauben - KFN-screws

Kompressionsschraube - Compression-screw



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw-length mm	Gewindenlänge Thread-length mm
7.311.01	35	28,5

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde - Kirschner wire with 10 mm thread

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.984.20/400	3.984.20/400	2,0	400
2.984.25/400	3.984.25/400	2,5	400

*weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - more Kirschner wires in chapter IX


KFN-Nagel - KFN-nail

KFN-Königsee-Femur-Nagel - KFN-Königsee-Femur-Nail



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Nagellänge Nail-length mm	Farbe Colour mm
7.KFN.10/210	10,0	210	pink/pink
7.KFN.11/210	11,0	210	grün/green
7.KFN.12/210	12,0	210	blau/blue

Dynamische Hüft- und Kondylenschraube - Set Dynamic hip and condylar screw - Set





Instrumente
Instruments

Implantate
Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr - Code N°
Set komplett - DHS / DCS, Instrumente	Complete set of instruments for dynamic hip-screw / dynamic condylar-screw	19.120.00
Set komplett - DHS, Implantate Stahl	Complete set of implants of stainless steel for dynamic hip-screw	19.121.00
Set komplett - DHS, Implantate Titan	Complete set of implants of Titanium for dynamic hip-screw	19.122.00
Siebkorb mit Einsatz für DHS / DCS, Instrumente	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for dynamic hip-screw / dynamic condylar-screw-instruments	19.123.00
Siebkorb mit Einsatz für DHS, Implantate	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for dynamic hip-screw	19.124.00
Stericontainer	Sterilizing container	19.100.02

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - DHS / DCS, Instrumente	Complete set of instruments for dynamic hip-screw / dynamic condylar-screw	19.120.00
Siebkorb mit Einsatz für DHS / DCS, Instrumente	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for dynamic hip-screw / dynamic condylar-screw-instruments	19.123.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.02



Im Set enthaltene Instrumente

Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbohrer D 3,2 mm / L 145 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 3,2 mm / L 145 mm, for quick coupling	2.904.08	1
Spiralbohrer D 4,5 mm / L 145 mm, für Schnellkupplung	Drill-bit D 4,5 mm / L 145 mm, for quick coupling	2.904.12	1
Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 4,5 mm, für Schnellkupplung	Tap for cortical screws D 4,5 mm, for quick coupling	2.925.45	1
Gewindeschneider für Spongiaschrauben D 6,5 mm, für Schnellkupplung	Tap for cancellous screws D 6,5 mm, for quick coupling	2.927.65	1
Gewindeschneider für Hüft- und Kondylenschrauben	Tap for hip-screws and condylar screws	10.315.05	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung	T-shaped handle with quick coupling	10.305.05	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, gross	T-shaped handle with quick coupling, big	10.300.01	1
Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 3,2 mm	Drill-guide for neutral and compression holes D 3,2 mm	10.500.21	1
Doppelbohrbüchse D 6,5 / 3,2 mm	Double drill-guide D 6,5 / 3,2 mm	10.500.05	1
Universalbohrbüchse D 4,5 mm	Universal drill-guide D 4,5 mm	10.502.45	1
Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, mit Griff	Hexagonal screw driver for screws D 4,5 / 6,5 mm, with handle	2.940.35	1
Sechskantschraubendrehereinsatz für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm, für Schnellkupplung	Hexagonal screw driver-insert for screws D 4,5 / 6,5 mm, for quick coupling	2.941.35	1
Schraubenmessgerät für Schrauben D 4,5 / 6,5 mm	Gauge for screws D 4,5 / 6,5 mm	2.953.45	1
Messstab für Kirschnerdraht	Gauge for Kirschner wire	10.100.01	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Schlüssel zum Einbringen und Entfernen von Hüftschrauben	Wrench for insertion and extraction of hip-screw	10.310.01	1
Verbindungsschraube, lang	Connecting-screw, long	10.350.02	1
Verbindungsschraube, kurz	Connecting-screw, short	10.350.01	1
DHS-Dreistufenbohrer	Dynamic hip-screw - three-level drill-bit	10.320.01	1
Einschlagbolzen	Impactor	10.330.01	1
Zentrierhülse, kurz	Guide-sleeve, short	10.340.01	1
Zentrierhülse, lang	Guide-sleeve, long	10.340.02	1
Fräser für dynamische Kondylenschrauben	Reamer for dynamic hip-screw and condylar-screws	10.325.02	1
Universalzielgerät für dynamische Hüftschrauben	Universal drill-guide for dynamic hip-screw	10.152.01	1
Führungsschaft	Guiding-shank	10.310.02	1

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung Drill-bit, double spiral, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.08	3,2	145	120
2.904.09	3,2	195	170
2.904.12	4,5	145	120
2.904.13	4,5	195	170

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben D 4,5 mm, für Schnellkupplung Tap for cortical screws D 4,5 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.925.45	130	105
2.927.45	195	170

Gewindeschneider für Spongiaschrauben D 6,5 mm, für Schnellkupplung Tap for cancellous screws D 6,5 mm, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.927.65	170	145

Gewindeschneider für Hüft- und Kondylenschrauben Tap for hip- screws and condylar-screws



Best.-Nr Code N°	
10.315.05	

T-Griffstück mit Schnellkupplung - T-shaped handle with quick coupling



Best.-Nr Code N°	
10.305.05	

T-Griffstück mit Schnellkupplung, gross - T-shaped handle with quick coupling, big



Best.-Nr Code N°	
10.300.01	

Bohrbüchse für Neutral- und Kompressionslöcher D 3,2 mm Drill-guide for neutral and compression holes



Best.-Nr Code N°	
10.500.21	

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII



Doppelbohrbüchse D 6,5 mm / D 3,2 mm
Double drill-guide D 6,5 mm / D 3,2 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.500.05



Universalbohrbüchse D 4,5 mm - Universal drill-guide D 4,5 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.502.45



Sechskantschraubendreher für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, mit Griff
Hexagonal screw-driver for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, with handle

Best.-Nr
 Code N°

2.940.35



Sechskantschraubendrehereinsatz für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm, für Schnellkupplung
Hexagonal screw driver-insert for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm, for quick coupling

Best.-Nr
 Code N°

2.941.35



Schraubenmessgerät für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm
Gauge for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.953.45



Messstab für Kirschnerdraht
Gauge for Kirschner wire

Best.-Nr
 Code N°

10.100.01



Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps

Best.-Nr
 Code N°

2.954.01

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII



Schlüssel zum Einbringen und Entfernen von Hüft- und Kondylenschrauben
Wrench for insertion and extraction of hip- and condylar-screw

Best.-Nr
 Code N°

10.310.01



Verbindungsschraube, lang - Connecting-screw, long

Best.-Nr
 Code N°

10.350.02



Verbindungsschraube, kurz - Connecting-screw, short

Best.-Nr
 Code N°

10.350.01



DHS-Dreistufenbohrer - Dynamic hip-screw - three-level drill-bit

Best.-Nr
 Code N°

10.320.01



Einschlagbolzen - Impactor

Best.-Nr
 Code N°

10.330.01



Zentrierhülse, kurz - Guide-sleeve, short

Best.-Nr
 Code N°

10.340.01



Zentrierhülse, lang - Guide-sleeve, long

Best.-Nr
 Code N°

10.340.02



Fräser für dynamische Kondylenschrauben
Reamer for dynamic condylar-screws

Best.-Nr
 Code N°

10.325.02



Universalzielgerät für dynamische Hüftschrauben
Universal drill-guide for dynamic hip-screw

Best.-Nr
Code N°

10.152.01




Führungsschaft - Guiding-shank

Best.-Nr
Code N°

10.310.02

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - DHS, Implantate Stahl	Complete set of implants of stainless steel for dynamic hip-screw	19.121.00
Set komplett - DHS, Implantate Titan	Complete set of implants of Titanium for dynamic hip-screw	19.122.00
Siebkorb mit Einsatz für DHS, Implantate	Perforated autoclavable cointainer with insert-tray for dynamic hip-screw	19.124.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.02



Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 14 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 14 mm	2.150.14	3.150.14	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 16 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 16 mm	2.150.16	3.150.16	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 18 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 18 mm	2.150.18	3.150.18	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 20 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 20 mm	2.150.20	3.150.20	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 22 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 22 mm	2.150.22	3.150.22	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 24 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 24 mm	2.150.24	3.150.24	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 26 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 26 mm	2.150.26	3.150.26	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 28 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 28 mm	2.150.28	3.150.28	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 30 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 30 mm	2.150.30	3.150.30	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 32 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 32 mm	2.150.32	3.150.32	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 34 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 34 mm	2.150.34	3.150.34	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 36 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 36 mm	2.150.36	3.150.36	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 38 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 38 mm	2.150.38	3.150.38	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 40 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 40 mm	2.150.40	3.150.40	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 42 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 42 mm	2.150.42	3.150.42	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 44 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 44 mm	2.150.44	3.150.44	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 46 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 46 mm	2.150.46	3.150.46	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 48 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 48 mm	2.150.48	3.150.48	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 50 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 50 mm	2.150.50	3.150.50	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 52 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 52 mm	2.150.52	3.150.52	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 54 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 54 mm	2.150.54	3.150.54	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 56 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 56 mm	2.150.56	3.150.56	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 58 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 58 mm	2.150.58	3.150.58	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 60 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 60 mm	2.150.60	3.150.60	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 64 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 64 mm	2.150.64	3.150.64	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 68 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 68 mm	2.150.68	3.150.68	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 70 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 70 mm	2.150.70	3.150.70	5
Kortikalisschraube D 4,5 mm / L 72 mm	Cortical screws D 4,5 mm / L 72 mm	2.150.72	3.150.72	5

Bezeichnung	Name	Best.-Nr	Best.-Nr	Anzahl im Set
		Code N°	Code N°	
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	Quantity in set
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 30 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 30 mm, 16 mm thread	2.170.30	3.170.30	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 35 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 35 mm, 16 mm thread	2.170.35	3.170.35	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 40 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 40 mm, 16 mm thread	2.170.40	3.170.40	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 45 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 45 mm, 16 mm thread	2.170.45	3.170.45	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 50 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 50 mm, 16 mm thread	2.170.50	3.170.50	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 55 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 55 mm, 16 mm thread	2.170.55	3.170.55	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 60 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 60 mm, 16 mm thread	2.170.60	3.170.60	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 65 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 65 mm, 16 mm thread	2.170.65	3.170.65	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 70 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 70 mm, 16 mm thread	2.170.70	3.170.70	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 75 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 75 mm, 16 mm thread	2.170.75	3.170.75	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 80 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 80 mm, 16 mm thread	2.170.80	3.170.80	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 85 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 85 mm, 16 mm thread	2.170.85	3.170.85	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 90 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 90 mm, 16 mm thread	2.170.90	3.170.90	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 95 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 95 mm, 16 mm thread	2.170.95	3.170.95	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 100 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 100 mm, 16 mm thread	2.170.100	3.170.100	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 105 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 105 mm, 16 mm thread	2.170.105	3.170.105	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 110 mm, 16 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 110 mm, 16 mm thread	2.170.110	3.170.110	3
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 45 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 45 mm, 32 mm thread	2.180.45	3.180.45	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 50 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 50 mm, 32 mm thread	2.180.50	3.180.50	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 55 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 55 mm, 32 mm thread	2.180.55	3.180.55	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 60 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 60 mm, 32 mm thread	2.180.60	3.180.60	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 65 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 65 mm, 32 mm thread	2.180.65	3.180.65	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 70 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 70 mm, 32 mm thread	2.180.70	3.180.70	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 75 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 75 mm, 32 mm thread	2.180.75	3.180.75	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 80 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 80 mm, 32 mm thread	2.180.80	3.180.80	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 85 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 85 mm, 32 mm thread	2.180.85	3.180.85	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 90 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 90 mm, 32 mm thread	2.180.90	3.180.90	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 95 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 95 mm, 32 mm thread	2.180.95	3.180.95	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 100 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 100 mm, 32 mm thread	2.180.100	3.180.100	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 105 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 105 mm, 32 mm thread	2.180.105	3.180.105	4
Spongiaschraube D 6,5 mm / L 110 mm, 32 mm Gewinde	Cancellous screws D 6,5 mm / L 110 mm, 32 mm thread	2.180.110	3.180.110	4
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 65 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 65 mm	6.310.65	7.310.65	1
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 70 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 70 mm	6.310.70	7.310.70	1
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 75 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 75 mm	6.310.75	7.310.75	1
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 80 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 80 mm	6.310.80	7.310.80	1
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 85 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 85 mm	6.310.85	7.310.85	2
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 90 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 90 mm	6.310.90	7.310.90	2
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 95 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 95 mm	6.310.95	7.310.95	2
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 100 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 100 mm	6.310.100	7.310.100	2
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 105 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 105 mm	6.310.105	7.310.105	1
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 110 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 110 mm	6.310.110	7.310.110	1
Dynamische Hüft- und Kondylenschraube, L 115 mm	Dynamic hip- and condylar-screw, L 115 mm	6.310.115	7.310.115	1
Kompersionsschraube, L 35 mm	Compression-screw, L 35 mm	6.311.01	7.311.01	3
Lasche für Hüftschraubensystem, 135°, 4 Loch	Flange for hip-screw-system, 135°, 4 holes	6.315.04	7.315.04	2
Lasche für Hüftschraubensystem, 135°, 5 Loch	Flange for hip-screw-system, 135°, 5 holes	6.315.05	7.315.05	2
Lasche für Hüftschraubensystem, 135°, 6 Loch	Flange for hip-screw-system, 135°, 6 holes	6.315.06	7.315.06	2
Lasche für Hüftschraubensystem, 150°, 4 Loch	Flange for hip-screw-system, 150°, 4 holes	6.318.04	7.318.04	1
Lasche für Hüftschraubensystem, 150°, 5 Loch	Flange for hip-screw-system, 150°, 5 holes	6.318.05	7.318.05	1
Lasche für Hüftschraubensystem, 150°, 6 Loch	Flange for hip-screw-system, 150°, 6 holes	6.318.06	7.318.06	1
Trochanterstabilisierungsplatte	Trochanter-stabilizing plate	6.330.01	7.330.01	1
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde, D 2,5 mm / L 230 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 2,5 mm / L 230 mm	2.983.25		5



Dynamische Schraube für Hüftlaschen und Kondylenplatten Dynamic screws for hip-flanges and condylar-plates

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
6.310.50	7.310.50	50
6.310.55	7.310.55	55
6.310.60	7.310.60	60
6.310.65	7.310.65	65
6.310.70	7.310.70	70
6.310.75	7.310.75	75
6.310.80	7.310.80	80
6.310.85	7.310.85	85
6.310.90	7.310.90	90
6.310.95	7.310.95	95
6.310.100	7.310.100	100
6.310.105	7.310.105	105
6.310.110	7.310.110	110
6.310.115	7.310.115	115
6.310.120	7.310.120	120
6.310.125	7.310.125	125
6.310.130	7.310.130	130
6.310.135	7.310.135	135
6.310.140	7.310.140	140
6.310.145	7.310.145	145

Gewindedurchmesser *Diameter thread* 12,5 mm
 Schaftdurchmesser *Diameter shank* 8,0 mm



Kompressionschraube (zur Verwendung mit dynamische Hüft- und Kondylenschraube) Compression-screw (for employment in dynamic hip- and condylar-screws)

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Länge Length mm	Gewindelänge Thread length mm
6.311.01	7.311.01	35	28,5



Kortikalisschraube D 4,5 mm
Cortical screw D 4,5 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl <i>Stainless steel</i>	Best.-Nr-Code N° Titan <i>Titanium</i>	Schraubenlänge <i>Screw length</i> mm
2.150.12	3.150.12	12
2.150.14	3.150.14	14
2.150.16	3.150.16	16
2.150.18	3.150.18	18
2.150.20	3.150.20	20
2.150.22	3.150.22	22
2.150.24	3.150.24	24
2.150.26	3.150.26	26
2.150.28	3.150.28	28
2.150.30	3.150.30	30
2.150.32	3.150.32	32
2.150.34	3.150.34	34
2.150.36	3.150.36	36
2.150.38	3.150.38	38
2.150.40	3.150.40	40
2.150.42	3.150.42	42
2.150.44	3.150.44	44
2.150.46	3.150.46	46
2.150.48	3.150.48	48
2.150.50	3.150.50	50
2.150.52	3.150.52	52
2.150.54	3.150.54	54
2.150.56	3.150.56	56
2.150.58	3.150.58	58
2.150.60	3.150.60	60
2.150.62	3.150.62	62
2.150.64	3.150.64	64
2.150.66	3.150.66	66
2.150.68	3.150.68	68
2.150.70	3.150.70	70
2.150.72	3.150.72	72
2.150.74	3.150.74	74
2.150.76	3.150.76	76
2.150.78	3.150.78	78
2.150.80	3.150.80	80
2.150.85	3.150.85	85
2.150.90	3.150.90	90
2.150.95	3.150.95	95
2.150.100	3.150.100	100
2.150.105	3.150.105	105
2.150.110	3.150.110	110

Schraubendurchmesser	<i>Screw diameter</i>	4,5 mm
Kerndurchmesser	<i>Core diameter</i>	3,0 mm
Kopfdurchmesser	<i>Head diameter</i>	8,0 mm
Innensechskant	<i>Hexagon socket</i>	3,5 mm
Bohrer für Gewindeloch	<i>Drill-bit for thread hole</i>	3,2 mm
Bohrer für Durchgangsloch	<i>Drill-bit for cannulation</i>	4,5 mm
Gewindeschneider	<i>Tap</i>	2.925.45



Spongiosaschraube D 6,5 mm, mit 16 mm Gewinde
Cancellous screw D 6,5 mm, with 16 mm thread

			Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
			2.170.25	3.170.25	25
			2.170.30	3.170.30	30
			2.170.35	3.170.35	35
			2.170.40	3.170.40	40
			2.170.45	3.170.45	45
			2.170.50	3.170.50	50
			2.170.55	3.170.55	55
			2.170.60	3.170.60	60
			2.170.65	3.170.65	65
			2.170.70	3.170.70	70
			2.170.75	3.170.75	75
			2.170.80	3.170.80	80
			2.170.85	3.170.85	85
			2.170.90	3.170.90	90
			2.170.95	3.170.95	95
			2.170.100	3.170.100	100
			2.170.105	3.170.105	105
			2.170.110	3.170.110	110
			2.170.115	3.170.115	115
			2.170.120	3.170.120	120

Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Schaftdurchmesser	Shank diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.927.65
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm



Spongiosaschraube D 6,5 mm, mit 32 mm Gewinde
Cancellous screw D 6,5 mm, with 32 mm thread

			Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
			2.180.45	3.180.45	45
			2.180.50	3.180.50	50
			2.180.55	3.180.55	55
			2.180.60	3.180.60	60
			2.180.65	3.180.65	65
			2.180.70	3.180.70	70
			2.180.75	3.180.75	75
			2.180.80	3.180.80	80
			2.180.85	3.180.85	85
			2.180.90	3.180.90	90
			2.180.95	3.180.95	95
			2.180.100	3.180.100	100
			2.180.105	3.180.105	105
			2.180.110	3.180.110	110
			2.180.115	3.180.115	115
			2.180.120	3.180.120	120
			2.180.125	3.180.125	125
			2.180.130	3.180.130	130

Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Schaftdurchmesser	Shank diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Gewindeschneider	Tap	2.927.65
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread hole	3,2 mm



Lasche für Hüftschraubensystem
Flange for hip-screw-system

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Winkel Angulation	Lochzahl N° of holes
6.315.02	7.315.02	135°	2
6.315.04	7.315.04	135°	4
6.315.05	7.315.05	135°	5
6.315.06	7.315.06	135°	6
6.315.08	7.315.08	135°	8
6.315.10	7.315.10	135°	10
6.316.02	7.316.02	140°	2
6.316.04	7.316.04	140°	4
6.316.05	7.316.05	140°	5
6.316.06	7.316.06	140°	6
6.316.08	7.316.08	140°	8
6.316.10	7.316.10	140°	10
6.317.02	7.317.02	145°	2
6.317.04	7.317.04	145°	4
6.317.05	7.317.05	145°	5
6.317.06	7.317.06	145°	6
6.317.08	7.317.08	145°	8
6.317.10	7.317.10	145°	10
6.318.02	7.318.02	150°	2
6.318.04	7.318.04	150°	4
6.318.05	7.318.05	150°	5
6.318.06	7.318.06	150°	6
6.318.08	7.318.08	150°	8
6.318.10	7.318.10	150°	10

*weitere Längen auf Anfrage - further lengths on request



Trochanterstabilisierungsplatte
(zur Versorgung mit Laschen für Hüftschraubensystem)
Trochanter-stabilizing plate
(in combination with flanges for hip-screw-system)


Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium
6.330.01	7.330.01




Lasche für dynamische Hüft- und Kondylenschraube
Flange for dynamic hip- and condylar-screw

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Lochzahl N° of holes	Länge Length mm
6.321.06	7.321.06	6	104
6.321.07	7.321.07	7	120
6.321.08	7.321.08	8	136
6.321.09	7.321.09	9	152
6.321.10	7.321.10	10	168
6.321.12	7.321.12	12	200
6.321.14	7.321.14	14	232
6.321.16	7.321.16	16	264
6.321.18	7.321.18	18	296
6.321.20	7.321.20	20	328
6.321.22	7.321.22	22	360

Durchbohrte Schrauben
Cannulated screws



Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.170.00
Lagerungskassette	Storage container	19.171.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Perkutanes Bohrbüchsensystem, für durchbohrte Schrauben D 2,7 mm	Percutaneous drill-guide-system, for cannulated screws D 2,7 mm	10.927.00	1
Vorbohrer durchbohrt, AD 2,2 mm / ID 1,5 mm, L 100 mm / 60 mm, für Schnellkupplung	Cannulated pilot drill-bit, ED 2,2 mm / ID 1,5 mm, L 100 mm / 60 mm, for quick coupling	2.906.27	1
Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 2,7 mm	Cannulated countersink, for screws D 2,7 mm	2.907.27	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt	Cannulated T-shaped handle with quick coupling	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 2,7 / 4,0 mm	Cannulated hexagonal screw driver, for screws D 2,7 mm	2.943.40	1
Messstab für durchbohrte Schrauben	Gauge for screws	2.950.150	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Haltehülse für Schrauben D 2,7 / 3,5 mm	Holding sleeve for screws D 2,7 / 3,5 mm	2.954.27	1
Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 2,7 mm	Cleaning wire for screws D 2,7 mm	2.955.14	1

Perkutanes Bohrbüchsensystem, komplett, für durchbohrte Schrauben D 2,7 mm
Percutaneous drill-guide-system, complete, for cannulated screws D 2,7 mm

Best.-Nr
Code N°
10.927.00

bestehend aus / contents:



Gewebeschutzhülse für Bohrbüchsensystem 10.927.00
Tissue-protecting sleeve for drill-guide-system 10.927.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.927.01	7,0	5,1



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.927.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.927.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.927.02	5,0	1,6



Trokar für Bohrbüchsensystem 10.927.00
Trocar for drill-guide-system 10.927.00

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.927.03	1,5	56



Vorbohrer durchbohrt, mit Kanülierung D 1,5 mm, für Schnellkupplung
Cannulated pilot drill-bit, with D 1,5 mm cannulation, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.906.27	2,2	100	60



Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 2,7 mm,
mit Kanülierung D 1,5 mm
Cannulated countersink, for screws D 2,7 mm, with D 1,5 mm

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
2.907.27	5,0	160



T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt
Cannulated T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr Code N°
10.306.06



Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 2,7 mm,
 Kanülierung D 1,7 mm, mit Griff
*Cannulated hexagonal screw driver for screws D 2,7 mm,
 cannulation D 1,7 mm, with handle*

Best.-Nr
 Code N°

2.943.40



Messstab für durchbohrte Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm
Gauge for cannulated screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.950.150



Selbsthaltende Schraubenpinzette - *Self-holding screw-forceps*

Best.-Nr
 Code N°

2.954.01



Haltehülse für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm
Holding sleeve for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.954.27




Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 2,7 mm,
 für Kanülierung D 1,5 mm
Cleaning wire for cannulated screws D 2,7 mm, for D 1,5 mm cannulation

Best.-Nr
 Code N°

2.955.14

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.170.00
Lagerungskassette	Storage container	19.171.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 10 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 10 mm, short thread, self-drilling	3.448.10	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 12 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 12 mm, short thread, self-drilling	3.448.12	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 14 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 14 mm, short thread, self-drilling	3.448.14	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 16 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 16 mm, short thread, self-drilling	3.448.16	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 18 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 18 mm, short thread, self-drilling	3.448.18	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 20 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 20 mm, short thread, self-drilling	3.448.20	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 22 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 22 mm, short thread, self-drilling	3.448.22	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 24 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 24 mm, short thread, self-drilling	3.448.24	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 26 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 26 mm, short thread, self-drilling	3.448.26	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 28 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 28 mm, short thread, self-drilling	3.448.28	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 30 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 30 mm, short thread, self-drilling	3.448.30	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 32 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 32 mm, short thread, self-drilling	3.448.32	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 34 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 34 mm, short thread, self-drilling	3.448.34	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 35 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 35 mm, short thread, self-drilling	3.448.35	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 36 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 36 mm, short thread, self-drilling	3.448.36	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 38 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 38 mm, short thread, self-drilling	3.448.38	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 40 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 40 mm, short thread, self-drilling	3.448.40	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 42 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 42 mm, short thread, self-drilling	3.448.42	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 44 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 44 mm, short thread, self-drilling	3.448.44	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 45 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 45 mm, short thread, self-drilling	3.448.45	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 46 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 46 mm, short thread, self-drilling	3.448.46	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 48 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 48 mm, short thread, self-drilling	3.448.48	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 50 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 50 mm, short thread, self-drilling	3.448.50	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 55 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 55 mm, short thread, self-drilling	3.448.55	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 60 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 60 mm, short thread, self-drilling	3.448.60	4

Durchbohrte Schrauben D 2,7 mm - Implantate Cannulated screws D 2,7 mm - Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 6 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 6 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.06	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 8 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 8 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.08	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 10 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 10 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.10	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 12 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 12 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.12	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 14 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 14 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.14	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 16 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 16 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.16	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 18 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 18 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.18	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 20 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 20 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.20	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 22 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 22 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.22	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 24 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 24 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.24	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 26 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 26 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.26	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 28 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 28 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.28	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 30 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 30 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.30	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 32 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 32 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.32	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 34 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 34 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.34	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 35 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 35 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.35	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 36 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 36 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.36	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 38 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 38 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.38	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 40 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 40 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.40	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 42 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 42 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.42	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 44 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 44 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.44	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 45 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 45 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.45	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 46 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 46 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.46	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 48 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 48 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.48	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 50 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 50 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.50	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 55 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 55 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.55	4
Durchbohrte Schraube D 2,7 mm / L 60 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 2,7 mm / L 60 mm, fully threaded, self-drilling	3.450.60	4
Unterlegscheibe für Schrauben D 2,7 mm	Washer for screws D 2,7 mm	3.200.10	5
		Stahl Stainless steel	
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde, D 1,4 mm, L 150 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 1,4 mm, L 150 mm	2.982.14	5

Durchbohrte Schrauben D 2,7 mm - Implantate Cannulated screws D 2,7 mm - Implants



Durchbohrte Schraube D 2,7 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend, selbstbohrend
Cannulated screw D 2,7 mm, short thread, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.448.10	10
3.448.12	12
3.448.14	14
3.448.16	16
3.448.18	18
3.448.20	20
3.448.22	22
3.448.24	24
3.448.26	26
3.448.28	28
3.448.30	30
3.448.32	32
3.448.34	34
3.448.35	35
3.448.36	36
3.448.38	38
3.448.40	40
3.448.42	42
3.448.44	44
3.448.45	45
3.448.46	46
3.448.48	48
3.448.50	50
3.448.55	55
3.448.60	60

Schraubendurchmesser	Screw diameter	2,7 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	5,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,5 mm



Durchbohrte Schraube D 2,7 mm, Vollgewinde, selbstschneidend, selbstbohrend
Cannulated screw D 2,7 mm, fully threaded, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.450.06	6
3.450.08	8
3.450.10	10
3.450.12	12
3.450.14	14
3.450.16	16
3.450.18	18
3.450.20	20
3.450.22	22
3.450.24	24
3.450.26	26
3.450.28	28
3.450.30	30
3.450.32	32
3.450.34	34
3.450.35	35
3.450.36	36
3.450.38	38
3.450.40	40
3.450.42	42
3.450.44	44
3.450.45	45
3.450.46	46
3.450.48	48
3.450.50	50
3.450.55	55
3.450.60	60

Schraubendurchmesser	Screw diameter	2,7 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	5,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,5 mm

Unterlegscheibe für Schrauben D 2,7 mm
Washer for screws D 2,7 mm



Best.-Nr-Code N°	AD/ID
Titan	ED/ID
<i>Titanium</i>	mm
3.200.10	6,0 / 3,0

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde
Kirschner wire with 10 mm thread

Best.-Nr-Code N°	Best.-Nr-Code N°	Durchmesser	Länge
Stahl	Titan	Diameter	Length
<i>Stainless steel</i>	<i>Titanium</i>	mm	mm
2.982.14	3.982.14	1,4	150

*weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - *More Kirschner wires in chapter IX*

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Stahl	Complete set of instruments/implants in stainless steel	19.180.00
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.181.00
Lagerungskassette	Storage container	19.182.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Perkutanes Bohrbüchsensystem, für durchbohrte Schrauben D 3,5 mm	Percutaneous drill-guide-system, for cannulated screws D 3,5 mm	10.935.00	1
Spiralbohrer durchbohrt, AD 2,5 mm / ID 1,35 mm, L 160 mm / 130 mm, für Schnellkupplung	Cannulated drill-bit, ED 2,5 mm / ID 1,35 mm, L 160 mm / 130 mm, for quick coupling	2.905.25	1
Spiralbohrer durchbohrt, AD 3,5 mm / ID 1,35 mm, L 160 mm / 130 mm, für Schnellkupplung	Cannulated drill-bit, ED 3,5 mm / ID 1,35 mm, L 160 mm / 130 mm, for quick coupling	2.905.35	1
Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 3,5 mm, für Schnellkupplung	Cannulated countersink for screws D 3,5 mm, for quick coupling	2.907.35	1
Gewindeschneider durchbohrt, für Schrauben D 3,5 mm, für Schnellkupplung	Cannulated tap for screws D 3,5 mm, for quick coupling	2.923.35	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt	Cannulated T-shaped handle with quick coupling	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 3,5 mm	Cannulated hexagonal screw driver for screws D 3,5 mm	2.943.25	1
Messstab für durchbohrte Schrauben	Gauge for cannulated screws	2.950.150	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Haltehülse für Schrauben D 2,7 / 3,5 mm	Holding sleeve for screws D 2,7 / 3,5 mm	2.954.27	1
Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 3,5 mm	Cleaning wire for cannulated screws D 2,7 / 3,5 mm	2.955.12	1

Perkutanes Bohrbüchsensystem, komplett, für durchbohrte Schrauben D 3,5 mm
Percutaneous drill-guide-system, complete, for cannulated screws D 3,5 mm

Best.-Nr
Code N°
10.935.00

bestehend aus / contents:



Gewebeschutzhülse für Bohrbüchsensystem 10.935.00
Tissue-protecting sleeve for drill-guide-system 10.935.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.935.01	9,5	5,1



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.935.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.935.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.935.02	5,0	2,6



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.935.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.935.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.935.03	2,5	1,3



Trokar für Bohrbüchsensystem 10.935.00
Trocar for drill-guide-system 10.935.00

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.935.04	1,2	81,3



Spiralbohrer durchbohrt, mit Kanülierung D 1,35 mm, für Schnellkupplung
Cannulated drill-bit, D 1,35 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.905.25	2,5	160	130
2.905.35	3,5	160	130



Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 3,5 mm
mit Kanülierung D 1,3 mm
Cannulated countersink, for screws D 3,5 mm, with D 1,3 mm cannulation

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
2.907.35	5,0	160



**Gewindeschneider durchbohrt, für Schrauben D 3,5 mm,
mit Kanülierung D 1,3 mm, für Schnellkupplung**
Cannulated tap for screws D 3,5 mm with cannulation D 1,3 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.923.35	3,5	160	135



T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt
Cannulated T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr Code N°
10.306.06



**Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 3,5 mm,
Kanülierung D 1,3 mm, mit Griff**
*Cannulated hexagonal screw driver for screws D 3,5 mm,
cannulation D 1,3 mm, with handle*

Best.-Nr Code N°
2.943.25



Messstab für durchbohrte Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm
Gauge for cannulated screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm

Best.-Nr Code N°
2.950.150



Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps

Best.-Nr Code N°
2.954.01



Haltehülse für Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm
Holding sleeve for screws D 2,7 mm / D 3,5 mm

Best.-Nr Code N°
2.954.27




**Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 3,5 mm,
für Kanülierung D 1,3 mm**
Cleaning wire for cannulated screws D 3,5 mm, for D 1,3 mm cannulation

Best.-Nr Code N°
2.955.12

Durchbohrte Schrauben D 3,5 mm - Implantate Cannulated screws D 3,5 mm - Implants

7

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Stahl	Complete set of instruments/implants in stainless steel	19.180.00
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.181.00
Lagerungskassette	Storage container	19.182.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 10 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 10 mm, short thread, self-tapping	2.502.10	3.502.10	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 12 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 12 mm, short thread, self-tapping	2.502.12	3.502.12	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 14 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 14 mm, short thread, self-tapping	2.502.14	3.502.14	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 16 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 16 mm, short thread, self-tapping	2.502.16	3.502.16	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 18 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 18 mm, short thread, self-tapping	2.502.18	3.502.18	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 20 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 20 mm, short thread, self-tapping	2.502.20	3.502.20	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 22 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 22 mm, short thread, self-tapping	2.502.22	3.502.22	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 24 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 24 mm, short thread, self-tapping	2.502.24	3.502.24	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 26 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 26 mm, short thread, self-tapping	2.502.26	3.502.26	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 28 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 28 mm, short thread, self-tapping	2.502.28	3.502.28	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 30 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 30 mm, short thread, self-tapping	2.502.30	3.502.30	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 32 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 32 mm, short thread, self-tapping	2.502.32	3.502.32	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 34 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 34 mm, short thread, self-tapping	2.502.34	3.502.34	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 36 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 36 mm, short thread, self-tapping	2.502.36	3.502.36	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 38 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 38 mm, short thread, self-tapping	2.502.38	3.502.38	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 40 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 40 mm, short thread, self-tapping	2.502.40	3.502.40	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 42 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 42 mm, short thread, self-tapping	2.502.42	3.502.42	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 44 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 44 mm, short thread, self-tapping	2.502.44	3.502.44	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 46 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 46 mm, short thread, self-tapping	2.502.46	3.502.46	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 48 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 48 mm, short thread, self-tapping	2.502.48	3.502.48	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 50 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 50 mm, short thread, self-tapping	2.502.50	3.502.50	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 52 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 52 mm, short thread, self-tapping	2.502.52	3.502.52	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 54 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 54 mm, short thread, self-tapping	2.502.54	3.502.54	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 56 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 56 mm, short thread, self-tapping	2.502.56	3.502.56	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 58 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 58 mm, short thread, self-tapping	2.502.58	3.502.58	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 60 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 60 mm, short thread, self-tapping	2.502.60	3.502.60	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 62 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 62 mm, short thread, self-tapping	2.502.62	3.502.62	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 64 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 64 mm, short thread, self-tapping	2.502.64	3.502.64	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 66 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 66 mm, short thread, self-tapping	2.502.66	3.502.66	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 68 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 68 mm, short thread, self-tapping	2.502.68	3.502.68	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 70 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 70 mm, short thread, self-tapping	2.502.70	3.502.70	2

Durchbohrte Schrauben D 3,5 mm - Implantate Cannulated screws D 3,5 mm - Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 10 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 10 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.10	3.602.10	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 12 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 12 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.12	3.602.12	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 14 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 14 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.14	3.602.14	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 16 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 16 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.16	3.602.16	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 18 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 18 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.18	3.602.18	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 20 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 20 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.20	3.602.20	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 22 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 22 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.22	3.602.22	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 24 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 24 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.24	3.602.24	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 26 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 26 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.26	3.602.26	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 28 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 28 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.28	3.602.28	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 30 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 30 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.30	3.602.30	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 32 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 32 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.32	3.602.32	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 34 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 34 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.34	3.602.34	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 36 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 36 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.36	3.602.36	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 38 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 38 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.38	3.602.38	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 40 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 40 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.40	3.602.40	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 42 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 42 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.42	3.602.42	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 44 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 44 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.44	3.602.44	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 46 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 46 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.46	3.602.46	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 48 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 48 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.48	3.602.48	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 50 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 50 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.50	3.602.50	4
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 52 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 52 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.52	3.602.52	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 54 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 54 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.54	3.602.54	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 56 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 56 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.56	3.602.56	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 58 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 58 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.58	3.602.58	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 60 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 60 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.60	3.602.60	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 62 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 62 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.62	3.602.62	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 64 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 64 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.64	3.602.64	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 66 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 66 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.66	3.602.66	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 68 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 68 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.68	3.602.68	2
Durchbohrte Schraube D 3,5 mm / L 70 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 3,5 mm / L 70 mm, fully threaded, self-tapping	2.602.70	3.602.70	2
Unterlegscheibe für Schrauben D 3,5 mm	Washer for screws D 3,5 mm	2.200.02	3.200.02	5
Kirschnersdraht mit 10 mm Gewinde, D 1,2 mm, L 150 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 1,2 mm, L 150 mm	2.982.12		5



Durchbohrte Schraube D 3,5 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend Cannulated screw D 3,5 mm, short thread, self-tapping

Schraubendurchmesser	Screw diameter	3,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	5,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,3 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread-hole	2,5 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	3,5 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.502.10	3.502.10	10
2.502.12	3.502.12	12
2.502.14	3.502.14	14
2.502.16	3.502.16	16
2.502.18	3.502.18	18
2.502.20	3.502.20	20
2.502.22	3.502.22	22
2.502.24	3.502.24	24
2.502.26	3.502.26	26
2.502.28	3.502.28	28
2.502.30	3.502.30	30
2.502.32	3.502.32	32
2.502.34	3.502.34	34
2.502.36	3.502.36	36
2.502.38	3.502.38	38
2.502.40	3.502.40	40
2.502.42	3.502.42	42
2.502.44	3.502.44	44
2.502.46	3.502.46	46
2.502.48	3.502.48	48
2.502.50	3.502.50	50
2.502.52	3.502.52	52
2.502.54	3.502.54	54
2.502.56	3.502.56	56
2.502.58	3.502.58	58
2.502.60	3.502.60	60
2.502.62	3.502.62	62
2.502.64	3.502.64	64
2.502.66	3.502.66	66
2.502.68	3.502.68	68
2.502.70	3.502.70	70



Durchbohrte Schraube D 3,5 mm, Vollgewinde, selbstschneidend Cannulated screw D 3,5 mm, fully threaded, self-tapping

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.602.10	3.602.10	10
2.602.12	3.602.12	12
2.602.14	3.602.14	14
2.602.16	3.602.16	16
2.602.18	3.602.18	18
2.602.20	3.602.20	20
2.602.22	3.602.22	22
2.602.24	3.602.24	24
2.602.26	3.602.26	26
2.602.28	3.602.28	28
2.602.30	3.602.30	30
2.602.32	3.602.32	32
2.602.34	3.602.34	34
2.602.36	3.602.36	36
2.602.38	3.602.38	38
2.602.40	3.602.40	40
2.602.42	3.602.42	42
2.602.44	3.602.44	44
2.602.46	3.602.46	46
2.602.48	3.602.48	48
2.602.50	3.602.50	50
2.602.52	3.602.52	52
2.602.54	3.602.54	54
2.602.56	3.602.56	56
2.602.58	3.602.58	58
2.602.60	3.602.60	60
2.602.62	3.602.62	62
2.602.64	3.602.64	64
2.602.66	3.602.66	66
2.602.68	3.602.68	68
2.602.70	3.602.70	70

Schraubendurchmesser	Screw diameter	3,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	5,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,3 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill-bit for thread-hole	2,5 mm
Bohrer für Durchgangsloch	Drill-bit for cannulation	3,5 mm

Unterlegscheibe für Schrauben D 3,5 mm Washer for screws D 3,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.200.02	3.200.02	7,0 / 3,8

Unterlegscheibe mit 4 Krallen für Schrauben D 3,5 mm Washer with 4 spikes for screws D 3,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.202.35	3.202.35	10,0 / 4,1

Unterlegscheibe mit 10 Krallen für Schrauben D 3,5 mm Washer with 10 spikes for screws D 3,5 mm



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.203.35	3.203.35	10,0 / 4,1

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde - Kirschner wire with 10 mm thread



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.982.12	3.982.12	1,2	150

*weitere Kirschnerdrähte in Kapitel IX - More Kirschner-wires in chapter IX

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.190.00
Lagerungskassette	Storage container	19.191.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Perkutanes Bohrbüchsensystem, für durchbohrte Schrauben D 4,0 mm	Percutaneous drill-guide-system, for cannulated screws D 4,0 mm	10.940.00	1
Vorbohrer durchbohrt, AD 3,0 mm / ID 1,8 mm, L 100 mm / 60 mm, für Schnellkupplung	Cannulated pilot drill-bit, ED 3,0 mm / ID 1,8 mm, L 100 mm / 60 mm, for quick coupling	2.906.40	1
Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 4,0 mm, für Schnellkupplung	Cannulated countersink for screws D 4,0 mm, for quick coupling	2.907.40	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt	Cannulated T-shaped handle with quick coupling	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 4,0 mm	Cannulated hexagonal screw driver for screws D 4,0 mm	2.943.40	1
Messstab für durchbohrte Schrauben	Gauge for cannulated screws	2.950.150	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Haltehülse für Schrauben D 3,5 / 4,0 mm	Holding sleeve for screws D 3,5 / 4,0 mm	2.954.35	1
Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 4,0 / 4,5 mm	Cleaning wire for cannulated screws D 4,0 / 4,5 mm	2.955.16	1

Perkutanes Bohrbüchsensystem, komplett, für durchbohrte Schrauben D 4,0 mm
Percutaneous drill-guide-system, complete, for cannulated screws D 4,0 mm

Best.-Nr
Code N°
10.940.00

bestehend aus / contents:



Gewebeschutzhülse für Bohrbüchsensystem 10.940.00
Tissue-protecting sleeve for drill-guide-system 10.940.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.940.01	9,5	6,1



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.940.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.940.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.940.02	6,0	3,3



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.940.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.940.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.940.03	3,2	1,9



Trokar für Bohrbüchsensystem 10.940.00
Trocar for drill-guide-system 10.940.00

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.940.04	1,8	83,6



Vorbohrer durchbohrt, mit Kanülierung D 1,8 mm, für Schnellkupplung
Cannulated pilot drill-bit, D 1,8 mm cannulation, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.906.40	3,0	100	60



Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 4,0 mm
mit Kanülierung D 1,8 mm, für Schnellkupplung
Cannulated countersink, for screws D 4,0 mm,
with cannulation D 1,8 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
2.907.40	6,0	160



T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt
Cannulated T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr
 Code N°

10.306.06



Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 4,0 mm,
Kanülierung D 1,7 mm, mit Griff
Cannulated hexagonal screw driver for screws D 4,0 mm,
cannulation D 1,7 mm, with handle

Best.-Nr
 Code N°

2.943.40



Messstab für durchbohrte Schrauben D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm
Gauge for cannulated screws D 2,7 mm / D 3,5 mm / D 4,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.950.150



Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw- forceps

Best.-Nr
 Code N°

2.954.01



Haltehülse für Schrauben D 3,5 mm / D 4,0 mm - Holding sleeve for screws D 3,5 mm / D 4,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.954.35




Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 4,0 mm / D 4,5 mm,
für Kanülierung D 1,8 mm
Cleaning wire for cannulated screws D 4,0 mm / 4,5 mm,
for D 1,8 mm cannulation

Best.-Nr
 Code N°

2.955.16

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.190.00
Lagerungskassette	Storage container	19.191.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Titanium	Anzahl im Set Quantity in set
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 10 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 10 mm, short thread, self-drilling	3.440.10		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 12 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 12 mm, short thread, self-drilling	3.440.12		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 14 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 14 mm, short thread, self-drilling	3.440.14		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 16 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 16 mm, short thread, self-drilling	3.440.16		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 18 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 18 mm, short thread, self-drilling	3.440.18		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 20 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 20 mm, short thread, self-drilling	3.440.20		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 22 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 22 mm, short thread, self-drilling	3.440.22		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 24 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 24 mm, short thread, self-drilling	3.440.24		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 26 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 26 mm, short thread, self-drilling	3.440.26		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 28 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 28 mm, short thread, self-drilling	3.440.28		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 30 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 30 mm, short thread, self-drilling	3.440.30		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 32 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 32 mm, short thread, self-drilling	3.440.32		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 34 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 34 mm, short thread, self-drilling	3.440.34		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 35 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 35 mm, short thread, self-drilling	3.440.35		8
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 36 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 36 mm, short thread, self-drilling	3.440.36		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 38 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 38 mm, short thread, self-drilling	3.440.38		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 40 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 40 mm, short thread, self-drilling	3.440.40		8
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 42 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 42 mm, short thread, self-drilling	3.440.42		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 44 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 44 mm, short thread, self-drilling	3.440.44		4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 45 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 45 mm, short thread, self-drilling	3.440.45		6
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 46 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 46 mm, short thread, self-drilling	3.440.46		2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 48 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 48 mm, short thread, self-drilling	3.440.48		2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 50 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 50 mm, short thread, self-drilling	3.440.50		2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 55 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 55 mm, short thread, self-drilling	3.440.55		2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 60 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 60 mm, short thread, self-drilling	3.440.60		2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 65 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 65 mm, short thread, self-drilling	3.440.65		2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 70 mm, kurzes Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 70 mm, short thread, self-drilling	3.440.70		2

Durchbohrte Schrauben D 4,0 mm - Implantate

Cannulated screws D 4,0 mm - Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 10 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 10 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.10	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 12 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 12 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.12	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 14 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 14 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.14	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 16 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 16 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.16	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 18 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 18 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.18	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 20 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 20 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.20	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 22 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 22 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.22	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 24 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 24 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.24	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 26 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 26 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.26	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 28 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 28 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.28	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 30 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 30 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.30	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 32 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 32 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.32	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 34 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 34 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.34	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 35 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 35 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.35	8
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 36 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 36 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.36	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 38 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 38 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.38	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 40 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 40 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.40	8
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 42 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 42 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.42	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 44 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 44 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.44	4
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 45 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 45 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.45	6
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 46 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 46 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.46	2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 48 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 48 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.48	2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 50 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 50 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.50	2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 55 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 55 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.55	2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 60 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 60 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.60	2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 65 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 65 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.65	2
Durchbohrte Schraube D 4,0 mm / L 70 mm, Vollgewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 4,0 mm / L 70 mm, fully threaded, self-drilling	3.445.70	2
Unterlegscheibe für Schrauben D 4,0 mm	Washer for screws D 4,0 mm	3.200.40	5
		Stahl Stainless steel	
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde, D 1,6 mm, L 150 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 1,6 mm, L 150 mm	2.982.16	5

Durchbohrte Schrauben D 4,0 mm - Implantate Cannulated screws D 4,0 mm - Implants



Durchbohrte Schraube D 4,0 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend, selbstbohrend
Cannulated screw D 4,0 mm, short thread, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.440.10	10
3.440.12	12
3.440.14	14
3.440.16	16
3.440.18	18
3.440.20	20
3.440.22	22
3.440.24	24
3.440.26	26
3.440.28	28
3.440.30	30
3.440.32	32
3.440.34	34
3.440.35	35
3.440.36	36
3.440.38	38
3.440.40	40
3.440.42	42
3.440.44	44
3.440.45	45
3.440.46	46
3.440.48	48
3.440.50	50
3.440.55	55
3.440.60	60
3.440.65	65
3.440.70	70

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,8 mm



Durchbohrte Schraube D 4,0 mm, Vollgewinde, selbstschneidend, selbstbohrend Cannulated screw D 4,0 mm, fully threaded, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Schraubenlänge Screw length mm
3.445.10	10
3.445.12	12
3.445.14	14
3.445.16	16
3.445.18	18
3.445.20	20
3.445.22	22
3.445.24	24
3.445.26	26
3.445.28	28
3.445.30	30
3.445.32	32
3.445.34	34
3.445.35	35
3.445.36	36
3.445.38	38
3.445.40	40
3.445.42	42
3.445.44	44
3.445.45	45
3.445.46	46
3.445.48	48
3.445.50	50
3.445.55	55
3.445.60	60
3.445.65	65
3.445.70	70

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	3,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,8 mm

Unterlegscheibe für Schrauben D 4,0 mm / D 4,5 mm Washer for screws D 4,0 mm / D 4,5 mm



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
3.200.40	10,0 / 5,0

Unterlegscheibe mit 4 Krallen für Schrauben D 4,0 mm / D 4,5 mm Washer with 4 spikes for screws D 4,0 mm / D 4,5 mm



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
3.202.40	10,0 / 5,0

Unterlegscheibe mit 10 Krallen für Schrauben D 4,0 mm / D 4,5 mm Washer with 10 spikes for screws D 4,0 mm / D 4,5 mm




Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
3.203.40	10,0 / 5,0

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde - Kirschner wire with 10 mm thread



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.982.16	3.982.16	1,6	150

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.200.00
Lagerungskassette	Storage container	19.201.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Perkutanes Bohrbüchsensystem, für durchbohrte Schrauben D 4,5 mm	Percutaneous drill-guide-system, for cannulated screws D 4,5 mm	10.945.00	1
Spiralbohrer durchbohrt, AD 3,2 mm / ID 1,7 mm, L 160 mm / 130 mm, für Schnellkupplung	Cannulated drill-bit, ED 3,2 mm / ID 1,7 mm, L 160 mm / 130 mm, for quick coupling	2.905.32	1
Spiralbohrer durchbohrt, AD 4,5 mm / ID 1,8 mm, L 160 mm / 130 mm, für Schnellkupplung	Cannulated drill-bit, ED 4,5 mm / ID 1,8 mm, L 160 mm / 130 mm, for quick coupling	2.905.45	1
Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 4,5 mm, für Schnellkupplung	Cannulated countersink for screws D 4,5 mm, for quick coupling	2.907.45	1
Gewindeschneider durchbohrt, für Schrauben D 4,5 mm, mit T-Griff	Cannulated tap for screws D 4,5 mm, with T-shaped handle	2.923.45	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt	Cannulated T-shaped handle with quick coupling	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 4,5 mm	Cannulated hexagonal screw driver for screws D 4,5 mm	2.943.35	1
Messstab für durchbohrte Schrauben	Gauge for cannulated screws	2.951.150	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-sleeve screw-forceps	2.954.01	1
Haltehülse für Schrauben D 4,5 mm	Holding sleeve for screws D 4,5 mm	2.954.45	1
Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 4,0 / 4,5 mm	Cleaning wire for cannulated screws D 4,0 / 4,5 mm	2.955.16	1

Perkutanes Bohrbüchsensystem, komplett, für durchbohrte Schrauben D 4,5 mm
Percutaneous drill-guide-system, complete, for cannulated screws D 4,5 mm

Best.-Nr
Code N°
10.945.00

bestehend aus / contents:



Gewebeschutzhülse für Bohrbüchsensystem 10.945.00
Tissue-protecting sleeve for drill-guide-system 10.945.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.945.01	9,5	6,6



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.945.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.945.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.945.02	6,5	3,6



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.945.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.945.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.945.03	3,5	1,7



Trokar für Bohrbüchsensystem 10.945.00
Trocar for drill-guide-system 10.945.00

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.945.04	1,6	84,9



Spiralbohrer durchbohrt, mit Kanülierung D 1,7 mm, für Schnellkupplung
Cannulated drill-bit, D 1,7 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.905.32	3,2	160	130



Spiralbohrer durchbohrt, mit Kanülierung D 1,8 mm, für Schnellkupplung
Cannulated drill-bit, D 1,8 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.905.45	4,5	160	130



Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 4,5 mm
mit Kanülierung D 1,75 mm, für Schnellkupplung
Cannulated countersink, for screws D 4,5 mm,
with D 1,75 mm cannulation, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
2.907.45	6,5	160

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII



Gewindeschneider durchbohrt, für Schrauben D 4,5 mm, mit Kanülierung D 1,75 mm, mit T-Griff
Cannulated tap for screws D 4,5 mm, with cannulation D 1,75 mm, with T-shaped handle

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.923.45	4,5	143	72



T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt
Cannulated T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr Code N°
10.306.06



Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 4,5 mm, Kanülierung D 2,2 mm, mit Griff
Cannulated hexagonal screw driver for D 4,5 mm screws, cannulation D 2,2 mm, with handle

Best.-Nr Code N°
2.943.35



Messstab für durchbohrte Schrauben D 4,5 mm
Gauge for cannulated screws D 4,5 mm

Best.-Nr Code N°
2.951.150



Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw- forceps

Best.-Nr Code N°
2.954.01



Haltehülse für Schrauben D 4,5 mm - Holding sleeve for screws D 4,5 mm

Best.-Nr Code N°
2.954.45




Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 4,0 mm/D 4,5 mm, für Kanülierung D 1,8 mm
Cleaning wire for cannulated screws D 4,0 mm/D 4,5 mm, for D 1,8 mm cannulation

Best.-Nr Code N°
2.955.16

*weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set of instruments/implants in Titanium	19.200.00
Lagerungskassette	Storage container	19.201.00
Stericontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Titanium	Anzahl im Set Quantity in set
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 20 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 20 mm, short thread, self-tapping	3.430.20	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 22 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 22 mm, short thread, self-tapping	3.430.22	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 24 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 24 mm, short thread, self-tapping	3.430.24	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 26 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 26 mm, short thread, self-tapping	3.430.26	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 28 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 28 mm, short thread, self-tapping	3.430.28	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 30 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 30 mm, short thread, self-tapping	3.430.30	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 32 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 32 mm, short thread, self-tapping	3.430.32	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 34 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 34 mm, short thread, self-tapping	3.430.34	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 36 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 36 mm, short thread, self-tapping	3.430.36	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 38 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 38 mm, short thread, self-tapping	3.430.38	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 40 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 40 mm, short thread, self-tapping	3.430.40	8
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 42 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 42 mm, short thread, self-tapping	3.430.42	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 44 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 44 mm, short thread, self-tapping	3.430.44	8
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 46 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 46 mm, short thread, self-tapping	3.430.46	8
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 48 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 48 mm, short thread, self-tapping	3.430.48	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 50 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 50 mm, short thread, self-tapping	3.430.50	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 52 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 52 mm, short thread, self-tapping	3.430.52	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 54 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 54 mm, short thread, self-tapping	3.430.54	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 56 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 56 mm, short thread, self-tapping	3.430.56	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 58 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 58 mm, short thread, self-tapping	3.430.58	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 60 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 60 mm, short thread, self-tapping	3.430.60	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 62 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 62 mm, short thread, self-tapping	3.430.62	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 64 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 64 mm, short thread, self-tapping	3.430.64	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 66 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 66 mm, short thread, self-tapping	3.430.66	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 68 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 68 mm, short thread, self-tapping	3.430.68	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 72 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 72 mm, short thread, self-tapping	3.430.72	4

Durchbohrte Schrauben D 4,5 mm - Implantate Cannulated screws D 4,5 mm - Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 20 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 20 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.20	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 22 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 22 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.22	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 24 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 24 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.24	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 26 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 26 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.26	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 28 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 28 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.28	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 30 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 30 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.30	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 32 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 32 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.32	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 34 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 34 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.34	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 36 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 36 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.36	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 38 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 38 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.38	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 40 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 40 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.40	8
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 42 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 42 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.42	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 44 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 44 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.44	8
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 46 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 46 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.46	8
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 48 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 48 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.48	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 50 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 50 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.50	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 52 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 52 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.52	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 54 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 54 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.54	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 56 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 56 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.56	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 58 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 58 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.58	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 60 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 60 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.60	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 62 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 62 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.62	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 64 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 64 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.64	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 66 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 66 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.66	2
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 68 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 68 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.68	4
Durchbohrte Schraube D 4,5 mm / L 72 mm, Vollgewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 4,5 mm / L 72 mm, fully threaded, self-tapping	3.435.72	4
Unterlegscheibe für Schrauben D 4,5 mm	Washer for screws D 4,5 mm	3.200.40	5
		Stahl Stainless steel	
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde, D 1,6 mm, L 150 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 1,6 mm, L 150 mm	2.982.16	5

Durchbohrte Schrauben D 4,5 mm - Implantate Cannulated screws D 4,5 mm - Implants



Durchbohrte Schraube D 4,5 mm, kurzes Gewinde, selbstschneidend Cannulated screw D 4,5 mm, short thread, self-tapping

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.430.20	20
3.430.22	22
3.430.24	24
3.430.26	26
3.430.28	28
3.430.30	30
3.430.32	32
3.430.34	34
3.430.36	36
3.430.38	38
3.430.40	40
3.430.42	42
3.430.44	44
3.430.46	46
3.430.48	48
3.430.50	50
3.430.52	52
3.430.54	54
3.430.56	56
3.430.58	58
3.430.60	60
3.430.62	62
3.430.64	64
3.430.66	66
3.430.68	68
3.430.72	72

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,7 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,5 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,8 mm



Durchbohrte Schraube D 4,5 mm, Vollgewinde, selbstschneidend, selbstbohrend Cannulated screw D 4,5 mm, fully threaded, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.435.20	20
3.435.22	22
3.435.24	24
3.435.26	26
3.435.28	28
3.435.30	30
3.435.32	32
3.435.34	34
3.435.36	36
3.435.38	38
3.435.40	40
3.435.42	42
3.435.44	44
3.435.46	46
3.435.48	48
3.435.50	50
3.435.52	52
3.435.54	54
3.435.56	56
3.435.58	58
3.435.60	60
3.435.62	62
3.435.64	64
3.435.66	66
3.435.68	68
3.435.72	72

Schraubendurchmesser	Screw diameter	4,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	2,7 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	6,5 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,8 mm



Unterlegscheibe für Schrauben D 4,0 mm / D 4,5 mm Washer for screws D 4,0 mm / D 4,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
3.200.40	10,0 / 5,0



Unterlegscheibe mit 4 Krallen für Schrauben D 4,0 mm / D 4,5 mm Washer with 4 spikes for screws D 4,0 mm / D 4,5 mm

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
3.202.40	10,0 / 5,0



Unterlegscheibe mit 10 Krallen für Schrauben D 4,0 mm / D 4,5 mm Washer with 10 spikes for screws D 4,0 mm / D 4,5 mm


Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
3.203.40	10,0 / 5,0

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde - Kirschner wire with 10 mm thread

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.982.16	3.982.16	1,6	150



Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate, Titan	Complete set of instruments/implants, Titanium	19.210.00
Lagerungskassette	Storage container	19.211.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Perkutanes Bohrbüchsensystem, für durchbohrte Schrauben D 6,5 mm	Percutaneous drill-guide-system, for cannulated screws D 4,5 mm	10.965.00	1
Spiralbohrer durchbohrt, AD 4,0 mm / ID 2,1 mm, L 230 mm / 210 mm, mit Dreikantschaft	Cannulated pilot drill-bit, ED 4,0 mm / ID 2,1 mm, L 230 mm / 210 mm, with triangular shank	2.908.40	1
Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm, für Schnellkupplung	Cannulated countersink, for screws D 6,5 / 7,0 mm, for quick coupling	2.907.70	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt	Cannulated T-shaped handle with quick coupling	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm, mit T-Griff	Cannulated hexagonal screw driver for screws D 6,5 / 7,0 mm, with T-shaped handle	2.942.02	1
Messstab für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm	Gauge for screws D 6,5 / 7,0 mm	2.952.230	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holdding screw-forceps	2.954.01	1
Parallelzielgerät	Parallel drill-guide device	2.960.03	1
Haltehülse für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm	Holding sleeve for screws D 6,5 / 7,0 mm	2.954.65	1
Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 6,5 / 7,0 mm	Cleaning wire for cannulated screws D 6,5 / 7,0 mm	2.955.20	1

Perkutanes Bohrbüchsensystem, komplett, für durchbohrte Schrauben D 6,5 mm
Percutaneous drill-guide-system, complete, for cannulated screws D 6,5 mm

Best.-Nr
Code N°
10.965.00

bestehend aus / contents:



Gewebeschutzhülse für Bohrbüchsensystem 10.965.00
Tissue-protecting sleeve for drill-guide-system 10.965.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.965.01	11,0	8,1



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.965.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.965.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.965.02	8,0	4,1



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.965.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.965.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.965.03	4,0	2,1



Trokar für Bohrbüchsensystem 10.965.00
Trocar for drill-guide-system 10.965.00

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.965.04	2,0	130,9



Spiralbohrer durchbohrt, mit Kanülierung D 2,1 mm, mit Dreikantschaft
Cannulated drill-bit, D 2,1 mm, with triangular shank

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.908.40	4,0	230	210



Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm,
mit Kanülierung D 2,1 mm, für Schnellkupplung
Cannulated countersink, for screws D 6,5 mm / D 7,0 mm,
with D 2,1 mm cannulation, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
2.907.70	8,0	160



T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt
Cannulated T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr
 Code N°

10.306.06



Sechskantschraubendreher durchbohrt
für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm, Kanülierung D 2,2 mm, mit T-Griff
Cannulated hexagonal screw driver for D 6,5 mm / D 7,0 mm screws,
cannulation D 2,2 mm, with T-shaped handle

Best.-Nr
 Code N°

2.942.02



Messstab für durchbohrte Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm
Gauge for cannulated screws D 6,5 mm / D 7,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.952.230



Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw- forceps

Best.-Nr
 Code N°

2.954.01



Parallelzielgerät, für Führungsdraht D 2,0 mm - Parallel drill-guide-device for D 2,0 mm guide-wire

Best.-Nr
 Code N°

2.960.03



Haltehülse für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm
Holding sleeve for screws D 6,5 mm / D 7,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

2.954.65



Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm,
mit Kanülierung D 2,2 mm
Cleaning wire for cannulated screws D 6,5 mm / D 7,0 mm,
with D 2,2 mm cannulation


Best.-Nr
 Code N°

2.955.20

Durchbohrte Schrauben D 6,5 mm - Implantate Cannulated screws D 6,5 mm - Implants

7

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate, Titan	Complete set of instruments/implants, Titanium	19.210.00
Lagerungskassette	Storage container	19.211.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	
		Titan Titanium	Anzahl im Set Quantity in set
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 30 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 30 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.30	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 35 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 35 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.35	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 40 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 40 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.40	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 45 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 45 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.45	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 50 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 50 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.50	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 55 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 55 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.55	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 60 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 60 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.60	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 65 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 65 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.65	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 70 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 70 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.70	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 75 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 75 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.75	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 80 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 80 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.80	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 85 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 85 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.85	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 90 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 90 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.90	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 95 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 95 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.95	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 100 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 100 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.100	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 105 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 105 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.105	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 110 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 110 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.110	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 115 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 115 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.115	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 120 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 120 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.120	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 125 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 125 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.125	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 130 mm, 16 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 130 mm, 16 mm thread, self-drilling	3.520.130	3

Durchbohrte Schrauben D 6,5 mm - Implantate Cannulated screws D 6,5 mm - Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 45 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 45 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.45	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 50 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 50 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.50	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 55 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 55 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.55	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 60 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 60 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.60	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 65 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 65 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.65	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 70 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 70 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.70	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 75 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 75 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.75	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 80 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 80 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.80	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 85 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 85 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.85	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 90 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 90 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.90	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 95 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 95 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.95	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 100 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 100 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.100	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 105 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 105 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.105	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 110 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 110 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.110	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 115 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 115 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.115	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 120 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 120 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.120	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 125 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 125 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.125	3
Durchbohrte Schraube D 6,5 mm / L 130 mm, 32 mm Gewinde, selbstbohrend	Cannulated screw D 6,5 mm / L 130 mm, 32 mm thread, self-drilling	3.523.130	3
Unterlegscheibe für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm	Washer for screws D 6,5 / 7,0 mm	3.200.04	5
		Stahl Stainless steel	
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde, D 2,0 mm, L 230 mm	Kirschner wire with 10 mm thread, D 2,0 mm, L 230 mm	2.983.20	5

Durchbohrte Schrauben D 6,5 mm - Implantate Cannulated screws D 6,5 mm - Implants



Durchbohrte Schraube D 6,5 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend, selbstbohrend
Cannulated screw D 6,5 mm, 16 mm thread, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.520.30	30
3.520.35	35
3.520.40	40
3.520.45	45
3.520.50	50
3.520.55	55
3.520.60	60
3.520.65	65
3.520.70	70
3.520.75	75
3.520.80	80
3.520.85	85
3.520.90	90
3.520.95	95
3.520.100	100
3.520.105	105
3.520.110	110
3.520.115	115
3.520.120	120
3.520.125	125
3.520.130	130

Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm



Durchbohrte Schraube D 6,5 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend, selbstbohrend
Cannulated screw D 6,5 mm, 32 mm thread, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.523.45	45
3.523.50	50
3.523.55	55
3.523.60	60
3.523.65	65
3.523.70	70
3.523.75	75
3.523.80	80
3.523.85	85
3.523.90	90
3.523.95	95
3.523.100	100
3.523.105	105
3.523.110	110
3.523.115	115
3.523.120	120
3.523.125	125
3.523.130	130

Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm



Durchbohrte Schraube D 6,5 mm, Vollgewinde Cannulated screw D 6,5 mm, fully threaded

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
3.525.45	45
3.525.50	50
3.525.55	55
3.525.60	60
3.525.65	65
3.525.70	70
3.525.75	75
3.525.80	80
3.525.85	85
3.525.90	90
3.525.95	95
3.525.100	100
3.525.105	105
3.525.110	110
3.525.115	115
3.525.120	120
3.525.125	125
3.525.130	130

Schraubendurchmesser	Screw diameter	6,5 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,0 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm

*Durchbohrte Schrauben mit Vollgewinde auf Anfrage auch selbstschneidend
Cannulated screws, fully threaded, on request also self-tapping



Unterlegscheibe für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm Washer for screws D 6,5 mm / D 7,0 mm


Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
3.200.04	16,0 / 6,7

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde - Kirschner wire with 10 mm thread

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.983.20	3.983.20	2,0	230

*weitere Kirschnerdrähte im Kapitel IX- More Kirschner wire in chapter IX

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstschneidend Stahl	Complete set of instruments/implants, self-tapping, stainless steel	19.220.00
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstschneidend Titan	Complete set of instruments/implants, self-tapping, Titanium	19.221.00
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstbohrend Stahl	Complete set of instruments/implants, self-drilling, stainless steel	19.222.00
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstbohrend Titan	Complete set of instruments/implants, self-drilling, Titanium	19.223.00
Lagerungskassette	Storage container	19.224.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Perkutanes Bohrbüchsensystem, für durchbohrte Schrauben D 7,0 mm	Percutaneous drill-guide-system, for cannulated screws D 7,0 mm	10.970.00	1
Spiralbohrer durchbohrt, AD 4,5 mm / ID 2,1 mm, L 230 mm / 200 mm, mit Dreikantschaft	Cannulated pilot drill-bit, ED 4,5 mm / ID 2,1 mm, L 230 mm / 200 mm, with triangular shank	2.908.45	1
Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm, für Schnellkupplung	Cannulated countersink for screws D 6,5 / 7,0 mm, for quick coupling	2.907.70	1
Gewindeschneider durchbohrt, für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm, mit T-Griff	Cannulated tap for screws D 6,5 / 7,0 mm, with T-shaped handle	2.922.07	1
T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt	Cannulated T-shaped handle with quick coupling	10.306.06	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm, mit T-Griff	Cannulated hexagonal screw driver for screws D 6,5 / 7,0 mm, with T-shaped handle	2.942.02	1
Messstab für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm	Gauge for screws D 6,5 / 7,0 mm	2.952.230	1
Selbsthaltende Schraubenpinzette	Self-holding screw-forceps	2.954.01	1
Parallelzielgerät	Parallel drill-guide device	2.960.03	1
Haltehülse für Schrauben D 6,5 / 7,0 mm	Holding sleeve for screws D 6,5 / 7,0 mm	2.954.65	1
Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 6,5 / 7,0 mm	Cleaning wire for cannulated screws D 6,5 / 7,0 mm	2.955.20	1

Perkutanes Bohrbüchsensystem, komplett, für durchbohrte Schrauben D 7,0 mm
Percutaneous drill-guide-system, complete, for cannulated screws D 7,0 mm

Best.-Nr
Code N°
10.970.00

bestehend aus / contents:



Gewebeschutzhülse für Bohrbüchsensystem 10.970.00
Tissue-protecting sleeve for drill-guide-system 10.970.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.970.01	11,0	8,1



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.970.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.970.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.970.02	8,0	4,6



Bohrbüchse für Bohrbüchsensystem 10.970.00
Drill-guide for drill-guide-system 10.970.00

Best.-Nr Code N°	AD ED mm	ID ID mm
10.970.03	4,5	2,1



Trocar für Bohrbüchsensystem 10.970.00
Trocar for drill-guide-system 10.970.00

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
10.970.04	2,0	130,9



Spiralbohrer durchbohrt, mit Kanülierung D 2,1 mm, mit Dreikantschaft
Cannulated drill-bit with D 2,1 mm cannulation, with triangular shank

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.908.45	4,5	230	200



Kopfraumfräser durchbohrt, für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm
mit Kanülierung D 2,1 mm, für Schnellkupplung
Cannulated countersink, for screws D 6,5 mm / D 7,0 mm,
with cannulation D 2,1 mm, for quick coupling

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm
2.907.70	8,0	160



Gewindeschneider durchbohrt, für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm, mit Kanülierung D 2,1 mm, mit T-Griff
Cannulated tap for screws D 6,5 mm / D 7,0 mm, with cannulation D 2,1 mm, with T-shaped handle

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.922.07	7,0	230	205



T-Griffstück mit Schnellkupplung, durchbohrt - Cannulated T-shaped handle with quick coupling

Best.-Nr
Code N°
10.306.06



Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm, Kanülierung D 2,2 mm, mit T-Griff
Cannulated hexagonal screw-driver for D 6,5 mm / D 7,0 mm screws, cannulation D 2,2 mm, with T-shaped handle

Best.-Nr
Code N°
2.942.02



Messstab für durchbohrte Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm
Gauge for cannulated screws D 6,5 mm / D 7,0 mm

Best.-Nr
Code N°
2.952.230



Selbsthaltende Schraubenpinzette - Self-holding screw-forceps

Best.-Nr
Code N°
2.954.01



Parallelzielgerät, für Kirschnerdraht D 2,0 mm - Parallel drill-guide device for D 2,0 mm guide-wire

Best.-Nr
Code N°
2.960.03



Haltehülse für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm - Holding sleeve for screws D 6,5 mm / D 7,0 mm

Best.-Nr
Code N°
2.954.65



Reinigungsdraht für durchbohrte Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm, für Kanülierung D 2,2 mm
Cleaning wire for cannulated screws D 6,5 mm / D 7,0 mm, for D 2,2 mm cannulation


Best.-Nr
Code N°
2.955.20

***weitere Instrumente im Kapitel XII - More instruments in chapter XII**

Durchbohrte Schrauben D 7,0 mm - Implantate Cannulated screws D 7,0 mm - Implants

7

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstschneidend Stahl	Complete set of instruments/implants, self-tapping, stainless steel	19.220.00
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstschneidend Titan	Complete set of instruments/implants, self-tapping, Titanium	19.221.00
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstbohrend Stahl	Complete set of instruments/implants, self-drilling, stainless steel	19.222.00
Set komplett - Instrumente/Implantate selbstbohrend Titan	Complete set of instruments/implants, self-drilling, Titanium	19.223.00
Lagerungskassette	Storage container	19.224.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate selbstschneidend Set contents of implants self-tapping

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
		Stahl Stainless steel	Titan Titanium	
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 30 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 30 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.30	3.412.30	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 35 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 35 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.35	3.412.35	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 40 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 40 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.40	3.412.40	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 45 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 45 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.45	3.412.45	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 50 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 50 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.50	3.412.50	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 55 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 55 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.55	3.412.55	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 60 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 60 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.60	3.412.60	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 65 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 65 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.65	3.412.65	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 70 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 70 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.70	3.412.70	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 75 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 75 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.75	3.412.75	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 80 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 80 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.80	3.412.80	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 85 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 85 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.85	3.412.85	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 90 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 90 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.90	3.412.90	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 95 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 95 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.95	3.412.95	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 100 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 100 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.100	3.412.100	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 105 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 105 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.105	3.412.105	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 110 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 110 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.110	3.412.110	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 115 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 115 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.115	3.412.115	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 120 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 120 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.120	3.412.120	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 125 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 125 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.125	3.412.125	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 130 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 130 mm, 16 mm thread, self-tapping	2.412.130	3.412.130	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 45 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 45 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.45	3.422.45	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 50 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 50 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.50	3.422.50	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 55 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 55 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.55	3.422.55	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 60 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 60 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.60	3.422.60	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 65 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 65 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.65	3.422.65	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 70 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 70 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.70	3.422.70	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 75 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 75 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.75	3.422.75	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 80 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 80 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.80	3.422.80	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 85 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 85 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.85	3.422.85	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 90 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 90 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.90	3.422.90	3
Durchbohrte Schraube D 7,0 mm / L 95 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend	Cannulated screw D 7,0 mm / L 95 mm, 32 mm thread, self-tapping	2.422.95	3.422.95	3

Im Set enthaltene Implantate selbstbohrend/selbstschneidend
Set contents of implants self-drilling/self-tapping

46

Durchbohrte Schrauben D 7,0 mm - Implantate Cannulated screws D 7,0 mm - Implants



Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend Cannulated screw D 7,0 mm, 16 mm thread, self-tapping

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.412.30	3.412.30	30
2.412.35	3.412.35	35
2.412.40	3.412.40	40
2.412.45	3.412.45	45
2.412.50	3.412.50	50
2.412.55	3.412.55	55
2.412.60	3.412.60	60
2.412.65	3.412.65	65
2.412.70	3.412.70	70
2.412.75	3.412.75	75
2.412.80	3.412.80	80
2.412.85	3.412.85	85
2.412.90	3.412.90	90
2.412.95	3.412.95	95
2.412.100	3.412.100	100
2.412.105	3.412.105	105
2.412.110	3.412.110	110
2.412.115	3.412.115	115
2.412.120	3.412.120	120
2.412.125	3.412.125	125
2.412.130	3.412.130	130

Schraubendurchmesser	Screw diameter	7,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill bit for thread hole	4,5 mm



Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, 16 mm Gewinde, selbstschneidend, selbstbohrend Cannulated screw D 7,0 mm, 16 mm thread, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.414.30	3.414.30	30
2.414.35	3.414.35	35
2.414.40	3.414.40	40
2.414.45	3.414.45	45
2.414.50	3.414.50	50
2.414.55	3.414.55	55
2.414.60	3.414.60	60
2.414.65	3.414.65	65
2.414.70	3.414.70	70
2.414.75	3.414.75	75
2.414.80	3.414.80	80
2.414.85	3.414.85	85
2.414.90	3.414.90	90
2.414.95	3.414.95	95
2.414.100	3.414.100	100
2.414.105	3.414.105	105
2.414.110	3.414.110	110
2.414.115	3.414.115	115
2.414.120	3.414.120	120
2.414.125	3.414.125	125
2.414.130	3.414.130	130

Schraubendurchmesser	Screw diameter	7,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm



Schraubendurchmesser	Screw diameter	7,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm
Bohrer für Gewindeloch	Drill bit for thread hole	4,5 mm

Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend Cannulated screw D 7,0 mm, 32 mm thread, self-tapping

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.422.45	3.422.45	45
2.422.50	3.422.50	50
2.422.55	3.422.55	55
2.422.60	3.422.60	60
2.422.65	3.422.65	65
2.422.70	3.422.70	70
2.422.75	3.422.75	75
2.422.80	3.422.80	80
2.422.85	3.422.85	85
2.422.90	3.422.90	90
2.422.95	3.422.95	95
2.422.100	3.422.100	100
2.422.105	3.422.105	105
2.422.110	3.422.110	110
2.422.115	3.422.115	115
2.422.120	3.422.120	120
2.422.125	3.422.125	125
2.422.130	3.422.130	130



Schraubendurchmesser	Screw diameter	7,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm

Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, 32 mm Gewinde, selbstschneidend, selbstbohrend Cannulated screw D 7,0 mm, 32 mm thread, self-tapping, self-drilling

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.424.45	3.424.45	45
2.424.50	3.424.50	50
2.424.55	3.424.55	55
2.424.60	3.424.60	60
2.424.65	3.424.65	65
2.424.70	3.424.70	70
2.424.75	3.424.75	75
2.424.80	3.424.80	80
2.424.85	3.424.85	85
2.424.90	3.424.90	90
2.424.95	3.424.95	95
2.424.100	3.424.100	100
2.424.105	3.424.105	105
2.424.110	3.424.110	110
2.424.115	3.424.115	115
2.424.120	3.424.120	120
2.424.125	3.424.125	125
2.424.130	3.424.130	130

Durchbohrte Schrauben D 7,0 mm - Implantate Cannulated screws D 7,0 mm - Implants



Durchbohrte Schraube D 7,0 mm, Vollgewinde Cannulated screw D 7,0 mm, fully threaded

Schraubendurchmesser	Screw diameter	7,0 mm
Kerndurchmesser	Core diameter	4,5 mm
Kopfdurchmesser	Head diameter	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm
Durchbohrung	Cannulation	2,2 mm
Gewindeschneider	Tap	2.922.07
Bohrer für Gewindeloch	Drill bit for thread hole	4,5 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Schraubenlänge Screw length mm
2.425.45	3.425.45	45
2.425.50	3.425.50	50
2.425.55	3.425.55	55
2.425.60	3.425.60	60
2.425.65	3.425.65	65
2.425.70	3.425.70	70
2.425.75	3.425.75	75
2.425.80	3.425.80	80
2.425.85	3.425.85	85
2.425.90	3.425.90	90
2.425.95	3.425.95	95
2.425.100	3.425.100	100
2.425.105	3.425.105	105
2.425.110	3.425.110	110
2.425.115	3.425.115	115
2.425.120	3.425.120	120
2.425.125	3.425.125	125
2.425.130	3.425.130	130

*Durchbohrte Schrauben mit Vollgewinde, auf Anfrage auch selbstschneidend
Cannulated screws, fully threaded, on request also self-tapping



Unterlegscheibe für Schrauben D 6,5 mm / D 7,0 mm Washer for screws D 6,5 mm / D 7,0 mm


Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	AD/ID ED/ID mm
2.200.04	3.200.04	16,0 / 6,7

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde - Kirschner wire with 10 mm thread



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.983.20	3.983.20	2,0	230


*weitere Kirschnerdrähte im Kapitel IX- More Kirschner wire in chapter IX




Interferenzschrauben Set
Interference-screw set



Tibloc-Disk
Tibloc-Disk



Ligamentfix
Ligamentfix



Nadel für Kreuzbandplastik
Needles for cruciate ligament plastics

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instruments / implants in Titanium	19.250.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente / Implantate	Perforated autoclavable container with insert-tray for instruments / implants	19.251.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Gewebeschutzhülse für Schrauben D 7,0 mm	Tissue-protecting sleeve for screws D 7,0 mm	2.945.07	1
Gewebeschutzhülse für Schrauben D 8,0 mm	Tissue-protecting sleeve for screws D 8,0 mm	2.945.08	1
Gewebeschutzhülse für Schrauben D 9,0 mm	Tissue-protecting sleeve for screws D 9,0 mm	2.945.09	1
Sechskantschraubendreher durchbohrt	Cannulated hexagonal screw driver	2.943.35	1

Gewebeschutzhülse - *Tissue-protecting sleeve*



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm
2.945.06	6,0
2.945.07	7,0
2.945.08	8,0
2.945.09	9,0

Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 6,0 mm, mit Griff *Cannulated hexagonal screw driver, for screws D 6,0 mm, with handle*



Best.-Nr Code N°	
2.943.25	

Sechskantschraubendreher durchbohrt, für Schrauben D 7,0 mm / D 8,0mm / D 9,0 mm, mit Griff *Cannulated hexagonal screw driver for screws D 7,0 mm / D 8,0 mm / D 9,0 mm, with handle*



Best.-Nr Code N°	
2.943.35	

Interferenzschrauben - Implantate

Interference-screw - Implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente / Implantate Titan	Complete set of instruments / implants in Titanium	19.250.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente / Implantate	Perforated autoclavable container with insert-tray for instruments / implants	19.251.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.10



Im Set enthaltene Implantate

Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	
		Titan Titanium	Anzahl im Set Quantity in set
Interferenzschraube D 7,0 mm, L 20 mm	Interference-screw D 7,0 mm, L 20 mm	3.472.20	3
Interferenzschraube D 7,0 mm, L 25 mm	Interference-screw D 7,0 mm, L 25 mm	3.472.25	3
Interferenzschraube D 7,0 mm, L 30 mm	Interference-screw D 7,0 mm, L 30 mm	3.472.30	3
Interferenzschraube D 8,0 mm, L 20 mm	Interference-screw D 8,0 mm, L 20 mm	3.474.20	3
Interferenzschraube D 8,0 mm, L 25 mm	Interference-screw D 8,0 mm, L 25 mm	3.474.25	3
Interferenzschraube D 8,0 mm, L 30 mm	Interference-screw D 8,0 mm, L 30 mm	3.474.30	3
Interferenzschraube D 9,0 mm, L 20 mm	Interference-screw D 9,0 mm, L 20 mm	3.476.20	3
Interferenzschraube D 9,0 mm, L 25 mm	Interference-screw D 9,0 mm, L 25 mm	3.476.25	3
Interferenzschraube D 9,0 mm, L 30 mm	Interference-screw D 9,0 mm, L 30 mm	3.476.30	3
		Stahl Stainless steel	
Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde, D 2,0 mm, L 230 mm	Kirschner wire with 10 mm tread, D 2,0 mm, L 230 mm	2.983.20	5



Interferenzschraube mit Kopf - Interference-screw with head

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Schraubenlänge Screw length mm	Kirschnerdraht Kirschner wire Ø mm	Innensechskant Hexagon socket mm
3.471.20	6	20	1,2	2,5
3.471.25	6	25	1,2	2,5
3.471.30	6	30	1,2	2,5
3.472.20	7	20	2,0	3,5
3.472.25	7	25	2,0	3,5
3.472.30	7	30	2,0	3,5
3.474.20	8	20	2,0	3,5
3.474.25	8	25	2,0	3,5
3.474.30	8	30	2,0	3,5
3.476.20	9	20	2,0	3,5
3.476.25	9	25	2,0	3,5
3.476.30	9	30	2,0	3,5



Interferenzschraube ohne Kopf - Interference-screw without head

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Schraubenlänge Screw length mm	Kirschnerdraht Kirschner wire Ø mm	Innensechskant Hexagon socket mm
3.481.20	6	20	1,2	2,5
3.481.25	6	25	1,2	2,5
3.481.30	6	30	1,2	2,5
3.482.20	7	20	2,0	3,5
3.482.25	7	25	2,0	3,5
3.482.30	7	30	2,0	3,5
3.484.20	8	20	2,0	3,5
3.484.25	8	25	2,0	3,5
3.484.30	8	30	2,0	3,5
3.486.20	9	20	2,0	3,5
3.486.25	9	25	2,0	3,5
3.486.30	9	30	2,0	3,5



Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde - Kirschner wire with 10 mm thread

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.983.12	3.983.12	1,2	230
2.983.20	3.983.20	2,0	230

Tibloc-Disk - Tibloc-Disk

Tibloc-Disk - Tibloc-Disk

Disk Stärke	Disk-thickness	1,0 mm
Disk Höhe	Disk-height	4,0 mm
Lochabstand	Distance of holes	5,6 mm



Best.-Nr-Code N°	Durchmesser
Titan	Diameter
Titanium	mm
5.993.01	14

Ligamentfix - Ligamentfix

Ligamentfix - Ligamentfix



Best.-Nr-Code N°	Länge	Breite
Titan	Length	Width
Titanium	mm	mm
5.990.01	12	3

Spiralbohrer für Kreuzbandplastik - Drill-bit for cruciate ligament-plastic

Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.906.24	2,4	310	285



Nadel für Kreuzbandplastik - Nails for crucial ligament plastics

Nadel für Kreuzbandplastik mit Trokarspitze und Langloch Needle for crucial ligament plastics with trocar point and long hole

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.045.24	2,4	430

Nadel für Kreuzbandplastik mit Spiralbohrspitze und Langloch Needle for crucial ligament plastics with drilling point and long hole

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.046.24	2,4	430
6.046.30	3,0	430
6.046.35	3,5	430

Nadel für Kreuzbandplastik mit Spiralbohrspitze ohne Langloch Needle for crucial ligament plastics with drilling point without long hole

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.047.24	2,4	430

Kirschnerdraht
Kirschner wire

Spiralbündelnagel
Spiral-nail system

Gleitnagel
Gliding nail

Endernagel
Ender-nail

Pin Fix
Pin Fix

PKS (Perkutaner-Kompressions-Stift)
PKS (percutaneous compression-pin)

Teleskopnagel
Telescope-nail

Cerclagedraht
Cerclage-wire

Rush-Pin
Rush-Pin

Schanz'sche Schraube
Schanz screw

Kirschnerdrähte - Kirschner wires

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund Kirschner wire with trocar point / round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.011.06		0,6	70
6.021.06		0,6	120
6.031.06		0,6	150
6.011.08		0,8	70
6.021.08		0,8	120
6.031.08		0,8	150
6.041.08		0,8	220
6.061.08		0,8	280
6.051.08		0,8	310
6.011.10	7.011.10	1,0	70
6.021.10	7.021.10	1,0	120
6.031.10	7.031.10	1,0	150
6.041.10	7.041.10	1,0	220
6.061.10	7.061.10	1,0	280
6.051.10	7.051.10	1,0	310
6.011.12	7.011.12	1,2	70
6.021.12	7.021.12	1,2	120
6.031.12	7.031.12	1,2	150
6.041.12	7.041.12	1,2	220
6.061.12	7.061.12	1,2	280
6.051.12	7.051.12	1,2	310
6.011.14	7.011.14	1,4	70
6.021.14	7.021.14	1,4	120
6.031.14	7.031.14	1,4	150
6.041.14	7.041.14	1,4	220
6.061.14	7.061.14	1,4	280
6.051.14	7.051.14	1,4	310
6.011.15	7.011.15	1,5	70
6.021.15	7.021.15	1,5	120
6.031.15	7.031.15	1,5	150
6.041.15	7.041.15	1,5	220
6.061.15	7.061.15	1,5	280
6.051.15	7.051.15	1,5	310

Kirschnerdrähte - Kirschner wires

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund Kirschner wire with trocar point / round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.011.16	7.011.16	1,6	70
6.021.16	7.021.16	1,6	120
6.031.16	7.031.16	1,6	150
6.041.16	7.041.16	1,6	220
6.061.16	7.061.16	1,6	280
6.051.16	7.051.16	1,6	310
6.011.18	7.011.18	1,8	70
6.021.18	7.021.18	1,8	120
6.031.18	7.031.18	1,8	150
6.041.18	7.041.18	1,8	220
6.061.18	7.061.18	1,8	280
6.051.18	7.051.18	1,8	310
6.011.20	7.011.20	2,0	70
6.021.20	7.021.20	2,0	120
6.031.20	7.031.20	2,0	150
6.041.20	7.041.20	2,0	220
6.061.20	7.061.20	2,0	280
6.051.20	7.051.20	2,0	310
6.011.22		2,2	70
6.021.22		2,2	120
6.031.22		2,2	150
6.041.22		2,2	220
6.061.22		2,2	280
6.051.22		2,2	310
6.031.25	7.031.25	2,5	150
6.041.25	7.041.25	2,5	220
6.061.25	7.061.25	2,5	280
6.051.25	7.051.25	2,5	310
6.031.30	7.031.30	3,0	150
6.041.30	7.041.30	3,0	220
6.061.30	7.061.30	3,0	280
6.051.30	7.051.30	3,0	310



Kirschnerdraht mit beidseitiger Trokarspitze Kirschner wire with both sides trocar points

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.012.06		0,6	70
6.022.06		0,6	120
6.032.06		0,6	150
6.012.08		0,8	70
6.022.08		0,8	120
6.032.08		0,8	150
6.012.10	7.012.10	1,0	70
6.022.10	7.022.10	1,0	120
6.032.10	7.032.10	1,0	150
6.042.10	7.042.10	1,0	220
6.062.10	7.062.10	1,0	280
6.052.10	7.052.10	1,0	310
6.012.12	7.012.12	1,2	70
6.022.12	7.022.12	1,2	120
6.032.12	7.032.12	1,2	150
6.042.12	7.042.12	1,2	220
6.062.12	7.062.12	1,2	280
6.052.12	7.052.12	1,2	310
6.012.14	7.012.14	1,4	70
6.022.14	7.022.14	1,4	120
6.032.14	7.032.14	1,4	150
6.042.14	7.042.14	1,4	220
6.062.14	7.062.14	1,4	280
6.052.14	7.052.14	1,4	310
6.012.15	7.012.15	1,5	70
6.022.15	7.022.15	1,5	120
6.032.15	7.032.15	1,5	150
6.042.15	7.042.15	1,5	220
6.062.15	7.062.15	1,5	280
6.052.15	7.052.15	1,5	310

Kirschnerdrähte - Kirschner wires

Kirschnerdraht mit beidseitiger Trokarspitze Kirschner wire with both sides trocar points

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.012.16	7.012.16	1,6	70
6.022.16	7.022.16	1,6	120
6.032.16	7.032.16	1,6	150
6.042.16	7.042.16	1,6	220
6.062.16	7.062.16	1,6	280
6.052.16	7.052.16	1,6	310
6.012.18	7.012.18	1,8	70
6.022.18	7.022.18	1,8	120
6.032.18	7.032.18	1,8	150
6.042.18	7.042.18	1,8	220
6.062.18	7.062.18	1,8	280
6.052.18	7.052.18	1,8	310
6.012.20	7.012.20	2,0	70
6.022.20	7.022.20	2,0	120
6.032.20	7.032.20	2,0	150
6.042.20	7.042.20	2,0	220
6.062.20	7.062.20	2,0	280
6.052.20	7.052.20	2,0	310
6.032.22		2,2	150
6.042.22		2,2	220
6.062.22		2,2	280
6.052.22		2,2	310
6.032.25	7.032.25	2,5	150
6.042.25	7.042.25	2,5	220
6.062.25	7.062.25	2,5	280
6.052.25	7.052.25	2,5	310
6.032.30	7.032.30	3,0	150
6.042.30	7.042.30	3,0	220
6.062.30	7.062.30	3,0	280
6.052.30	7.052.30	3,0	310

Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende flach Kirschner wire with trocar point / flat end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.033.08		0,8	150
6.033.10		1,0	150
6.043.10	auf Anfrage on request	1,0	220
6.063.10		1,0	280
6.053.10		1,0	310
6.033.12		1,2	150
6.043.12	auf Anfrage on request	1,2	220
6.063.12		1,2	280
6.053.12		1,2	310
6.033.14		1,4	150
6.043.14	auf Anfrage on request	1,4	220
6.063.14		1,4	280
6.053.14		1,4	310
6.033.15		1,5	150
6.043.15	auf Anfrage on request	1,5	220
6.063.15		1,5	280
6.053.15		1,5	310
6.033.16		1,6	150
6.043.16	auf Anfrage on request	1,6	220
6.063.16		1,6	280
6.053.16		1,6	310
6.033.18		1,8	150
6.043.18	auf Anfrage on request	1,8	220
6.063.18		1,8	280
6.053.18		1,8	310
6.033.20		2,0	150
6.043.20	auf Anfrage on request	2,0	220
6.063.20		2,0	280
6.053.20		2,0	310
6.033.22		2,2	150
6.043.22		2,2	220
6.063.22		2,2	280
6.053.22		2,2	310
6.033.25		2,5	150
6.043.25	auf Anfrage on request	2,5	220
6.063.25		2,5	280
6.053.25		2,5	310
6.033.30		3,0	150
6.043.30	auf Anfrage on request	3,0	220
6.063.30		3,0	280
6.053.30		3,0	310

Kirschnerdrähte mit Gewinde - Kirschner wires with thread

Kirschnerdraht mit 10 mm Gewinde, Ende rund Kirschner wire with 10 mm thread, round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.982.12	3.982.12	1,2	150
2.982.14	3.982.14	1,4	150
2.982.15	3.982.15	1,5	150
2.982.16	3.982.16	1,6	150
2.982.18	3.982.18	1,8	150
2.982.20	3.982.20	2,0	150
2.982.25	3.982.25	2,5	150
2.982.30	3.982.30	3,0	150
2.983.12	3.983.12	1,2	230
2.983.14	3.983.14	1,4	230
2.983.15	3.983.15	1,5	230
2.983.16	3.983.16	1,6	230
2.983.18	3.983.18	1,8	230
2.983.20	3.983.20	2,0	230
2.983.25	3.983.25	2,5	230
2.983.30	3.983.30	3,0	230
2.984.18	3.984.18	1,8	300
2.984.20	3.984.20	2,0	300
2.984.25	3.984.25	2,5	300
2.984.30	3.984.30	3,0	300



Kirschnerdraht mit 15 mm Gewinde, Ende rund Kirschner wire with 15 mm thread, round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
2.986.12	3.986.12	1,2	150
2.986.14	3.986.14	1,4	150
2.986.15	3.986.15	1,5	150
2.986.16	3.986.16	1,6	150
2.986.18	3.986.18	1,8	150
2.986.20	3.986.20	2,0	150
2.986.25	3.986.25	2,5	150
2.986.30	3.986.30	3,0	150
2.987.12	3.987.12	1,2	230
2.987.14	3.987.14	1,4	230
2.987.15	3.987.15	1,5	230
2.987.16	3.987.16	1,6	230
2.987.18	3.987.18	1,8	230
2.987.20	3.987.20	2,0	230
2.987.25	3.987.25	2,5	230
2.987.30	3.987.30	3,0	230
2.988.18	3.988.18	1,8	300
2.988.20	3.988.20	2,0	300
2.988.25	3.988.25	2,5	300
2.988.30	3.988.30	3,0	300




Kirschnerdraht mit 20 mm Gewinde, Ende rund Kirschner wire with 20 mm thread, round end

Best.-Nr-Code N° Stahl <i>Stainless steel</i>	Best.-Nr-Code N° Titan <i>Titanium</i>	Durchmesser <i>Diameter</i> mm	Länge <i>Length</i> mm
2.991.12	3.991.12	1,2	150
2.991.14	3.991.14	1,4	150
2.991.15	3.991.15	1,5	150
2.991.16	3.991.16	1,6	150
2.991.18	3.991.18	1,8	150
2.991.20	3.991.20	2,0	150
2.991.25	3.991.25	2,5	150
2.991.30	3.991.30	3,0	150
2.992.12	3.992.12	1,2	230
2.992.14	3.992.14	1,4	230
2.992.15	3.992.15	1,5	230
2.992.16	3.992.16	1,6	230
2.992.18	3.992.18	1,8	230
2.992.20	3.992.20	2,0	230
2.992.25	3.992.25	2,5	230
2.992.30	3.992.30	3,0	230
2.993.18	3.993.18	1,8	300
2.993.20	3.993.20	2,0	300
2.993.25	3.993.25	2,5	300
2.993.30	3.993.30	3,0	300



Spiralbündelnagel - Set Spiral-nail -system - Set

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Stahl	Complete set - instruments/implants in stainless steel	19.240.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate	Perforated autoclavable container with insert-tray for instruments and implants	19.241.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.00



Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Einführungsinstrument	Impactor for wires	6.902.01	1
Kraftschneider für Drähte bis max. D 2,5 mm	Powerful wire-cutter, until max. D 2,5 mm	6.906.02	1
Extraktionszange für Bohrdrähte	Extraction forceps for wires	10.421.01	1
Pfriem	Reamer	10.509.00	1

Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Stahl Stainless steel	Anzahl im Set Quantity in set
Spiralbündelnagel D 1,2 mm, L 420 mm	Nail with spiral-head D 1,2 mm, L 420 mm	6.295.00	3
Füllnagel mit Kopf D 2,0 mm, L 420 mm	Wire for filling up with head D 2,0 mm, L 420 mm	6.297.00	5
Füllnagel ohne Kopf D 2,0 mm, L 420 mm	Wire for filling up without head D 2,0 mm, L 420 mm	6.298.00	5
Kirschnerdraht mit Trokarspitze D 2,0 mm, L 420 mm	Kirschner wire trocar point D 2,0 mm, L 420 mm	6.299.20	5

Einführungsinstrument - *Impactor for wires*



Best.-Nr
Code N°

6.902.01

Einführungsinstrument mit Schnellspannfutter, durchbohrt, für Drähte bis D 3,0 mm *Cannulated impactor with quick-action chuck, for wire until D 3,0 mm*



Best.-Nr
Code N°

6.903.04

Kraftschneider für Drähte bis max. D 2,5 mm *Powerful wire-cutter, until max. D 2,5 mm*



Best.-Nr
Code N°

6.906.02

Extraktionszange für Bohrdrähte *Extraction forceps for wires*



Best.-Nr
Code N°

10.421.01

Pfriem, D 8,0 mm - *Reamer, D 8,0 mm*



Best.-Nr
Code N°

10.509.00

Spiralbündelnagel - Nails with spiral-head

Spiralbündelnagel - Nail with spiral-head

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Durchmesser Spirale Diameter spiral mm	Durchmesser Schaft Diameter shank mm	Länge Length mm
6.295.00	5,5	3,0	420



Füllnagel mit Kopf und rundem Ende Wire for filling-up with head and round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Durchmesser Kopf Diameter head mm	Durchmesser Draht Diameter wire mm	Länge Length mm
6.297.00	4,0	2,0	420
6.297.22	4,0	2,2	420
6.297.25	4,0	2,5	420



Füllnagel ohne Kopf Wire for filling-up without head

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.298.00	2,0	420
6.298.22	2,2	420
6.298.25	2,5	420
6.298.30	3,0	420
6.298.35	3,5	420
6.298.40	4,0	420



Kirschnerdraht mit Trokarspitze / Ende rund Kirschner wire trocar point / round end

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.299.20	2,0	420
6.299.00	2,5	420



Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°
Set komplett - Instrumente/Implantate Titan	Complete set - instruments/implants in Titanium	19.290.00
Siebkorb mit Einsatz für Instrumente/Implantate	Perforated autoclavable container with insert-tray for instruments/implants	19.291.00
Stericcontainer	Sterilizing container	19.000.00

Im Set enthaltene Instrumente Set contents of instruments

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Einführungsinstrument, Schnellspannfutter, durchbohrt	Cannulated impactor with quick-action chuck	6.903.02	1
Kraftschneider für Drähte bis max. D 3,0 mm	Powerful wire-cutter, until max. D 3,0 mm	6.906.03	1
Extraktionszange für Bohrdrähte	Extraction-forceps for wires	10.421.01	1
Pfriem	Reamer	10.509.00	1

Im Set enthaltene Implantate Set contents of implants

Bezeichnung	Name	Best.-Nr Code N°	Anzahl im Set Quantity in set
Gleitnagel D 1,5 mm / L 450 mm	Gliding nail D 1,5 mm / L 450 mm	7.281.15	5
Gleitnagel D 2,0 mm / L 450 mm	Gliding nail D 2,0 mm / L 450 mm	7.281.20	5
Gleitnagel D 2,5 mm / L 450 mm	Gliding nail D 2,5 mm / L 450 mm	7.281.25	5
Gleitnagel D 3,0 mm / L 450 mm	Gliding nail D 3,0 mm / L 450 mm	7.281.30	5
Gleitnagel D 3,5 mm / L 450 mm	Gliding nail D 3,5 mm / L 450 mm	7.281.35	5
Gleitnagel D 4,0 mm / L 450 mm	Gliding nail D 4,0 mm / L 450 mm	7.281.40	5
Gleitnagel D 4,5 mm / L 450 mm	Gliding nail D 4,5 mm / L 450 mm	7.281.45	5
Gleitnagel D 5,0 mm / L 450 mm	Gliding nail D 5,0 mm / L 450 mm	7.281.50	5



Einführungsinstrument, Schnellspannfutter, durchbohrt
Cannulated impactor, with quick-action druck

Best.-Nr
 Code N°

6.903.02



Verlängerung zum Schnellspannfutter
Prolungation for quick-action druck

Best.-Nr
 Code N°

6.903.03



Kraftschneider für Drähte, bis max. D 2,5 mm
Powerful wire-cutter, until max. D 2,5 mm

Best.-Nr
 Code N°

6.906.02



Kraftschneider für Drähte bis max. D 3,0 mm
Powerful wire-cutter, until max. D 3,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

6.906.03



Extraktionszange für Bohrdrähte
Extraction forceps for wires

Best.-Nr
 Code N°

10.421.01



Pfriem, D 8,0 mm - Reamer, D 8,0 mm

Best.-Nr
 Code N°

10.509.00

Gleitnagel - Gliding nail

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.282.15	7.282.15	1,5	300
6.282.20	7.282.20	2,0	300
6.282.25	7.282.25	2,5	300
6.282.30	7.282.30	3,0	300
6.282.35	7.282.35	3,5	300
6.282.40	7.282.40	4,0	300
6.282.45	7.282.45	4,5	300
6.282.50	7.282.50	5,0	300
6.281.15	7.281.15	1,5	450
6.281.20	7.281.20	2,0	450
6.281.25	7.281.25	2,5	450
6.281.30	7.281.30	3,0	450
6.281.35	7.281.35	3,5	450
6.281.40	7.281.40	4,0	450
6.281.45	7.281.45	4,5	450
6.281.50	7.281.50	5,0	450

Endernagel *Ender-nail*

Endernagel mit Öhr *Ender-nail with loop*

Durchmesser <i>Diameter</i> mm	Längen <i>Lengths</i> mm
3,2 / 4,0 / 4,5 / 5,0	200 / 400

* Auf Anfrage lieferbar - *Can be supplied on request*

Pin-Fix - Pin-Fix

	Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm
	2.982.12/60	3.982.12/60	1,2
	2.982.14/60	3.982.14/60	1,4
	2.982.16/60	3.982.16/60	1,6
	2.982.18/60	3.982.18/60	1,8
	2.982.20/60	3.982.20/60	2,0
	2.982.25/60	3.982.25/60	2,5

Gesamtlänge Total length 150 mm
Gewindelänge Thread length 60 mm

Lagerungsbank für Pin-Fix - Storage container for Pin-Fix



Best.-Nr
Code N°
20.155.00

PKS (Perkutaner-Kompressions-Stift) PKS (Percutaneous compression-pin)

PKS - Perkutaner-Kompressions-Stift PKS (Percutaneous compression-pin)

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Gewindelänge Thread length mm
3.995.125/7	1,25	150	7
3.995.125/9	1,25	150	9
3.995.125/11	1,25	150	11
3.995.125/13	1,25	150	13
3.995.125/15	1,25	150	15
3.995.125/17	1,25	150	17
3.995.125/19	1,25	150	19
3.995.125/21	1,25	150	21
3.995.160/7	1,6	150	7
3.995.160/9	1,6	150	9
3.995.160/11	1,6	150	11
3.995.160/13	1,6	150	13
3.995.160/15	1,6	150	15
3.995.160/17	1,6	150	17
3.995.160/19	1,6	150	19
3.995.160/21	1,6	150	21



Unterlegscheibe für PKS - Washer for PKS



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm
3.200.125	1,25
3.200.16	1,6

Schraubendreher für PKS - Screw-driver for PKS



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm
2.940.125	1,25
2.940.160	1,6

Lagerungsbank für PKS - Storage-container for PKS



Best.-Nr Code N°	
20.157.00	

Teleskopnagel Telescope-nail

Teleskopnagel - Telescope-nail

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm	Grosse Size mm
7.288.00	3,2	250	I
7.289.00	4,0	250	II
7.290.00	4,8	300	III
7.291.00	5,5	300	IV



* sondergrössen auf Anfrage lieferbar - Special size can be supplied on request

Bohrspitze für Teleskopnägels - Drill-bit for telescope-nails



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Grösse Size mm	zu Nagelgrösse for nail-size
7.288.01	I	I
7.289.01	II	II
7.290.01	III	III
7.291.01	IV	IV

Spongiaschraubenspitze für Teleskopnägels Cancellous screw-point for telescope-nails



Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Grösse Size mm	Gewindelänge Thread length mm	zu Nagelgrösse for nail-size
7.288.02	I	15	I
7.289.02	II	15	II
7.290.02	III	15	III
7.291.02	IV	15	IV

Cerclagedraht Cerclage-wire

Cerclagedraht im Ring - Cerclage-wire, coil



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Lenght m
6.410.04		0,4	10
6.410.05		0,5	10
6.410.06		0,6	10
6.410.07		0,7	10
6.410.08	7.410.08	0,8	10
6.410.09		0,9	10
6.410.10	7.410.10	1,0	10
6.410.12	7.410.12	1,2	10
6.410.15		1,5	5

Cerclagedraht mit Öse - Cerclage-wire with loop



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Lenght mm
6.415.04		0,4	280
6.415.05		0,5	280
6.415.06		0,6	280
6.415.07		0,7	280
6.415.08	7.415.08	0,8	280
6.415.09		0,9	280
6.415.10	7.415.10	1,0	280
6.415.12	7.415.12	1,2	280
6.415.15		1,5	280

Rush-Pin D 2,5 mm - *Rush-Pin D 2,5 mm*

Best.-Nr-Code N° Stahl <i>Stainless Steel</i>	Länge <i>Length</i> mm
6.114.15	100
6.114.16	115
6.114.17	125
6.114.18	140
6.114.19	150
6.114.20	165
6.114.21	180
6.114.22	190
6.114.23	205
6.114.24	210
6.114.25	215
6.114.26	230

Rush-Pin D 3,2 mm - *Rush-Pin D 3,2 mm*

Best.-Nr-Code N° Stahl <i>Stainless Steel</i>	Länge <i>Length</i> mm
6.115.15	100
6.115.16	115
6.115.17	125
6.115.18	140
6.115.19	150
6.115.20	165
6.115.21	180
6.115.22	190
6.115.23	205
6.115.24	210
6.115.25	215
6.115.26	230
6.115.27	240
6.115.28	250
6.115.29	260
6.115.30	280
6.115.31	295
6.115.32	315
6.115.33	335

* sondergrößen auf Anfrage lieferbar - *Special size can be supplied on request*

Schanz'sche Schraube

Schanz screw



Schanz'sche Schraube mit flacher Spitze und Dreikantschaft Schanz screw with flat point and triangular shank

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.120.01	7.120.01	3	60
6.120.03	7.120.03	3	80
6.120.05	7.120.05	3	100
6.121.01	7.121.01	4	60
6.121.03	7.121.03	4	80
6.121.05	7.121.05	4	100
6.121.08	7.121.08	4	130
6.121.10	7.121.10	4	150
6.121.12	7.121.12	4	170
6.122.03	7.122.03	5	80
6.122.05	7.122.05	5	100
6.122.07	7.122.07	5	120
6.122.08	7.122.08	5	130
6.122.10	7.122.10	5	150
6.122.12	7.122.12	5	170
6.122.13	7.122.13	5	200
6.122.14	7.122.14	5	250
6.123.05	7.123.05	6	100
6.123.07	7.123.07	6	120
6.123.10	7.123.10	6	150
6.123.12	7.123.12	6	170



Schanz'sche Schraube mit Trokarspitze und Dreikantschaft Schanz screw with trocar point and triangular shank

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Length mm
6.125.01	7.125.01	3	60
6.125.03	7.125.03	3	80
6.125.05	7.125.05	3	100
6.126.01	7.126.01	4	60
6.126.03	7.126.03	4	80
6.126.05	7.126.05	4	100
6.126.08	7.126.08	4	130
6.126.10	7.126.10	4	150
6.126.12	7.126.12	4	170
6.127.03	7.127.03	5	80
6.127.05	7.127.05	5	100
6.127.07	7.127.07	5	120
6.127.08	7.127.08	5	130
6.127.10	7.127.10	5	150
6.127.12	7.127.12	5	170
6.127.13	7.127.13	5	200
6.127.14	7.127.14	5	250
6.128.05	7.128.05	6	100
6.128.07	7.128.07	6	120
6.128.10	7.128.10	6	150
6.128.13	7.128.13	6	200



Schanz'sche Schraube, selbstschneidend, mit Dreikantschaft
Schanz screw, self-tapping, with triangular shank

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Durchmesser Diameter mm	Länge Lenght mm
6.140.01	7.140.01	3	60
6.140.03	7.140.03	3	80
6.140.05	7.140.05	3	100
6.141.01	7.141.01	4	60
6.141.03	7.141.03	4	80
6.141.05	7.141.05	4	100
6.141.08	7.141.08	4	130
6.141.10	7.141.10	4	150
6.141.12	7.141.12	4	170
6.142.03	7.142.03	5	80
6.142.05	7.142.05	5	100
6.142.07	7.142.07	5	120
6.142.08	7.142.08	5	130
6.142.10	7.142.10	5	150
6.142.12	7.142.12	5	170
6.142.13	7.142.13	5	200
6.142.14	7.142.14	5	250
6.143.05	7.143.05	6	100
6.143.07	7.143.07	6	120
6.143.10	7.143.10	6	150
6.143.11	7.143.11	6	165

C-Plate
C-plate

Fixationsklammern
Fixation-clamps

Frakturkompressionsschrauben
Screws for fracture-compression

C-Plate - C-plate



C-Plate für Tibiaumstellungsosteotomie für Schrauben D 4,5 mm / D 6,5 mm
C-plate for tibia-replacement-osteotomy for screws D 4,5 mm / D 6,5 mm

Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Lochzahl N° of holes	Plattenlänge Plate length mm
4.721.05	5	100

Plattenstärke	Plate thickness	2,0 mm
Plattenbreite Kopf	Plate width, head	34,0 mm
Plattenbreite Schaft	Plate width, shank	16,5 mm

Abstandshalter - Distance holder



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Höhe Height mm
4.721.75	7,5
4.721.100	10,0
4.721.125	12,5

***weitere Höhen auf anfrage - Other heights on request**

Befestigungsschraube für Abstandshalter Fixing screw for distance holder



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel
2.721.11

Schraubendurchmesser	Diameter screw	4,0 mm
Kopfdurchmesser	Diameter head	8,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	3,5 mm

Fixationsklammern - Fixation-clamps

Fixationsklammer mit Dornen, mit Blutrinne Fixation-clamp with spikes, with blood-drain



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Länge Length mm	Breite aussen Outer width mm	Breite innen Inner width mm	Dornen Spikes
6.401.05	7.401.05	16,5	8,9	5	3
6.401.06	7.401.06	23,2	11,2	6	3
6.401.08	7.401.08	24,0	13,2	8	5

Fixationsklammer ohne Dornen, mit Blutrinne Fixation-clamp without spikes, with blood-drain



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Länge Length mm	Breite aussen Outer width mm	Breite innen Inner width mm	
6.402.05	7.402.05	16,5	8,9	5	
6.402.06	7.402.06	23,2	11,2	6	
6.402.08	7.402.08	24,0	13,2	8	

Fixationsklammer mit Dornen, ohne Blutrinne Fixation-clamp with spikes, without blood-drain



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Länge Length mm	Breite aussen Outer width mm	Breite innen Inner width mm	Dornen Spikes
6.403.06	7.403.06	25,50	11,35	6	3
6.403.08	7.403.08	25,75	13,05	8	5
6.403.11	7.403.11	24,85	16,10	11	7
6.403.14	7.403.14	25,50	19,30	14	7

Fixationsklammer ohne Dornen, ohne Blutrinne Fixation-clamp without spikes, without blood-drain



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Länge Length mm	Breite aussen Outer width mm	Breite innen Inner width mm	
6.404.06	7.404.06	25,50	11,35	6	
6.404.08	7.404.08	25,75	13,05	8	
6.404.11	7.404.11	24,85	16,10	11	
6.404.14	7.404.14	25,50	19,30	14	

Knochenklammer nach Blount - Blount bone-clamp



Best.-Nr-Code N° Stahl Stainless steel	Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Länge Length mm	Breite Width mm
6.406.20	7.406.20	20	22
6.406.25	7.406.25	25	22
6.406.30	7.406.30	30	22

Frakturkompressionsschrauben - Screws for fracture-compression

Frakturkompressionsschraube D 3,0 mm / D 4,0 mm, selbstbohrend, selbstschneidend
Fracture compressing screw D 3,0 mm / D 4,0 mm, self-drilling, self-tapping



Schraubendurchmesser/Kopf	Diameter screw/head	4,0 mm
Schraubendurchmesser/Schaft	Diameter screw/shank	3,0 mm
Kerndurchmesser/Kopf	Diameter core/head	2,9 mm
Kerndurchmesser/Schaft	Diameter core/shank	2,0 mm
Innensechskant	Hexagon socket	2,0 mm
Durchbohrung	Cannulation	1,3 mm

Best.-Nr-Code N° Titan Titanium	Länge Length mm
3.123.16	16
3.123.18	18
3.123.20	20
3.123.22	22
3.123.24	24
3.123.26	26
3.123.28	28
3.123.30	30

Stericontainer
Sterilizing containers

Siebkörbe
Perforated autoclavable containers

Sortiergestelle
Sorting banks

Sägeblätter
Saw-blades

Bohrer
Drill-bits

Gewindeschneider
Tap

Allgemeine Instrumente
Ordinary instruments

19.000.12



19.000.10

19.000.02

19.000.00

Farbskala der Behälterdeckel
Colour-scale of covers



Silber
Silver



Rot
Red



Grün
Green



Blau
Blue



Gelb
Yellow

Stericontainer - Sterilizing containers

Stericontainer - Sterilizing containers



Best.-Nr Code N°	Länge Length mm	Breite Width mm	Höhe Height mm
19.000.00	590	290	100
19.000.01	590	290	135
19.000.02	590	290	220



19.000.10	290	290	100
19.000.11	290	290	135
19.000.12	290	290	220



***Folgende Deckelfarben stehen zur Auswahl.**
Bitte geben Sie diese bei Ihrer Bestellung mit an.
The following colours of covers are available.
Please tell us your choice when you order.

Siebkörbe - Perforated autoclavable containers

Siebkorb - Perforated autoclavable container



Best.-Nr Code N°	Länge Length mm	Breite Width mm	Höhe Height mm
18.010.00	240	250	50
18.010.01	510	254	50

Befestigungsbolzen - Fixing-pin



Best.-Nr Code N°	Höhe des Stiftes Height of pin mm	Stiftdurchmesser Pin-diameter mm
18.020.00	20,0	8,0
18.020.01	20,0	4,0
18.020.02	24,5	8,0
18.020.03	24,5	4,8

Mutter für Befestigungsbolzen - Nut for fixing-pin



Best.-Nr Code N°	
18.023.01	

Sortiergestell für Drähte und Nägel - Sorting bank for wires and nails


Sortiergestell für Drähte - Sorting bank for wires




Best.-Nr Code N°		für die Durchmesser for the diameter mm
20.148.00	Länge/Lenght 70 mm	0,6 / 0,8 / 1,0 / 1,2



20.150.00	Länge/Lenght 150 mm	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0
-----------	---------------------	-----------------------------------



20.151.00	Länge/Lenght 280 mm	1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,5
-----------	---------------------	-----------------------------------



20.152.00	Länge/Lenght 310 mm	1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5
-----------	---------------------	-----------------------------------

Sortiergestell für Gleitnägel - Sorting bank for gliding nails



Best.-Nr Code N°		für die Durchmesser for the diameter mm
20.163.00	Länge/Lenght 300 mm	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0



20.165.00	Länge/Lenght 450 mm	1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0
-----------	---------------------	---

***Sondergrößen bzw. Sonderbestückung auf Anfrage**
Special sizes and special contents on request

Sägeblätter - Saw-blades

Sägeblatt - Saw-blade



Best.-Nr Code N°	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm	Breite Width mm	Stärke Thickness mm
Anschluss S - S-connection				
10.050.09	50	30	9	0,4
10.050.10	50	30	10	1,0
10.004.02	70	50	14	0,4
10.120.01	70	50	27	1,0
10.120.30	90	70	30	1,0
10.122.20	100	80	20	1,0
10.122.12	110	90	22	1,0



Anschluss S offen - S-connection, open				
10.006.04	90	70	27	0,6



Anschluss A - A-connection				
10.140.25	90	70	25	1,0
10.140.30	90	70	30	1,0



Anschluss A mit 2 Fenstern - A-connection with 2 windows				
10.143.30	100	80	30	1,0



Anschluss H - H-connection				
10.101.01	50	30	10	1,0



Anschluss H mit 3 Fenstern - H-connection with 3 windows				
10.051.10	115	95	25	1,0

Bohrer - Drill-bits

Spiralbohrer, zweilippig, für Schnellkupplung
Drill-bit, double spiral, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.904.01	1,1	65	40
2.904.02	1,5	88	60
2.904.03	2,0	105	75
2.904.05	2,5	105	80
2.904.06	2,5	125	100
2.904.07	2,7	105	75
2.904.08	3,2	145	120
2.904.09	3,2	195	170
2.904.10	3,5	110	85
2.904.11	3,5	195	170
2.904.12	4,5	145	120
2.904.13	4,5	195	170

Spiralbohrer, zweilippig, mit Dreikantschaft
Drill-bit, double spiral, with triangular shank



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.908.01	2,5	175	150
2.908.04	3,5	210	185

Spiralbohrer, dreilippig, mit Dreikantschaft
Drill-bit, triple spiral, with triangular shank



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.909.01	2,5	175	150
2.909.04	3,5	210	185

Spiralbohrer, durchbohrt, für Schnellkupplung
Cannulated drill-bit, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm	Kanülierung Cannulation mm
2.905.25	2,5	160	130	1,3
2.905.27	2,7	160	130	1,3
2.905.32	3,2	160	130	1,7
2.905.35	3,5	160	130	1,3
2.905.45	4,5	160	130	1,8

Spiralbohrer, durchbohrt, mit Dreikantschaft
Cannulated drill-bit, with triangular shank



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm	Kanülierung Cannulation mm
2.908.40	4,0	230	200	2,1
2.908.45	4,5	230	200	2,1

Vorbohrer, durchbohrt, für Schnellkupplung
Cannulated pilot drill-bit, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm	Kanülierung Cannulation mm
2.906.27	2,2	100	60	1,5
2.906.40	3,0	100	60	1,8

Gewindeschneider - Tap

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben, für Dentalkupplung
Tap for cortical screws, for dental coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.924.15	1,5	50	20
2.924.20	2,0	53	24

Gewindeschneider für Kortikalisschrauben, für Schnellkupplung
Tap for cortical screws, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.924.27	2,7	100	33
2.924.35	3,5	110	50
2.925.45	4,5	130	105
2.927.45	4,5	195	170

Gewindeschneider für Spongiosaschrauben, für Schnellkupplung
Tap for cancellous screws, for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.925.35	3,5	110	50
2.927.40	4,0	130	95
2.927.65	6,5	170	145

Gewindeschneider, durchbohrt, für Schnellkupplung
Cannulated tap for quick coupling



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Kanülierung Cannulation mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.923.35	3,5	160	1,3	135

Gewindeschneider, durchbohrt, mit T-Griff
Cannulated tap, with T-shaped handle



Best.-Nr Code N°	Durchmesser Diameter mm	Gesamtlänge Total length mm	Kanülierung Cannulation mm	Nutzbare Länge Usable length mm
2.923.45	4,5	143	1,75	72
2.922.07	7,0	230	2,1	205



„3D-Osteotomielehre“ für Umstellungsosteotomie
„3D-osteotomy-gauge“ for replacement-osteotomy

Best.-Nr
 Code N°

10.800.00



„Dresdner Instrument“ Zielgerät für Achillessehne
„Dresdner-instrument“ drill-guide for Achilleustendon

Best.-Nr
 Code N°

10.170.00



Einschläger für Fixationsklammern
Impactor for fixation-staples

Best.-Nr
 Code N°

6.908.01