



PISTOLA PER MESOTERAPIA

La soluzione ideale ai vostri bisogni con un risultato perfetto. Risultato perfetto di più di venti anni di esperienza nel campo delle attrezzature medico estetiche, racchiude le più alte tecnologie al servizio della medicina e della bellezza.

ULTIM è la soluzione ideale e unica ai vostri bisogni.

Campi di applicazione:



MESOTERAPIA

per continue iniezioni o “nappage” punto per punto, un controllo istantaneo della profondità e velocità dell’ago consentono una mesoterapia sicura e precisa

EXPERT – il programma specifico per iniezioni punto per punto mediante la regolazione della profondità dei prodotti iniettati (da 1 a 13mm) e la dose (da 0.01 all’infinito). Questo programma ottimizza l’efficacia dei prodotti iniettati rispettando il protocollo.

FILLER – programma di iniezioni unico al mondo per iniettare ogni tipo di filler a qualsiasi viscosità. L’ago rientra automaticamente e diminuisce il prodotto in loco.



DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE

Non ci sono differenze tra l'utilizzo a batteria o collegandolo a rete elettrica.

Screen in VHD (Very High Definition), gestione tattile dei comandi, pronto all'uso in pochi secondi.

Leggerissima e maneggevole adatta ad un uso ambidestro.

La velocità degli aghi riduce notevolmente la sensazione di dolore.

Illuminazione dell'area trattata

Massaggio simultaneo per una maggiore distribuzione del prodotto.

ULTIM accetta ogni tipo di siringa ed ago.

